

FLASH

1.135

LPPR 4100004

FRM C



Poids d'utilisateur autorisé

75 kg





Coque dorsale anatomique,
amovible



Design cool



Longueur de jambe parfaitement
réglable



Super flexible, un siège qui grandit
avec toi

L'éclair roulant

RENTABILITÉ

- le concept de fauteuil roulant qui évolue avec l'utilisateur réduit les frais de remplacement.
- Grande variabilité au niveau du réglage de la position d'assise et des paramètres de conduite.
- Ravitaillement en pièces détachées rapide et assuré sur le long terme grâce à un réseau de commerce spécialisé généralisé.
- Très bonnes possibilités de réutilisation

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Siège flexible pour un ajustement parfait aux dimensions corporelles de l'enfant
- Réglage de la profondeur de l'assise vers l'avant via un adaptateur
- Dossier télescopique sur 45 mm vers l'arrière, idéal pour les changements de coques dorsale
- Poids réduit, siège anatomique et variabilité maximale pour une tenue de route idéale
- Grand espace pour les jambes dans la zone avant grâce au cadre à abduction de série
- Réglage très facile en cas d'ajustements rendus nécessaires par la croissance ou les modifications des fonctions
- Longueur de jambes réglables en continu à partir de 200 mm

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour le secteur actif des enfants et des jeunes
- Pour une utilisation à la maison et lors des loisirs
- Pour les enfants en crèche, en âge préscolaire et de scolarisation

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 3.131,31 / TTC 3.303,54 €

LPPR 4100004 / 3.303,54 €

(*ohne Seitenteile, ohne Beinstützen)



Poids d'utilisateur autorisé

75 kg



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
 Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>
 Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.

Valable du 01.01.2025 – 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
 Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

	MINI	MAXI
Largeurs d'assise en mm	240 - 300	240 - 400
Largeur hors tout à partir de	Largeur d'assise + 180 (0°) / + 220 (3°) / + 260 (6°)	
Profondeur d'assise en mm	240 - 300	320 - 400
Hauteur totale en mm	hauteur d'assise arrière + hauteur de dossier + 40	
Hauteur de dossier en mm		250 - 400
Angle du dossier		75° - 105°
Longueur de jambes en mm	200 - 290	250 - 320 / 330 - 440
Longueur avec repose-pieds en mm	670 - 745	855 - 930
Poids utilisateur max		75 kg
Poids à vide		10 kg
Poids total aut.		90 kg
Poids de transport		8 kg
Roue motrice		550 (22") / 600 (24")
Test de freinage selon les normes		7°

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

00 Profondeur/largeur de l'assise et forme du châssis

Largeur d'assise		Longueur du châssis MINI profondeur de l'assise en mm / Longueur du châssis MAXI profondeur de l'assise en mm								
Toile de l'assise	Seaty Coussin/coque	240	260	280	300	320	340	360	380	400
240 mm	210 mm/200 mm	(67/124/351/524)	(67/124/351/526)	(67/124/351/528)	(67/124/351/390)	(61/124/352/392)	(61/124/352/394)	(61/124/352/366)	(61/124/352/368)	(61/124/352/615)
260 mm	230 mm/220 mm	(67/126/351/524)	(67/126/351/526)	(67/126/351/528)	(67/126/351/390)	(61/126/352/392)	(61/126/352/394)	(61/126/352/366)	(61/126/352/368)	(61/126/352/615)
280 mm	250 mm/240 mm	(28/67/351/524)	(28/67/351/526)	(28/67/351/528)	(28/67/351/390)	(28/61/352/392)	(28/61/352/394)	(28/61/352/366)	(28/61/352/368)	(28/61/352/615)
300 mm	270 mm/260 mm	(30/67/351/524)	(30/67/351/526)	(30/67/351/528)	(30/67/351/390)	(30/61/352/392)	(30/61/352/394)	(30/61/352/366)	(30/61/352/368)	(30/61/352/615)
320 mm	290 mm/280 mm					(32/61/352/392)	(32/61/352/394)	(32/61/352/366)	(32/61/352/368)	(32/61/352/615)
340 mm	310 mm/300 mm					(34/61/352/392)	(34/61/352/394)	(34/61/352/366)	(34/61/352/368)	(34/61/352/615)
360 mm	330 mm/320 mm					(36/61/352/392)	(36/61/352/394)	(36/61/352/366)	(36/61/352/368)	(36/61/352/615)
380 mm	350 mm/340 mm					(38/61/352/392)	(38/61/352/394)	(38/61/352/366)	(38/61/352/368)	(38/61/352/615)
400 mm	370 mm/360 mm					(40/61/352/392)	(40/61/352/394)	(40/61/352/366)	(40/61/352/368)	(40/61/352/615)

54 Augmentation largeur d'assise (adaptateur installé sur la fixation des garde boues)

02 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)									
Code	Roues directrices	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
151	Ø 100 caoutchouc plein										
153	Ø 125 caoutchouc plein										
327	Ø 142 caoutchouc plein souple										
1068963	Ø 100 roue alu light										
1072385	Ø 100 roue directrice alu										
1072386	Ø 125 roue directrice alu										

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

Si vous sélectionnez Longueur de cadre MINI

HAAr (mm) 360 380 400 420 440

A

CODE	HAAr (mm)	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
651	A	Roue standard avec essieu enfichable (paire)	22"	
706	A	Roue de frein à tambour	22"	
752	A	Roue légère avec essieu enfichable	22"	

En cas de sélection de la longueur de cadre MAXI

HAAr (mm) 390 410 430 450 470

B

CODE	HAAr (mm)	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
651	B	Roue standard avec essieu enfichable	24"	
706	B	Roue de frein à tambour	24"	
752	B	Roue légère avec essieu enfichable	24"	

Roues motrices X-Trends

HAAr (mm) 400 420 440 460 480

C

ARTICLE	HAAr (mm)	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
1068705	C	Six-Star avec pneus haute pression 8 bar et main courante en alu	24x1"	474,75
1068707	C	Roue CROSS avec jante alu et pneu à gros crampons et main courante en inox	24x1,75"	390,35

LPPR 4550002 / Sur devis

05 Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

	ACTIF	MOYEN	PASSIF
Position/Distance	1 / 70 mm	2 / 55 mm	3 / 40 mm
	4 / 25 mm		

Sélection

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**06 Carrossage**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
423	Carrossage 0°	
447	Carrossage de 3°	
454	Carrossage de 6°	

**07 Mains courantes et options de main courante
(non combinables avec les roues X-Trends)**

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	HT EUR €
493	Mains courantes en inox (paire)	-	24"	
494	Mains courantes en aluminium (paire)  Incompatible avec la roue active CODE 695	22"	24"	
168	Mains courantes tetra optigrip	-	24"	
492	Maxgrepp Ergo  Uniquement en combinaison avec une distance de 15 mm entre les pneus de préhension CODE 692 Non en combinaison avec une protection des rayons	LPPR 4550002 / Sur devis 22"	24"	666,00
166	Revêtement en silicone lisse, noir	22"	24"	
692	Écart des mains courantes 15 mm	22"	24"	
693	Écart des mains courantes 25 mm	22"	24"	

08 Pneumatiques (non combinables avec les roues X-Trends)

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	HT EUR €
496	Pneus haute pression 8 bar	22x1"	24x1"	
902	Pneus en PU, bandage  Incompatible avec la roue active CODE 695	22x1"	24x1"	
897	Pneus Marathon Plus Evolution, protection contre les crevaisons	22x1"	24x1"	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

09 Frein

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
305	Frein à pression utilisateur	
681	Rallonge de levier de frein	

10 Hauteur du dossier

HD (mm)		225	250	275	300	325	350	375	400	425	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
CODE	HD (mm)	DÉSIGNATION									HT EUR €
620	A	Hauteur du dossier 250 mm, réglable +/- 25 mm  réglable pas en combinaison avec CODE 29 dossier réglable en angle de +/- 15									
625	B	Hauteur du dossier 300 mm, réglable +/- 25 mm  réglable pas en combinaison avec CODE 29 dossier réglable en angle de +/- 15									
631	C	Hauteur du dossier 350 mm, réglable +/- 25 mm  réglable pas en combinaison avec CODE 29 dossier réglable en angle de +/- 15									
632	D	Hauteur du dossier 400 mm, réglable +/- 25 mm  réglable pas en combinaison avec CODE 29 dossier réglable en angle de +/- 15									

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**11 Système d'assise et de dossier** LPPR 4510004 PAP membres sup / 600,00 €
LPPR 4510005 PAP membres inf / 600,00 €

Système de dossier

Système d'assise	dossier souple /	réglable en tension /	Dossier coquille alu /	Coque+rembourrage dorsal en ALU moulé /	SEATY
Toile de l'assise	(593)	(735)	568,72€ (940)	981,15€ (940/949)	
Toile d'assise et coussin	(560/593)	(560/735)	725,92€ (560/940)	1.137,44€ (560/940/949)	
Rembourrage assise moulé			784,92€ (940/948)	1.137,44€ (940/948/949)	
SEATY Coussins	326,00€ (593/4976)	326,00€ (735/4976)			
SEATY bac LA 240-300mm					1.588,83€ (4976/4977)
SEATY plateau LA 320-400mm					2.166,00€ (4976/4977)

Profondeur du bassin

Ne concerne que la sélection de la coque de dossier en aluminium CODE 940

*MT (mm) 15 25 35

A

CODE	*MT (mm)	DÉSIGNATION	HT EUR €
	A	Sélection de la profondeur de la cuve en mm	

Ajustement de Seaty

La hauteur d'assise augmente de 30 mm grâce à Seaty.

Pour les coussins d'assise Seaty, le LA du fauteuil roulant se calcule à partir du LA Seaty + 30 mm.

Pour les coussins d'assise Seaty, le SB fauteuil roulant se calcule à partir du LA Seaty + 40 mm.

Largeur du siège en mm :

Profondeur d'assise en mm :

Hauteur du dossier en mm :

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**Couleur du revêtement Seaty**

Noir	Bleu foncé	Bleu clair
Couleur du revêtement SEATY		

12 Dossiers

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
410	Dossier avec poignées de poussée  Impossible avec les freins à tambour Code 706	
502	Poignées de poussée montées sur les montants du dossier, réglables en hauteur en continu jusqu'à 300 mm	
29	Dossier, +/- 15°, angle réglable par pas de 5°. Incl. poignée de poussée CODE 502	

Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
913	Appuie-tête, amovible, réglable en hauteur, en profondeur et à angle réglable  Uniquement en combinaison avec le CODE 502	LPPR 4510001 / 160,00€ 151,65

13 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = vissé à demeure 2 = pivotant vers le haut 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec couverture des roues

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
100	Garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert carbone	1,6	
748	Accoudoir réglable en hauteur garde boue en aluminium dans la couleur du cadre avec insert carbone  Pas en combinaison avec le frein à compression Light CODE 595	1,5,6	
302	Protèges vêtements Alu	1	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

14 Repose-jambes et repose-pieds

LSJ (mm) 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440

A

B

C

CODE	LSJ (mm)	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	HT EUR €
55/128	A	Palette monobloc, relevable latéralement, réglable en hauteur, profondeur et angulairement pour les longueurs de jambe courtes  Uniquement en combinaison avec la forme de cadre MINI CODE 351	200 mm	MINI
55/128	B	Palette monobloc, relevable latéralement, réglable en hauteur, en profondeur et en angle, pour les courtes longueurs de jambes.  Uniquement en combinaison avec châssis MAXI Code 352	200 mm	MAXI
55/762	C	Palette monobloc, relevable latéralement, réglable en hauteur, profondeur et angulairement pour les longueurs de jambe importantes  Uniquement en combinaison avec châssis MAXI Code 352	200 mm	MAXI

Options de repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
359	Sangle pour mollet	
664	Verrouillage palette monobloc	LPPR 4550001 / Sur devis 150,00
822	Sangles de coup de pieds (paire)	LPPR 4550001 / Sur devis 57,00
823	Talonnière	LPPR 4550001 / Sur devis 112,00

15 Couleurs du châssis et accents

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4922	Vert métallique	
4066	Rouge tornado	
206	Noir mat	
224	Bleu métallique	
189	Violetstar	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**Couleurs de la toile de dossier**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Noir Trevira	
292	Tissu, respirant, noir	

16 Flasques

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
489	Transparent	LPPR 4550001 / Sur devis 190,00
4974	Transparent avec logo Flash	LPPR 4550001 / Sur devis 190,00

17 Anti-bascules

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
728	Anti-basculer escamotable, 1 paire, (recommandé)  Impossible avec le tube de basculement Code 309	
729	Anti-basculer escamotable monté à gauche	
730	Anti-basculer escamotable monté à droite	

18 Tubes basculeur

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
309	Tube basculeur (une pièce)  Impossible avec l'antibascule Code 728	LPPR 4520003 / 25,00€ 23,69

19 Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
679	Fixation de pliage	LPPR 4550001 / Sur devis 26,50
833	Ceinture de sécurité	
970	Porte-canne  Uniquement en combinaison avec les tubes de basculement Code 309	LPPR 4550001 / Sur devis 45,00
819	Éclairage passif	
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparent, réglable  Uniquement en combinaison avec les accoudoirs Code 748	LPPR 4510003 / 132,00€ 125,11

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard. 99,17

Options Xtrend

ARTICLE	DÉSIGNATION	HMV	HT EUR €
261519300	Sac-à-dos X-TREME		43,26
261519600	Sac de roue « BLACK WHEEL CASE », compatible avec des roues de max. 2 x 24" ou resp. roue 1 x 25" ou 26"	18.99.99.099 9	89,68
206964600	Réflecteurs de rayons 3M	18.99.99.099 9	25,32

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature