

NANO

1.155

LPPR FRM A



Poids d'utilisateur autorisé

130 kg



Adapté au transport de personnes

Testé selon la norme ISO 7176-19 (poids max. de l'utilisateur : 130 kg)





Élément vario



Un concept de châssis esthétique



Raccordement des roues directrices



Dossier pliable de série

Pure Design

RENTABILITÉ

- L'approvisionnement durable avec des possibilités d'ajustement aux modifications de fonction réduit les frais ultérieurs
- L'équipement de série complet minimise la nécessité de versions spéciales
- Une usure minimale grâce à des pièces accessoires haut de gamme

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- La fluidité optimale du roulement et le poids réduit favorisent l'indépendance de l'utilisateur
- Adaptable aux modification de fonctions et aux besoins individuels de l'utilisateur via un réglage précis du dossier, de l'assise et du châssis
- Gamme d'équipement complète pour les utilisateurs sur le long terme

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour les soins permanents et de longue durée
- Pour les soins des paraplégiques
- Très bien adapté à de nombreuses maladies, même pour les personnes très atteintes
- Utilisateurs sans fonctions des extrémités inférieures (transfert latéral, entraînement via les mains courantes)

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 5.948,81 € / TTC 6.276,00 €
LPPR FRMA / 6.276,00 €



Poids d'utilisateur autorisé

130 kg



Adapté au transport de personnes

Testé selon la norme ISO 7176-19 (poids max. de l'utilisateur : 130 kg)



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 – 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.



Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	300/320/340/360/380/400/420/440/460/480/500
Largeur hors tout à partir de	Largeur d'assise + 170
Profondeur d'assise en mm	380/400/420/440/460/480/500
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	450 à 530 / 360 à 510
Hauteur totale en mm	Hauteur d'assise AR + hauteur du dossier
Hauteur de dossier en mm	variable de 250 à 450 +30mm (pas de 15mm)
Longueur avec repose-pieds en mm	720 - 920 (en fonction de la longueur du châssis, de la taille de roue et de la position de l'axe)
Poids utilisateur max	130 kg
Poids à vide	9,5 kg
Poids total autorisé en kg	145 kg
Poids de transport	6,5 kg
Roue motrice	600 mm(24 ") / 635 mm(25 ") / 660 mm(26 ")
Test de freinage selon les normes	7°

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Largeur d'assise / Profondeur d'assise

	Chassis court (C-351)			Chassis moyen (C-352)		Chassis long (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Largeur/profondeur d'assise	PA 380 mm	PA 400 mm	PA 420 mm	PA 440 mm	PA 460 mm	PA 480 mm	PA 500 mm
LA 300 mm (C-30)							
LA 320 mm (C-32)							
LA 340 mm (C-34)							
LA 360 mm (C-36)							
LA 380 mm (C-38)							
LA 400 mm (C-40)							
LA 420 mm (C-342)							
LA 440 mm (C-344)							
LA 460 mm (C-46)							
LA 480 mm (C-48)							
LA 500 mm (C-350)							

 Largeur d'assise mesurée du bord extérieur du tube de cadre au bord extérieur du tube de cadre
Profondeur d'assise mesurée du bord intérieur du tube de dossier à l'extrémité de la toile d'assise

Pochette en dessous de l'assise incluse.

02 Forme du châssis

CODE	DÉSIGNATION	Angle	HT EUR €
346	Châssis avant standard	80°	
347	Châssis avant compact	88°	
	 Seulement avec rétrécissement du châssis CODE 4950		

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Forme du châssis (angle de châssis et rétrécissement de châssis)☒

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4950	Retrecissement de chassis 20 mm par coté (20 mm par côté)	
4959	Sans rétrécissement du châssis	
903	Fourche directrice renforcé  Recommandé en cas d'utilisation d'entraînements supplémentaires et de poids élevés des utilisateurs	
2999	Tube d'essieu renforcé  recommandée pour une utilisation très active ou l'utilisation d'entraînements supplémentaires	

03 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec les roues directrices (sans coussin d'assise)

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)								
Code/Art.	Roues directrices	450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 Caoutchouc plein noir									
151/909	Ø 100 Caoutchouc plein gris									
325/908	Ø 125 Caoutchouc plein noir									
325/909	Ø 125 Caoutchouc plein gris									
327/908	Ø 142 Caoutchouc souple noir									
327/909	Ø 142 Caoutchouc souple gris									

 Mesuré du sol au bord supérieur du tube du cadre

Hauteur d'assise avant (HAAv) avec les roues directrices en carbone (sans coussin d'assise)

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)								
Code	Roues directrices	450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, noir									
2496	Ø 125 x 30 mm, noir									

 Pneus : caoutchouc plein, noir
Mesuré du sol au bord supérieur du tube de cadre

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Hauteur d'assise avant avec les roues directrices en aluminium (sans coussin d'assise)

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)									
Code	Roues directrices	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
2483	Ø 100 x 37 mm, Argent										
2484	Ø 100 x 37 mm, noir										
2485	Ø 100 x 37 mm, blanc										
2486	Ø 100 x 37 mm, rouge										
2487	Ø 100 x 37 mm, bleu										
2488	Ø 100 x 37 mm, orange										
2489	Ø 125 x 37 mm, argent										
2490	Ø 125 x 37 mm, noir										
2491	Ø 125 x 37 mm, blanc										
2492	Ø 125 x 37 mm, rouge										
2493	Ø 125 x 37 mm, bleu										
2494	Ø 125 x 37 mm, orange										
2480	Ø 100 x 23 mm noir										
2481	Ø 100 x 32 mm argent										
2482	Ø 125 x 32 mm argent										

 Pneus : caoutchouc plein, noir
Mesuré du sol au bord supérieur du tube de cadre

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

04 Roue motrice en combinaison avec la hauteur d'assise

HAAr (mm)		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
		A B C															
CODE	HAAr	DÉSIGNATION														Ø	HT EUR €
651	A	Roue arrière standard alu (Paire)														24"	
2651	A	Roue arrière standard alu noir (paire)														24"	
848	A	SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)														24"	
695	A	Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir														24"	
695	B	Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir														25"	
		Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas compatible avec CODE 849, 850, 853															
695	C	Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir														26"	
		Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas compatible avec CODE 849, 850, 853															
2469	A	Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs														24"	
		Pas en combinaison avec Pneus PU CODE 474 pas en combinaison avec un carrossage des roues de 6° CODE 454															
2470	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, rayons, jante et moyeu noirs														24"	
		Pas en combinaison avec Pneus PU CODE 474 pas en combinaison avec un carrossage des roues de 6° CODE 454															
2471	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs														24"	
		Pas en combinaison avec Pneus PU CODE 474 pas en combinaison avec un carrossage des roues de 6° CODE 454															
2472	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange														24"	
		Pas en combinaison avec Pneus PU CODE 474 pas en combinaison avec un carrossage des roues de 6° CODE 454															

Hauteur du siège sans coussin de siège

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

HAAr (mm)													360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500							
																	A																	
																	B																	
CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €																														
2465	A	Six-Star, y compris pneus haute pression 8 bar et main courante en aluminium (paire)	24x1"																															
752	A	Roue légère incl. pneus 8 bar, freins pression - main courante alu  uniquement en combinaison avec le carrossage 0° CODE 423 Recommandé pour un poids d'utilisateur de 90kg max.	24"																															
2473	A	Roue Blacklight en aluminium, uniquement avec pneus Schwalbe Marathon Plus et main courante en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs	24x1"																															
2466	A	Roue de cross, uniquement avec pneus à gros crampons et mains courantes en acier inoxydable (paire)  Recommandation : Accoudoir CODE 98	24x1,75"																															
2461	A	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs. main courante aluminium noir et pneu MBL Gazelle noir  poids max. de l'utilisateur 100kg	24x1"																															
2468	B	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, main courante en aluminium noir et pneu MBL Speedlite noir  poids max. de l'utilisateur 100kg	25x1"																															
 Hauteur du siège sans coussin de siège																																		

Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

PASSIF					ACTIF					ACTIF		
1/15	2/25	3/35	4/45	5/55	6/65	7/75	8/85	9/95	10/105	11/125	12/135	13/145
Position												

!

 Position de l'axe en mm (du bord arrière du tube dorsal au milieu de l'axe)
Positions 11,12,13 pas en combinaison avec le cadre court CODE 351
Mesuré du milieu de l'axe de la roue motrice au bord arrière du tube dorsal

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

05 Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
880	Rallonge d'empattement 0 ou 73,5 mm	
865	Performance Vario bloc  pas en combinaison avec CODE 61 24 pouces et HAA 480mm pas en combinaison avec CODE 62 25 pouces et HAA 500mm pas en combinaison avec CODE 68 26 pouces et HAA 510mm	

Carrossage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
423	Carrossage de 0° (piste ajustable)	
447	Carrossage des roues 3° (réglable)	
454	Carrossage des roues 6° (réglable)  pas en combinaison avec le frein Light CODE 2595 poids max. de l'utilisateur 100kg pas en combinaison avec le frein Light. Roues motrices Spinergy	

06 Mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
493	Mains courantes en inox (paire)	24"/25"/26"	
494	Mains courantes en aluminium (paire)  Pas en combinaison avec la roue active CODE 695	24"	
445	Mains courantes en titane  Seulement en combinaison avec roue active CODE 695 ou roue spinergy CODE 2469,2470,2471,2472	24"/25"/26"	
168	Mains courantes tetra optigrip	24"	
849	Curve L, aluminium noir anodisé, profil de main courante ergonomique, H 31 mm	24"	
850	Curve L Tetra Grip, revêtement antiglis, aluminium, adapté pour tétraplégiques, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm	24"	
853	Gekko, aluminium noir anodisé avec rebord en caoutchouc amovible, profil ergonomique, H 31 mm	24"	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Accessoires pour mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
166	Revêtement en silicone lisse, noir  Incompatible avec main courante en aluminium CODE 494	24"
692	Ecartement mains courantes étroit	24"
693	Ecartement mains courante large	24"

07 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
496	Pneus à air 8 bar, gris	24x1"	
897	Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution, résistant aux crevaisons	24x1"	
363	Pneus Schwalbe ONE, sans profil, résistant aux crevaisons	24x1"	
395	Pneus Maxxis VN Master Alpha protect noirs, increvables, 10 bar	24x1"	
474	Pneus PU, increvables noirs  Pas en combinaison avec Roue active CODE 695	24x1"	

 les pneus sont composés d'un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports (p. ex. sols en matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes).
Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l'abrasion.

08 Freins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
305	Frein à pression utilisateur	
2595	Frein à pression "léger" en Aluminium, pivotant	
652	Frein de compression, fléchissement latéral	
681	Rallonge frein, rabattable  uniquement e.c. avec CODE 305 ou CODE 652 Frein à pression	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

09 Hauteur du dos (HD)

DÉSIGNATION	Hauteur de sangle dorsale en mm				
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
	250	300	350	400	450

La hauteur du dossier peut être ajustée ultérieurement de +30 mm par paliers de 15 mm

 Sur le CODE 502, l'adaptation ultérieure de la hauteur n'est pas possible
Mesurée du bord supérieur du tube d'assise au bord supérieur du tube de dossier

Angle du dossier

*Pos. A	*Pos. B	*Pos. C	*Pos. D
95°	90°	85°	80°

 Plus l'angle est petit, plus le dossier est incliné vers le siège.

Housse de dossier/options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Textile noir	
292	Tissu, respirant, noir	
2002	Housse de dossier 20 mm plus large  uniquement en combinaison avec CODE 235 textile noir ou 292 maille filet, respirant, noir	
2003	Housse de dossier 40 mm plus large  uniquement en combinaison avec CODE 235 textile noir ou 292 maille filet, respirant, noir	
593	Sans revêtement de dossier  recommandé lors de l'utilisation des systèmes dossier de positionnement	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

10 **Dossiers**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
410	Dossier avec poignée de poussée courte, réglable en hauteur de +/-15 mm	
411	Dossier sans poignée de pousser	
502	Dossier avec poignée de poussée, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 150 mm  incompatible avec accoudoirs tube CODE 24	274,00
141	Poignée de poussé rabattable	
2314	Réglage de la hauteur du dossier + 45mm (pas de 15 mm)  seulement en combinaison avec. Poignée de poussée CODE 410, 411, 141	

Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2032	Pelotes thoraciques ErgoSeat , petites, la paire  Recommandé pour la hauteur de dossier 300 - 400 mm	LPPR 4510005 / 600,00 € 320,00
2310	Dossier élargit vers l'extérieur 15 mm par côte  Compatible avec poignée de poussée CODE 410 à partir de RH 400mm Compatible avec poignée de poussée CODE 411 à partir de RH 350mm pas en combinaison avec. Poignée de poussée CODE 502	
2311	Dossier élargit vers l'extérieur 25 mm par côte  Compatible avec poignée de poussée CODE 410 à partir de RH 400mm Compatible avec poignée de poussée CODE 411 à partir de RH 350mm pas en combinaison avec. Poignée de poussée CODE 502	
2312	Retraction du dossier 15 mm par côté  Compatible avec poignée de poussée CODE 410 à partir de RH 400mm Compatible avec poignée de poussée CODE 411 à partir de RH 350mm pas en combinaison avec. Poignée de poussée CODE 502	
2313	Retraction du dossier 25 mm par côté  Compatible avec poignée de poussée CODE 410 à partir de RH 400mm Compatible avec poignée de poussée CODE 411 à partir de RH 350mm pas en combinaison avec. Poignée de poussée CODE 502	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

12 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
560	Coussin 30 mm	
561	Coussin 60 mm	
7199	Netti Contour Respiratoire 3D Référence	LPPR 4510005 / 600,00 € 180,00
562	Bande velcro sur la toile d'assise	

14 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = fixe 2 = pivotant 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec recouvrement de roue

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
748	Garde boue ALU avec protection interne carbone  Avec accoudoirs réglables en hauteur inclus (vissés)	1,5,6	
100	Garde boue ALU avec protection interne carbone  incl. garde-boue 35mm	1,6	
98	Garde boue ALU avec protection interne carbone  incl. garde-boue 50mm	1,6	
783	Garde boue en Carbone  incl. garde-boue 35mm	1,6	
304	Protèges vêtements Alu	1	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
11	Fixation de garde boue démontable  seulement en combinaison avec CODE 100 ou 783	
24	Accoudoir tube escamotable  seulement e.c. avec CODE 100, 783 ou sans partie latérale pas e.c. avec poignée de poussée CODE 502	
2903	Support de garde boue renforcé en aluminium, noir  pas en combinaison avec. Fixation de garde boue démontable CODE 11	

15 Repose-jambes et repose-pieds

LSJ (mm)	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
A																		
B																		
C																		
D																		
CODE	LSJ (mm)	DÉSIGNATION	HT EUR €															
311	A	Tube repose pied en aluminium réglable en hauteur noir mat , sans palette																
312	B	Palette en aluminium, réglable en hauteur/profondeur et en angle																
128/312	D	Palette en aluminium noir, réglable en hauteur/profondeur et en angle avec longueur de jambe raccourcie  Pour des longueurs de jambe de 310 à 350mm																
4313	A	Palette LED en aluminium robuste noir, réglable en hauteur/profondeur et en angle  En combinaison avec CODE 4959 à partir de La largeur d'assise 360 mm en combinaison avec CODE 4950 à partir de la largeur d'assise 400 mm																
76	C	Palette monobloc ALU, réglable en hauteur et rabattable vers l'arrière  uniquement e.c. avec volant de direction de 100 mm et 125 mm avec CODE 4959 à partir de LA 340 mm, avec CODE 4950 à partir de LA 380mm pas e.c. avec cadre CODE 347																
359		Sangle pour mollet																

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

16 Couleurs du châssis et accents

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
130	Gris titan	
206	Noir mat	
224	Bleu métallique	
227	Rouge métallique	
4044	Rouge métallique mat	
4049	Vert-Olive mat	
4050	Sky Blue	
4051	Craie	
4922	Vert métallique	
4919	Silverline	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

17 Stickers

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR	HT EUR €
2300	Reflective Sticker  seulement en combinaison avec un design d'autocollant	blanc	
2301	Reflective Sticker  seulement en combinaison avec un design d'autocollant	noir	
2302	Reflective Sticker  seulement en combinaison avec un design d'autocollant	Tricolore	
2303	Reflective Sticker  seulement en combinaison avec un design d'autocollant	Arc-en-ciel	

Autocollants

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2304	MEYRA Design  seulement en combinaison avec un design de cadre	
2305	STRIPE Design  seulement en combinaison avec un design de cadre	
2306	Montage chez MEYRA  Uniquement en combinaison avec les couleurs blanc, noir et tricolore et le design MEYRA	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

18 Options

Flasques

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
489	Transparent  Incompatible avec roue Spinergy CODE 2469, 2470, 2471, 2472	

Anti-bascules

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
728	Anti-basculer escamotable, 1 paire, (recommandé)  Pas en combinaison avec le tube d'entrée CODE 309 à partir Hauteur d'assise arrière de 380mm	114,00
729	Anti-basculer escamotable monté à gauche  Pas en combinaison avec le tube d'entrée CODE 309/4930 à partir Hauteur d'assise arrière de 380mm	
730	Anti-basculer escamotable monté à droite  Pas en combinaison avec le tube d'entrée CODE 309/4931 à partir Hauteur d'assise arrière de 380mm	

Tubes basculeur

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
309	Tube basculeur (1 paire)  Pas en combinaison avec l'anti-basculer CODE 728, CODE 729 ou CODE 730	LPPR 452000 / 25,00€ 23,69
4930	1 tube basculeur, montée à gauche  Pas en combinaison avec l'anti-basculer CODE 728 ou CODE 729	LPPR 452000 / 25,00€ 23,69
4931	1 tube basculeur, montée à droite  Pas en combinaison avec l'anti-basculer CODE 728 ou CODE 730	LPPR 452000 / 25,00€ 23,69

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Autres Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
833	Ceinture de sécurité	
970	Porte-canne	46,00
	 Seulement en combinaison avec l'anti-bascule CODE 309/4390/4391	
819	Éclairage passif	
	 pas en combinaison avec. CODE 752, 2473, 2461 et 2468	



18 Code 4930



14 Code 100



10 Code 141



08 Code 305



02 Code 346



04 Code 651




08 Code 652



08 Code 681



18 Code 729



06 Code 849



06 Code 850



08 Code 2595



15 Code 4312



18 Code 4930



14 Code 98



14 Code 24



15 Code 76




15 Code 311



10 Code 410



15 Code 312



03 Code 327



10 Code 411




05 Code 423



05 Code 447




05 Code 454



02 Code 4959



12 Code 7361



14 Code 748



00 Code 418