

FEMTO R

1.180

LPPR 4100005
FRMA



Poids d'utilisateur autorisé

125 kg



Adapté au transport de personnes



Femto R

RENTABILITÉ

- L'approvisionnement durable avec des possibilités d'ajustement aux modifications de fonction réduit les frais ultérieurs
- L'équipement de série complet minimise la nécessité de versions spéciales
- Une usure minimale grâce à des pièces accessoires haut de gamme

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- La fluidité optimale du roulement et le poids réduit favorisent l'indépendance de l'utilisateur
- Adaptable aux modification de fonctions et aux besoins individuels de l'utilisateur via un réglage précis du dossier, de l'assise et du châssis
- Gamme d'équipement complète pour les utilisateurs sur le long terme

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour les soins permanents et de longue durée
- Pour les soins des paraplégiques
- Très bien adapté à de nombreuses maladies, même pour les personnes très atteintes
- Utilisateurs sans fonctions des extrémités inférieures (transfert latéral, entraînement via les mains courantes)

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 5.948,81 € / TTC 6.276,00€
LPPR 4100005 / 6.276,00 €



Poids d'utilisateur autorisé

125 kg



Adapté au transport de personnes



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 – 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable.



Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500
Largeur hors tout à partir de	510 - 810
Profondeur d'assise en mm	340/360/380/400/420/440/460/480/500
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	450 à 530 / 390 à 500
Hauteur totale en mm	Hauteur d'assise AR + hauteur du dossier
Hauteur de dossier en mm	variable de 250 à 450 +/- 15
Longueur avec repose-pieds en mm	760 - 860 (en fonction de la longueur du cadre, de la taille du vélo)
Poids utilisateur max	125 kg
Poids à vide	à partir de 8,5 kg
*Zul. Gesamtgewicht in kg	140 kg
Poids de transport	à partir de 5,6 kg
Roue motrice	600 mm(24 ") / 635 mm(25 ") / 660 mm(26 ")
Test de freinage selon les normes	7°

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

00 Forme du châssis (longueur du châssis)

CODE	DÉSIGNATION	VSH IN MM	GL IN MM	HT EUR €
351	Cadre court (S)	450 - 490	C.347 = 760, C.346 = 810	
352	Cadre standard (M)	470 - 510	C.347 = 760, C.346 = 810	
353	Cadre long (L)	480 - 530	C.347 = 810, C.346 = 860	

Forme du châssis (angle et rétrécissement)

CODE	DÉSIGNATION	Angle	HT EUR €
346	Châssis avant standard	80°	
347	Châssis avant compact	88°	
4950	Retrecissement de chassis 20 mm par coté (20 mm par côté)  seulement avec LA 360mm à 500mm		
4959	Sans rétrécissement du châssis  seulement avec LA 320mm à 460mm		

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
32	LA 320 mm	
34	LA 340 mm	
36	LA 360 mm	
38	LA 380 mm	
40	LA 400 mm	
342	LA 420 mm	
344	LA 440 mm	
46	LA 460 mm	
48	LA 480 mm	
350	LA 500 mm	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

02 Profondeur d'assise (PA) toile d'assise réglable

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR DE CADRE	HT EUR €
394	PA 340 mm	S/M	
366	PA 360 mm	S/M	
368	PA 380 mm	S/M	
615	PA 400 mm	S/M	
784	PA 420 mm	S/M	
618	PA 440 mm	S/M	
619	PA 460 mm	L	
787	PA 480 mm	L	
792	PA 500 mm	L	

03 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec les roues directrices (sans coussin d'assise)

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)								
Code/Art.	Roues directrices	450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 Caoutchouc plein noir									
151/909	Ø 100 Caoutchouc plein gris									
325/908	Ø 125 Caoutchouc plein noir									
325/909	Ø 125 Caoutchouc plein gris									
	*Ø 72 Vollgummi									

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Hauteur d'assise avant (HAAv) avec les roues directrices en carbone (sans coussin d'assise)

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)								
Code	Roues directrices	450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, noir									
2496	Ø 125 x 30 mm, noir									

 Pneu: plein caoutchouc, noir

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Hauteur d'assise avant avec les roues directrices en aluminium (sans coussin d'assise)

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)								
Code	Roues directrices	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, Argent									
2484	Ø 100 x 37 mm, noir									
2485	Ø 100 x 37 mm, blanc									
2486	Ø 100 x 37 mm, rouge									
2487	Ø 100 x 37 mm, bleu									
2488	Ø 100 x 37 mm, orange									
2489	Ø 125 x 37 mm, argent									
2490	Ø 125 x 37 mm, noir									
2491	Ø 125 x 37 mm, blanc									
2492	Ø 125 x 37 mm, rouge									
2493	Ø 125 x 37 mm, bleu									
2494	Ø 125 x 37 mm, orange									
2480	Ø 100 x 23 mm noir									
2481	Ø 100 x 32 mm argent									
2482	Ø 125 x 32 mm argent									

 Pneu: plein caoutchouc, noir

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

04 Roue motrice en combinaison avec la hauteur d'assise

HAAr (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500				
A				
CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
651	A	Roue arrière standard alu (Paire)	24"	
2651	A	Roue arrière standard alu noir (paire)	24"	
848	A	SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)	24"	
695	A	Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir	24"	
695	A	Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir ⚠ Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas compatible avec CODE 849, 850, 853	25"	
695	A	Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir ⚠ Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas compatible avec CODE 849, 850, 853	26"	
2469	A	Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs	24"	
2470	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, rayons, jante et moyeu noirs	24"	
2471	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs	24"	
2472	A	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange	24"	
⚠ Hauteur du siège sans coussin de siège				

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

HAAr (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500									
A									
CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €					
2465	A	Six-Star, y compris pneus haute pression 8 bar et main courante en aluminium (paire)	24x1"						
752	A	Roue légère incl. pneus 8 bar, freins pression - main courante alu ! uniquement en combinaison avec le carrossage 0° CODE 423 Recommandé pour un poids d'utilisateur de 90kg max.	24"						
2473	A	Roue Blacklight en aluminium, uniquement avec pneus Schwalbe Marathon Plus et main courante en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs	24x1"						
2466	A	Roue de cross, uniquement avec pneus à gros crampons et mains courantes en acier inoxydable (paire) ! Recommandation : Accoudoir CODE 98	24x1,75"						
2461	A	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs. main courante aluminium noir et pneu MBL Gazelle noir ! poids max. de l'utilisateur 100kg	24x1"						
2468	A	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, main courante en aluminium noir et pneu MBL Speedlite noir ! poids max. de l'utilisateur 100kg	25x1"						
! Hauteur du siège sans coussin de siège									

Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

	PASSIF					ACTIF			
	1/65	2/75	3/85	4/95	5/105	6/115	7/125	8/135	9/145
Position									

! Position de l'axe en mm (bord arrière du tube de dossier jusqu'au milieu de l'essieu)
Possibilité d'autres réglages du centre de gravité en combinaison avec la rallonge d'empattement CODE 880

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

05 Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	POSITION (mm)	HT EUR €
880	Rallonge d'empattement ⚠ Plage de réglage de -15 mm à 145 mm	*Pos. 1 (65-145) *Pos. 2 (25 - 105) *Pos. 3 (-15 - 65)	
2998	Tube d'essieu supplémentaire ⚠ seulement e. c. avec Rallonge d'empattement CODE 880		

Carrossage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
423	Carrossage des roues 1°	
447	Carrossage des roues 3° (réglable)	
454	Carrossage des roues 6° (réglable)	

06 Mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
493	Mains courantes en inox (paire)	24"/25"/26"	
494	Mains courantes en aluminium (paire) ⚠ Pas en combinaison avec la roue active CODE 695	24"	
445	Mains courantes en titane ⚠ Seulement en combinaison avec roue active CODE 695 ou roue spinergy CODE 2469,2470,2471,2472	24"/25"/26"	
168	Mains courantes tetra optigrip	24"	
849	Curve L, aluminium noir anodisé, profil de main courante ergonomique, H 31 mm	24"	
850	Curve L Tetra Grip, revêtement antiglisse, aluminium, adapté our tétraplégiques, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm	24"	
853	Gekko, aluminium noir anodisé avec rebord en caoutchouc amovible, profil ergonomique, H 31 mm	24"	

Accessoires pour mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
166	Revêtement en silicone lisse, noir ⚠ Incompatible avec main courante en aluminium CODE 494	24"
692	Ecartement mains courantes étroit	
693	Ecartement mains courantes large	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

07 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	Ø			HT EUR €
496	Pneus à air 8 bar, gris	24x1"			
897	Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution, résistant aux crevaisons	24x1"	25x1"	26x1"	
363	Pneus Schwalbe ONE, sans profil, résistant aux crevaisons	24x1"			
395	Pneus Maxxis VN Master Alpha protect noirs, increvables, 10 bar	24x1"	25x1"	26x1"	

08 Freins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
305	Frein à pression utilisateur	
2595	Frein à pression "léger" en Aluminium, pivotant	
681	Rallonge frein, rabattable	
	! Uniquement en combinaison avec CODE 305	

09 Hauteur de la toile de dossier (HD)

DÉSIGNATION	Hauteur de sangle dorsale en mm				
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
	250	300	350	400	450
Toile de dossier, bandes Velcro de 60 mm réglables par palier de 15 mm					

Options de la toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2002	Housse de dossier 20 mm plus large	
2003	Housse de dossier 40 mm plus large	
593	Sans revêtement de dossier	
	! recommandé lors de l'utilisation des systèmes dossier de positionnement	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

10 Dossier (standard 90° par rapport à l'assise)

De série, rabattable sur l'assise, réglable en angle et verrouillable (angle du dossier : 95° / 90° / 85° / 80° / 75°)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
410	Dossier avec poignée de poussée longue	
413	Dossier avec poignée de poussée courte	
411	Dossier sans poignée de pousser	
502	Dossier avec poignée de poussée, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 150 mm ⚠ Possible à partir de la hauteur de dossier 300 mm	274,00
141	Poignée de poussé rabattable ⚠ Possible à partir de la hauteur de dossier 300 mm	

Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2032	Pelotes thoraciques ErgoSeat , petites, la paire ⚠ Recommandé pour la hauteur de dossier 300 - 400 mm	LPPR 4510005 / 600,00 € 320,00

Type de toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Textile noir	
292	Tissu, respirant, noir	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

12 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
560	Coussin 30 mm /	
561	Coussin 60 mm	
7199	Netti Contour Respiratoire 3D Référence	LPPR 4510005 / 600,00 € 180,00
562	Bande velcro sur la toile d'assise	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

14 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = fixe 2 = pivotant 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec recouvrement de roue

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
748	Accoudoirs réglables en hauteur (fixe) avec Protège-vêtement en aluminium noir avec protection contre le froid	1,5	
304	Protèges vêtements en Carbone  Sans garde-boue	3,6	
101	Protège-vêtement avec garde-boue en plastique 41mm	3,6	
783	Protège-vêtement avec garde-boue en carbone 35 mm	3,6	

15 Repose-jambes et repose-pieds

LSJ (mm) 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

A

B

CODE	LSJ (mm)	DÉSIGNATION	HT EUR €
311	A	Tube repose pied en aluminium réglable en hauteur noir mat , sans palette  pas e.C. avec LA 480 et 500 mm	
312	A	Palette monobloc réglable en hauteur-/profondeur et en angle	
3532	B	Palette monobloc monté en hauteur, repose-pieds réglable en hauteur et en angle  longueur de la jambe 250 - 410mm	
 La différence entre la hauteur d'assise avant et la longueur des jambes doit être d'au moins 50mm La longueur des jambes peut varier en fonction de la taille de la roue motrice, de la forme du cadre et de la hauteur d'assise avant. Suivre les indications du manuel d'entretien et du tableau de configuration.			
359		Sangle pour mollet	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

16 Couleurs du châssis et accents

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
130	Gris titan	
206	Noir mat	
224	Bleu métallique	
227	Rouge métallique	
4044	Rouge métallique mat	
4049	Vert-Olive mat	
4050	Bleu ciel	
4051	Craie	
4922	Vert métallique	
4919	Silverline	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

17 Options

Flasques

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
489	Transparent  Incompatible avec roue Spinergy CODE 2469, 2470, 2471, 2472	

Anti-bascules

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
728	Anti-basculer escamotable, 1 paire, (recommandé)  Pas en combinaison avec le tube basculeur CODE 309	114,00
729	Anti-basculer escamotable monté à gauche  Pas en combinaison avec le tube basculeur CODE 309/4930	
730	Anti-basculer escamotable monté à droite  Pas en combinaison avec le tube basculeur CODE 309/4931	

Tubes basculeur

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
309	Tube basculeur (1 paire)  Pas en combinaison avec l'anti-basculer CODE 728, CODE729 ou CODE 730	LPPR 452000 / 25,00€ 23,69
4930	1 tube basculeur, montée à gauche  Pas en combinaison avec l'anti-basculer CODE 728 ou CODE 729	LPPR 452000 / 25,00€ 23,69
4931	1 tube basculeur, montée à droite  Pas en combinaison avec l'anti-basculer CODE 728 ou CODE 730	LPPR 452000 / 25,00€ 23,69

Autres Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
833	Ceinture de sécurité	
970	Porte-canne  Seulement en combinaison avec l'anti-basculer CODE 309/4390/4391	46,00
819	Éclairage passif  pas en combinaison avec. CODE 752, 2473, 2461 et 2468	



10 Code 141



10 Code 410



08 Code 652



08 Code 681



17 Code 729



08 Code 2595