# FEMTO X

1.185

# **LPPR** 4100004 FRMC

- Poids d'utilisateur autorisé 130 kg
- Adapté au transport de personnes⊠







Deux équerres de cadre avant



Réglage précis des fourches



Pliage parallèle



Réglage de l'angle du dossier

# FUSE Together

#### RENTABILITÉ

- L'approvisionnement durable avec des possibilités d'ajustement aux modifications de fonction réduit les frais ultérieurs
- L'équipement de série complet minimise la nécessité de versions spéciales
- Usure et nécessité des réparations réduites grâce à la construction intégrale du cadre et à la qualité des composants

#### BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- La fluidité optimale du roulement et le poids réduit favorisent l'indépendance de l'utilisateur
- Adaptable aux modification de fonctions et aux besoins individuels de l'utilisateur via un réglage précis du dossier, de l'assise et du châssis
- Gamme d'équipement complète pour les utilisateurs sur le long terme
- Position assise, conduite et transport compacts grâce au cadre optimisé
- Toile d'assise et dossier adaptables, réglage individuel de la hauteur du dossier
- Caractéristiques de conduite optimisées: plus léger, plus sportif, basculement et maniabilité plus simples

#### **DOMAINE D'UTILISATION**

- Pour les soins permanents et de longue durée
- Pour les soins des paraplégiques
- Très bien adapté à de nombreuses maladies, même pour les personnes très atteintes
- Utilisateurs sans fonctions des extrémités inférieures (transfert latéral, entraînement via les mains courantes)
- Pour les utilisateurs de fauteuil très actifs, les handbikers et les grands voyageurs

Numéro de version: #1362 - 31.03.2025 / 2025-07-18 14:57:41

COMMANDE DEVIS VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

**Service après-vente:** +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Ouantité commandée:







Prix modèle de base

**HT** 3.131,31 € / **TTC** 3.303,53 € **LPPR** 4100004 / 3.303,53 €



#### Équipement de base

- Châssis avant standard
- Sans rétrécissement du châssis
- •
- Roue motrice en aluminium
- Carrossage des roues 0°
- Pneus haute pression
- Main courante en acier inoxydable

- Frein à pression
- Angle du dossier
- revêtement du dossier en textile noir
- Poignée de poussée courte
- garde boue plastique
- Palette en plastique
- Couleurs du châssis et accents



#### Poids d'utilisateur autorisé

130 kg



Adapté au transport de personnes



#### Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur https://fr.meyra.com/messverfahren

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kisss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

# FORMULAIRE DE COMMANDE 2 de 16 Numéro de version: #1362 - 31.03.2025 / 2025-07-18 14:57:41



# Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Largeur hors tout à partir de	Largeur d'assise +170
Largeur pliée en mm à partir de	280 avec carrossage 0° / 330 avec carrossage 3°
Profondeur d'assise en mm	340/360/380/400/420/440/460/480/500
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	*425 bis 560 / 390 bis 530
Hauteur totale en mm	Hauteur d'assise AR + hauteur du dossier
Hauteur de dossier en mm	variable de 250 à 500 réglable par pas de 15 mm
Hauteur d'accoudoir en mm	env. 170 - 245
Longueur avec repose-pieds en mm	790 - 1130 (en fonction de la longueur du cadre, de la taille de la roue et de la position de l'axe)
Poids utilisateur max	130 kg
Poids à vide	9,5 kg
Poids à vide Poids total autorisé en kg	9,5 kg 145 kg <sup>1)</sup>
Poids total autorisé en kg	145 kg <sup>1)</sup>
Poids total autorisé en kg Poids de transport	145 kg <sup>1)</sup> 7,4 kg

# FORMULAIRE DE COMMANDE 3 de 16

**FEMTO X** 1.185

Numéro de version: #1362 - 31.03.2025 / 2025-07-18 14:57:41

Faites votre choix en coc	hant les cases correspondantes	S	Construction spéciale/solution individuelle s.d sur demand
Version standard:	Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livro	ns en	principe la version standard.

# On Forme du châssis / largeur d'assise / Profondeur d'assise

	(C-394)	(C-366)	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Largeur/profondeur d'assise	PA 340 mm	PA 360 mm	PA 380 mm	PA 400 mm	PA 420 mm	PA 440 mm	PA 460 mm	PA 480 mm	PA 500 mm
LA 320 mm (C-32)									
LA 340 mm (C-34)									
LA 360 mm (C-36)									
LA 380 mm (C-38)									
LA 400 mm (C-40)									
LA 420 mm (C-342)									
LA 440 mm (C-344)									
LA 460 mm (C-46)									
LA 480 mm (C-48)									
LA 500 mm (C-350)									
LA 520 mm (C-952)									

# **102** Forme du châssis (angle de châssis et rétrécissement de châssis)⊠

CODE	DESIGNATION	Angle	HT EUR €
346	Châssis avant standard	70°	
347	Châssis avant compact	80°	
4959	Sans rétrécissement du châssis		

# FORMULAIRE DE COMMANDE 4 de 16

**FEMTO X** 1.185

Numéro de version: #1362 - 31 03 2025 / 2025-07-18 14:57:41

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard:

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

# 03 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

La différence de la hauteur maximale autorisée entre la hauteur d'assise avant et arrière est de 100 mm!

#### Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Roues directrices	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
151/908	Ø 100 Caoutchouc plein noir													
151/909	Ø 100 Caoutchouc plein gris													
325/908	Ø 125 Caoutchouc plein noir													
325/909	Ø 125 Caoutchouc plein gris													
327/908	Ø 142 Caoutchouc souple noir													
327/909	Ø 142 Caoutchouc souple gris													

#### Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

#### Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

					accui a	a5515C a			., .,				
Code	Roues directrices	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2480	Ø 100 x 23 mm noir												
2481	Ø 100 x 32 Roue aluminium argent												
2482	Ø 125 x 32 Roue aluminium argent												

### Hauteur d'assise avant (HAAv) avec les roues directrices en carbone (sans coussin d'assise)

#### Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	Roues directrices	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2495	Ø 100 x 30 mm, noir												
2496	Ø 125 x 30 mm, noir												

# FORMULAIRE DE COMMANDE 5 de 16

**FEMTO X** 1.185

Numéro de version: #1362 - 31.03.2025 / 2025-07-18 14:57:41

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

andard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Hauteur d'assise avant avec les roues directrices en aluminium⊠ (sans coussin d'assise)

#### Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

					iccui a c	assise av			,				
Code	Roues directrices	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
2483	Ø 100 x 37 mm, Argent												
2484	Ø 100 x 37 mm, noir												
2485	Ø 100 x 37 mm, blanc												
2486	Ø 100 x 37 mm, rouge												
2487	Ø 100 x 37 mm, bleu												
2488	Ø 100 x 37 mm, orange												
2489	Ø 125 x 37 mm, argent												
2490	Ø 125 x 37 mm, noir												
491	Ø 125 x 37 mm, blanc												
2492	Ø 125 x 37 mm, rouge												
2493	Ø 125 x 37 mm, bleu												
2494	Ø 125 x 37 mm, orange												

# FORMULAIRE DE COMMANDE 6 de 16

**FEMTO X** 1.185

Numéro de version: #1362 - 31.03.2025 / 2025-07-18 14:57:41

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard:

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 04 Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise⊠

HSH (mm) 2	6 Zoll 390 400	410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530		
COL	<b>B</b>	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
651	A	Roue arrière standard alu (Paire)	24"	
265	1 <b>A</b>	Roue arrière standard alu noir (paire)	24"	
848	A	SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)	24"	
695	A	Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir  • Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas en combinaison avec  les mains courantes CODE 849, 850, 853	24"	
695	В	Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir  •• Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas en combinaison avec  les mains courantes CODE 849, 850, 853	25"	
695	G	Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir  • Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas en combinaison avec  les mains courantes CODE 849, 850, 853	26"	
2470	0 <b>A</b>	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, rayons, jante et moyeu noirs	24"	908,00
247	1 <b>A</b>	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs	24"	908,00
2472	2 <b>A</b>	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange	24"	908,00
2469	9 <b>A</b>	Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs	24"	1.248,00

**FEMTO X** 1.185

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

\*HSH (mm) 25 Zoll 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A
B

CODE	HAAr	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
752	A	Roue légère incl. pneus 8 bar, freins pression - main courante alu	24x1"	
2473	A	Roue Blacklight en aluminium, uniquement avec pneus Schwalbe Marathon Plus et main courante en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs	24x1"	
2466	A	Roue de Cross, y compris pneus à gros crampons et main courante en acier inoxydable (paire)	24x1,7	75"
2461	A	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs. main courante aluminium noir et pneu MBL Gazelle noir  • poids max. de l'utilisateur 100kg	24x1"	
2468	B	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, main courante en aluminium noir et pneu MBL Speedlite noir  • poids max. de l'utilisateur 100kg	25x1"	

# **OS** Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

	ACTIF		MOYEN	( Posmm)		PASSI	PASSIF ( Posmm)			
1-11	5 2	2 - 95	3 - 75	4 - 55	5 - 35	6 - 15	7 - (-5)	8 - (-25)		

Position

⚠ Méthode de mesure :Du bord arrière du tube du dossier au centre de l'axe en mm

### Options de roue motrice

CODE **DÉSIGNATION** HT EUR €

697

Déverrouillage pour les tétraplégiques, facilite le retrait de la roue motrice

⚠ Uniquement en combinaison avec les roues motrices CODE 848 et 695

Recommandé en combinaison avec le carrossage à 3° CODE 447

# FORMULAIRE DE COMMANDE 8 de 16

**FEMTO X** 1.185

Numéro de version: #1362 - 31.03.2025 / 2025-07-18 14:57:41

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard:

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### Carrossage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
478	Carrossage des roues 1°	
447	Carrossage des roues 3° (réglable)	
454	Carrossage des roues 6°	

# 06 Mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	Ø		LPPR	HT EUR €
493	Mains courantes en inox (paire)	24"	25"	26"	
494	Mains courantes en aluminium (paire)  • Pas en combinaison avec  Roue active CODE 695	24"			
445	Mains courantes en titane  ⚠ Uniquement en combinaison avec Roue active CODE 695 Roue Spinergy CODE 2469, 2470, 2471, 2472	24"	25"	26"	
168	Mains courantes tetra optigrip	24"			
849	Curve L, aluminium anodisé noir, griffe ergonomique	24"			
850	Curve L Tetra Grip, revêtement antiglisse, aluminium, adapté our tétraplégiques, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm	24"			
853	Gekko, aluminium noir anodisé avec rebord en caoutchouc amovible, profil ergonomique, H 31 mm	24"			
871	Double mains courantes pour largeurs d'assise jusqu'à 480 mm  Seulement en combinaison avec Pneus PU CODE 902 Pas en combinaison avec Freins à tambour CODE 706 Ne convient pas à une utilisation très active	24"		LPPR 4520001 / 271,23€	257,00

## Options de mains courantes

 CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
166	Revêtement en silicone lisse, noir  • Pas en combinaison avec  Main courante en aluminium CODE 494	
692	Ecartement mains courantes étroit	
693	Ecartement mains courantes large	

# FORMULAIRE DE COMMANDE 9 de 16

**FEMTO X** 1.185

Numéro de version: #1362 - 31.03.2025 / 2025-07-18 14:57:41

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

# **OP** Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	Ø	HT EUR €
496	Pneus haute pression 8 bar	24x1"	
486	Pneus à air avec profil rainuré, 4bars	24x1 3/8"	
902	Pneus en PU, bandage  • Pas en combinaison avec  Roue active CODE 695	24x1"	
897	Pneus Marathon Plus Evolution, protection contre les crevaisons	24x1"	
363	Pneus Schwalbe ONE, sans profil, résistant aux crevaisons	24x1"	130,00
395	Pneus Maxxis VN Master Alpha protect noirs, increvables, 10 bar	24x1"	
474	Pneus PU, increvables noirs  • Pas en combinaison avec  Roue active CODE 695	24x1"	

♠ les pneus sont composés d'un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports (p. ex. sols en matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes).
Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l'abrasion.

08 Freins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
305	Frein à pression utilisateur	
60/650	Frein à pression unilatéral, à gauche (avec levier de frein long, rabattable)	
74/650	Frein à pression unilatéral, à droite (avec levier de frein long, rabattable)	
2595	Frein actif en Aluminium	
986	Rallonge du levier de frein, enfichable  • Uniquement en combinaison avec  le frein à pression pour le conducteur CODE 305	
681	Rallonge de frein, rabattable, fixe	

# FORMULAIRE DE COMMANDE 10 de 16

**FEMTO X** 1.185

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

# Mauteur de la toile de dossier (HD)

Hauteur de sangle dorsale en mm

	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)	(C-637)
DÉSIGNATION	250	300	350	400	450	500

Toile de dossier, ajustable par bandes Velcro, réglable ultérieurement +60 mm (pas de 15 mm)

#### Angle du dossier

Pos. A	Pos. B	Pos. C	Pos. D	Pos. E
80°	85°	90°	95°	100°

A Plus l'angle est petit, plus le dossier est incliné vers le siège.

### Type de housse de dossier

 CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Textile noir	
292	Tissu, respirant, noir	

#### Housse de dossier Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2002	Housse de dossier 20 mm plus large	
2003	Housse de dossier 40 mm plus large	
593	Sans revêtement de dossier  •• recommandé lors de l'utilisation des systèmes dossier de positionnement	

# FORMULAIRE DE COMMANDE 11 de 16

**FEMTO X** 1.185

Numéro de version: #1362 - 31 03 2025 / 2025-07-18 14:57:41

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### 10 Poignées de poussée et options de dossier

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
411	Dossier sans poignée de pousser		
413	Dossier avec poignée de poussée courte		
410	Dossier avec poignée de poussée longue		
141	Poignée de poussé rabattable		
502	Dossier avec poignée de poussée, montée sur le tube du dos, rég mm • Pas en combinaison avec Poignée rabattable code 140 / 141	glable en hauteur en continu jusqu'à 150	
818	Dossier rabattable vers l'avant sur le siège  à partir d'une hauteur de dossier de 400 mm  pas en combinaison avec  accoudoir CODE 81/84		
2032	Pelotes thoraciques ErgoSeat , petites, la paire  • Recommandé pour la hauteur de dossier 300 - 400 mm	LPPR 4510004 / 600,00€	320,00

# FORMULAIRE DE COMMANDE 12 de 16

**FEMTO X** 1.185

Numéro de version: #1362 - 31.03.2025 / 2025-07-18 14:57:41

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 12 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
560	Coussin 30 mm		
7199	Netti Contour Respiratoire 3D Référence  Muniquement en combinaison avec bande de velours sur la ceinture de sécurité	4510005/ 600,00€	180,00
561	Coussin d'assise 60mm		
562	Bande velcro sur la toile d'assise		

# 14 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = fixe 2 = pivotant 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec recouvrement de roue

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
101	Protège-vêtement avec garde-boue en plastique 41mm	1,6	
304	Protège-vêtements en Carbone Sans garde-boue	1,6	
100	Garde boue en aluminium noir avec insert en carbone	1,6	
783	Protège-vêtements en Carbone	1,6	
81	Accoudoir, manchette courte rembourrée, réglable en hauteur d'une seule main **ab HSH 450mm	2,3,4,5	
84	Accoudoir, manchette longue rembourrée, réglable en hauteur d'une seule main $oldsymbol{\Lambda}$ *ab HSH 450	2,3,4,5	

## Options d'accoudoir

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
24	Accoudoir tube escamotable	
	Accoudoir CODE 81/84	

# FORMULAIRE DE COMMANDE 13 de 16

**FEMTO X** 1.185

Numéro de version: #1362 - 31.03.2025 / 2025-07-18 14:57:41

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 15 Repose-jambes et repose-pieds

LSJ (mm) 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

4	١	
4	,	
	٩	9

CODE	LSJ (mm)	DÉSIGNATION	PRODONDEUR	HT EUR €
805	A	Palettes individuelles plastique, relevables et réglables en hauteur		
3532	<b>▲</b> Seulemer	Palette monobloc monté en hauteur, repose-pieds réglable en hauteur e angle at en combinaison avec Palettes CODE 808	t en	
312	A	Repose-pieds monobloc en profilé aluminium robuste dans la couleur du châssis, relevable, avec hauteur et angle réglables	ı 100 mm	
808	A	Repose-pied individuel en aluminium dans la couleur du cadre, rabattab vers le haut, réglable en profondeur et à angle réglable.	e 150 mm	
⚠ La dif	férence entre la	vers le haut, réglable en profondeur et à angle réglable. hauteur d'assise avant et la longueur des jambes doit être d'au moins 50 mm.		
359		Sangle pour mollet		

# 16 Couleurs du châssis et accents

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
130	Gris titan	
206	Noir mat	
224	Bleu métallique	
227	Rouge métallique	
4044	Rouge métallique mat	
4049	Vert-Olive mat	
4050	Sky Blue	
4051	Craie	
4919	Silverline	
4922	Vert métallique	

# FORMULAIRE DE COMMANDE 14 de 16

**FEMTO X** 1.185

Numéro de version: #1362 - 31.03.2025 / 2025-07-18 14:57:41

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard:

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

# 17 Flasques

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
489	Transparent	

#### Anti-bascules

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
728	Anti-bascule escamotable, 1 paire	114,00
	⚠ Pas en combinaison avec Tube basculeur CODE 309	
729	Anti-bascule escamotable monté à gauche	
	♠ pas en combinaison avec Tube basculeur CODE 309/4930	
730	Anti-bascule escamotable monté à droite	
	♠ pas en combinaison avec Tube basculeur CODE 309/4931	

### **Options**

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
309	Tube basculeur (en supplément du code 4930 ou 4931)  ⚠ pas en combinaison avec  les roulettes anti-bascules CODE 728/729/730		47.38
4930	1 tube basculeur, montée à gauche  A pas en combinaison avec les roulettes anti-bascules CODE 728/729	LPPR 452000 / 25,00€	23,69
4931	1 tube basculeur, montée à droite  A pas en combinaison avec les roulettes anti-bascules CODE 728/730	LPPR 452000 / 25,00€	23,69
833	Ceinture de sécurité		
819	Éclairage passif   pas en combinaison avec  CODE 752/2473/2461/2468		
970	Porte-canne  ⚠ uniquement en combinaison avec  Tube basculeur CODE 309/4930/4931 ou CODE 728/729/730		46,00

# FORMULAIRE DE COMMANDE 15 de 16

**FEMTO X** 1.185

Numéro de version: #1362 - 31 03 2025 / 2025-07-18 14:57:41

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard:

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### Tables thérapeutiques

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparent  • Uniquement en combinaison avec accoudoir CODE 84 Largeur d'assise 400 - 480 mm	4510003 / 132,00 €	125,12
930	Tablette thérapeutique pour utilisateur autonome, en plastique transparent, à enfiler pour la largeur d'assise définie  uniquement en combinaison avec accoudoir CODE 84	4510003 / 132,00 €	125,12

▲ l'utilisation de la tablette thérapeutique CODE 929/CODE 930 avec des roues de 24" et une hauteur d'assise arrière inférieure à 470 mm entraîne une restriction au niveau de la hauteur des accoudoirs⊠

### **Options Xtrends**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
962	Sac-à-dos X-TREME	57,00
2080	Sac de roue « BLACK WHEEL CASE », compatible avec des roues de max. $2 \times 24$ " ou resp. roue $1 \times 25$ " ou $26$ "	154,00
2081	Sac de roue « MEYRA ACTIVE », compatible avec des roues de max. 3 x 28"	220,00
2082	Réflecteurs de rayons 3M	