

AVANTI

1.736

LPPR 4100004
FRMC



Poids d'utilisateur autorisé

75 kg Chassis court

135 kg Châssis moyen/long jusqu'à largeur d'assise 480mm

160 kg Chassis long à partir de la largeur d'assise 480 mm



Adapté au transport de personnes







Inclinaison de l'assise jusqu'à 12° pour des réglages précis



Accoudoir réglable en hauteur avec commande à une seule main



Frein unique avec des forces d'actionnement très faibles



Réglage télescopique des hauteurs et de l'angle du dossier pour une adaptation idéale à des pathologies évolutives

Polyvalent et actif

RENTABILITÉ

- La compatibilité avec le système modulaire MEYRA permet une gestion allégée des stocks
- Sécurité au niveau de l'approvisionnement en pièces détachées grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée
- Grande variabilité sans remplacement de pièces
- Réglage de la hauteur d'assise selon les besoins, même pour les hémiplegiques

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Possibilités de réglage précises
- Les 3 longueurs de cadre permettent une très bonne attribution proportionnelle
- Des accessoires aux propriétés thérapeutiques éprouvées avec une forte diversité
- Équipement adaptable aux besoins personnels même en cas de maladies évolutives
- Système de modules complet

DOMAINE D'UTILISATION

- Fauteuil roulant adaptatif pour une utilisation quotidienne universelle
- Soins de longue durée avec un grand besoin d'adaptation
- Soins en clinique
- Maladies neurologiques
- Maladies gériatriques
- Version renforcée jusqu'à 160 kg et jusqu'à une largeur d'assise de 580 mm

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

Prix public TTC : 3.303,56 €

LPPR FRMC 4100004 / 3.303,53 €



Équipement de base

- Roue directrice 142 mm caoutchouc plein souple
- Roues motrices 24"
- Mains courantes aluminium
- Dossier réglable, light
- Repose-jambes amovible, pivotant

- Repose-pieds relevables, profondeur, hauteur et angle réglables
- Couleur du cadre Silverline
- Ceinture de sécurité réajustable
- Bande velours sur ceinture de sécurité



Poids d'utilisateur autorisé

75 kg Chassis court
135 kg Châssis moyen/long jusqu'à largeur d'assise 480mm
160 kg Chassis long à partir de la largeur d'assise 480 mm



Adapté au transport de personnes

*nicht i.V. mit Hemi-Lenkabel CODE 173/4906



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 – 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

¹⁾ Lors de l'utilisation d'entraînements supplémentaires, il ne faut dépasser le poids total autorisé

	Chassis court	Chassis moyen	Chassis moyen	Chassis long
Largeurs d'assise en mm	300 - 360	360 - 580	360 - 580	360 - 580
Largeur hors tout à partir de	Largeur d'assise + 200 (avec accoudoir CODE 100 LA +180)			
Largeur pliée en mm à partir de	280			
Profondeur d'assise en mm	330 - 380	380 - 400	350 - 460	480 - 530
Hauteur d'assise avant/arrière en mm	370-500 / 370-470	370 - 560 / 370 - 520	400-560 / 390-520	400-560 / 390-520
Hauteur de dossier en mm	340 - 500	340 - 500	380 - 440	380 - 440
Hauteur d'accoudoir en mm	165 - 240	200 - 290	200 - 290	200 - 290
Longueur avec repose-pieds en mm	880	1010	1040	1120
Longueur sans repose-pieds en mm	660		770	850
Poids utilisateur max	75 kg	135 kg	135 kg	de LA 480 160 kg
Poids à vide	12 kg	13 kg	13 kg	13 kg
Poids total autorisé en kg	87 kg	155 kg	148 kg	de LA 480 185 kg ¹⁾
Poids de transport	8 kg	8,5 kg	8,5 kg	9 kg
Roue motrice mm/pouce	510/20 - 560/22	560/22 - 610/24	560/22 - 610/24	560/22 - 610/24
Test de freinage selon les normes	7°			

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Profondeur d'assise et largeur d'assise en combinaison avec la forme du châssis

	court (C-351)			avec/court (C-349)		moyen (C-352)					long (C-353)		
PA Code	(C-393)	(C-610)	(C-368)	(C-368)	(C-615)	(C-610)	(C-368)	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-787)	(C-792)	(C-793)
PA mm	330mm	350mm	380mm	380mm	400mm	350mm	380mm	400mm	430mm	460mm	480mm	500mm	530mm
LA 300mm (C-30)													
LA 320mm (C-32)													
LA 340mm (C-34)													
LA 360mm (C-36)													
LA 380mm (C-38)													
LA 400mm (C-40)													
LA 420mm (C-342)													
LA 440mm (C-344)													
LA 460mm (C-46)													
LA 480mm (C-48)													
LA 500mm (C-350)													
LA 530mm (C-53)													
LA 580mm (C-358)													

Option de la largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LA	HT EUR €
4541	Double croisillon alu	360 à 460 mm	
	! recommandé lors de l'utilisation d'entraînements supplémentaires ou en cas de fortes sollicitations		

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

02

Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

Chassis court

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)																			
Code	Roues directrices	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
151	Ø 100 caoutchouc plein																				
325	Ø 125 caoutchouc plein																				
154	Ø 142 caoutchouc plein souple																				
161	Ø 150 anti-crevaison																				

02

Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

Chassis moyen-court/moyen/long

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)																			
Code	Roues directrices	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
151	Ø 100 caoutchouc plein																				
325	Ø 125 caoutchouc plein																				
154	Ø 142 caoutchouc plein souple																				
143	Ø 150 anti-crevaison																				
161	Ø 175 anti-crevaison																				
645	Ø 180 pneus à air																				

 CODE 161 et CODE 645 pas e.c. avec le chassis compact CODE 349

Option de hauteur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4906	Bloc d'espacement HEMI pour fourche de guidage posée sur le côté  uniquement en combinaison avec fourche longue CODE 173 Couleur de la fourche : noir anodisé	
903	Fourches de roues directrices renforcées, recommandées lors de l'utilisation d'entraînements supplémentaires et de poids d'utilisateur supérieurs	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Pneus roues directrices

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
908	Pneus noirs  Uniquement e.c. avec CODE 151, 325 et 154	
909	Pneus gris  Seulement en combinaison avec CODE 151, 325, 154, 143, 161 et 645	

Roues directrices

CODE	DÉSIGNATION	JANTE	PNEUMATIQUE	Ø X B	HT EUR €
2480	Lightwheel (paire)	Plastique noir	Caoutchouc plein, transparent	100 x 23 mm	
2481	Roue avant	aluminium argent	Caoutchouc plein, noir	100 x 32 mm	
2482	Roue avant	aluminium argent	Caoutchouc plein, noir	125 x 32 mm	
2483	Roue avant	aluminium argent	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	
2484	Roue avant	Aluminium noir	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	
2485	Roue avant	aluminium blanc	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	
2486	Roue avant	Aluminium rouge	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	
2487	Roue avant	Aluminium bleu	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	
2488	Roue avant	Aluminium orange	Caoutchouc plein, noir	100 x 37 mm	
2489	Roue avant	aluminium argent	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	
2490	Roue avant	Aluminium noir	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	
2491	Roue avant	aluminium blanc	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	
2492	Roue avant	Aluminium rouge	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	
2493	Roue avant	Aluminium bleu	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	
2494	Roue avant	Aluminium orange	Caoutchouc plein, noir	125 x 37 mm	
2495	Roue avant	Carbone noir	Caoutchouc plein, noir	100 x 30 mm	
2496	Roue avant	Carbone noir	Caoutchouc plein, noir	125 x 30 mm	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

03

Hauteur d'assise arrière (HSH) en combinaison avec roue motrice (sans coussin d'assise)

Cadre court

		Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)																			
Ø	Largeur	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
Ø 20 x 1"	1"																				
Ø 22 x 1"	1"																				

Hauteur d'assise arrière (HSH) en combinaison avec roue motrice (sans coussin d'assise)

Cadre moyen-court/moyen/long

		Hauteur d'assise arrière en mm (HSH)																			
Ø	Largeur	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
20"	1"																				
22"	1"																				
22"	1 3/8"																				
24"	1"																				
24"	1 3/8"																				

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise**

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	Ø	HT EUR €
706	Roue standard, frein à tambour incl.  uniquement en combinaison avec frein à pression pour conducteur CODE 680				
651	Roue arrière standard alu (Paire)		22"	24"	
2651	Roue arrière standard alu noir (paire)  Impossible avec les freins à tambour Code 706			24"	
848	SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, arbre de roue incl. (paire)			24"	
695	Roue active renforcé avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante jumbo) en noir  Recommandé à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou en cas de conduite dynamique pas en combinaison avec main courantes Carbolife CODE 849, 850, 853 pas en relation avec Pneus Pu CODE 902 pas en relation avec Frein à tambour CODE 706 pas en relation avec main courantes aluminium CODE 494			24"	
2469	Spinergy CLX, roue motrice en carbone, rayons et moyeu noirs  Incompatible avec pneu code 474 et 902			24"	1.224,00
2470	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, rayons, jante et moyeu noirs  Incompatible avec pneu code 474 et 902			24"	890,00
2471	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons blancs  Incompatible avec pneu code 474 et 902			24"	890,00
2472	Spinergy LX, roue motrice en aluminium, jante et moyeu noirs, rayons orange  Incompatible avec pneu code 474 et 902			24"	890,00

 Hauteur du siège sans coussin de siège

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues motrices en combinaison avec la hauteur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	*Ø x B	HT EUR €
2465	Six-Star, y compris pneus haute pression 8 bar et main courante en aluminium (paire)	24x1"	
752	Roue légère incl. pneus 8 bar, freins pression - main courante alu	20"/22"/24"	
2473	Roue Blacklight en aluminium, uniquement avec pneus Schwalbe Marathon Plus et main courante en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs	24x1"	
2466	Roue de cross, uniquement avec pneus à gros crampons et mains courantes en acier inoxydable (paire)	24x1,75"	
2461	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs. main courante aluminium noir et pneu MBL Gazelle noir ⚠ poids max. de l'utilisateur 100kg	24x1"	
2468	Roue Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs, main courante en aluminium noir et pneu MBL Speedlite noir ⚠ poids max. de l'utilisateur 100kg	25x1"	

⚠ Hauteur du siège sans coussin de siège

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
880	Extension d'empattement de 60 mm vers l'arriere ⚠ pas en combinaison avec le carrossage des roues à 3° CODE 907 uniquement en combinaison avec le carrossage des roues à 3° CODE 907 . Rallonge de levier de frein CODE 681	

04 Position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

PASSIF	MOYEN	ACTIF
351=22,5mm 349/352/353=30mm	351=37,5mm 349/352/353=45mm	351=52,5mm 349/352/353=60mm
349/352/353=75mm		
A	B	C
		D

Pos.

⚠ Valeurs pour une différence de hauteur d'assise de 40mm

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

05 Carrossage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
907	Carrossage de 3°  pas e. c. avec frein à tambour CODE 706 pas e. c. avec le prolongement de l'empattement CODE 880 pas e. c. avec Pneus à double griffe CODE 871 pas e. c. avec cloison latérale CODE 107 pas e. c. avec Roue motrice CODE 752	
423	Carrossage 0° et 1° (piste réglable)	

06 Mains courantes et options de main courante

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	Ø	HT EUR €
494	Mains courantes en aluminium (paire)  Incompatible avec la roue active CODE 695	20"	22"	24"	
493	Mains courantes en inox (paire)			24"	
871	Doubles mains courantes pour les largeurs d'assise de 380 mm à 480 mm  Uniquement en combinaison avec le bandage PU CODE 902 Pas en combinaison avec les freins à tambour CODE 706 seulement en combinaison avec Largeur de pneus 1x3/8". Pas en combinaison avec accoudoir CODE 100			24"	257,00 LPPR 4520001 / LPPR 271,23 €
168	Mains courantes tetra optigrip  seulement e. c. avec distance entre les pneus de préhension large			24"	
849	Curve L, aluminium noir anodisé, profil de main courante ergonomique, H 31 mm  pas e. c. avec Roue motrice CODE 695			24"	
850	Curve L Tetra Grip, revêtement antiglisse, aluminium, adapté our tétraplégiques, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm  pas e. c. avec Roue motrice CODE 695			24"	
853	Gekko, aluminium noir anodisé avec rebord en caoutchouc amovible, profil ergonomique, H 31 mm  pas e. c. avec Roue motrice CODE 695			24"	
166	Revêtement en silicone lisse, noir  Incompatible avec main courante en aluminium CODE 494	22"	24"		

Distance des mains courantes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
692	Ecartement mains courantes étroit	
693	Ecartement mains courante large	
 Module obligatoire lors du choix de la roue motrice standard SILVERDESIGN ou active		

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

07 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	Largeur	Ø	HT EUR €
474	Pneus PU, increvables noirs ! Pas en combinaison avec Roue active CODE 695	24x1"		
486	Pneus à air avec profil rainuré	1" / 1 3/8"	22" / 24"	
395	Pneus Maxxis VN Master Alpha protect noirs, increvables, 10 bar	1"	24"	
902	Pneus en PU, bandage ! Incompatible avec la roue active CODE 695	1" / 1 3/8"	22" / 24"	
897	Pneus Marathon Plus Evolution, protection contre les crevaisons	1"	22" / 24"	
363	Pneus Schwalbe ONE, sans profil, résistant aux crevaisons	1"	24"	

!

 Module obligatoire lors du choix de la roue motrice standard SILVERDESIGN ou active

Remarque : Les pneus sont composés d'un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports (p. ex. sols en matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes).
Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l'abrasion.

08 Freins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
680	Frein à pression pour conducteur pour les roues avec le frein à tambour	
305	Frein à pression pour conducteur pour les roues sans frein à tambour ! Pas en combinaison avec les freins à tambour	
60/650	Frein à compression unilatéral GAUCHE (levier de frein long rabattable incl.) ! Pas en combinaison avec les mains courantes doubles DROITE (code 871/74)	
74/650	Frein à compression unilatéral DROITE (levier de frein long rabattable incl.) ! Pas en combinaison avec les mains courantes doubles GAUCHE (code 871/60)	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de frein

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
681	Rallonge de frein, rabattable, fixe ! seulement e. c. avec frein CODE 305 ou 706	
986	Rallonge du levier de frein, enfichable ! seulement e. c. avec frein CODE 305 ou 706	

09 Hauteur de la toile de dossier (HD)

Les ceintures dorsale peuvent être ajustées par des bandes de velcro

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	HT EUR €
434	Toile réglable en tension	340 mm	
436	Toile réglable en tension	360 mm	
438	Toile réglable en tension	380 mm	
635	Toile réglable en tension	400 mm	
442	Toile réglable en tension ! pas en combinaison avec Largeur d'assise 300, 320, 340mm	420 mm	
444	Toile réglable en tension ! pas en combinaison avec Largeur d'assise 300, 320, 340mm	440 mm	
2046	Toile réglable en tension ! Non compatible avec Poignée de poussée CODE 502 Non compatible avec largeur d'assise 300, 320, 340mm	460 mm	
634	Toile réglable en tension ! Non compatible avec Poignée de poussée CODE 502 Non compatible avec largeur d'assise 300, 320, 340mm	480 mm	
637	Toile réglable en tension ! Non compatible avec Poignée de poussée CODE 502 Non compatible avec largeur d'assise 300, 320, 340mm	500 mm	
983	Réglage télescopique de la hauteur du dossier en 4 pas de 15 mm ! Seulement compatible avec CODE 287 Non compatible avec CODE 2022 Non compatible avec courbe lombaire CODE 622 Non compatible avec accoudoir CODE 107	350 - 410 mm	
984	Réglage télescopique de la hauteur du dossier en 4 pas de 15 mm ! Seulement compatible avec CODE 287 Non compatible avec CODE 2022 Non compatible avec courbe lombaire CODE 622 Non compatible avec accoudoir CODE 107	400 - 460 mm	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de la toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2002	Housse de dossier 20 mm plus large  *seulement en combinaison avec CODE 287 textile noir pas en combinaison avec. CODE 983 ou 984	
593	Sans revêtement de dossier  recommandé lors de l'utilisation des systèmes dossier de positionnement	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Dossier ergo seat Pro

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2032	Pelotes thoraciques ErgoSeat , petites, la paire ⚠ Recommandé pour une hauteur de dossier de 300 - 400 mm Pas en combinaison revêtement de dossier plus large CODE 2002	LPPR 4510004 / 600,00€ 294,00

Couleurs de la toile de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
287	Noir foncé, polyester	
292	Tissu, respirant, noir ⚠ Seulement possible pour le dos	

10 Angle du dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
621	Dossier sans courbure lombaire	
622	Dossier avec courbure lombaire ⚠ pas e. c. avec CODE 26 dossier, réglable en continu à 30° pas e. c. avec code 4212 dossier, réglable en continu à 20	
29	Dossier réglable en angle à partir de la surface d'assise +- 10° par paliers de 5° ⚠ Pas en combinaison avec courbure lombaire CODE 622 Pas en combinaison avec accoudoir CODE 107 à partir de l' hauteur de dossier 380 mm	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
410	Poignée de poussée longue	
413	Poignée de poussée courte  Pas en combinaison avec la barre de manœuvre CODE 814 pas en combinaison avec le frein à tambour CODE 706	
502	Poignée de poussée, montée sur le tube du dos, réglable en hauteur en continu jusqu'à 170 mm  Uniquement e. c. avec une hauteur de ceinture dorsale de 340 - 440 mm pas e. c. avec une ceinture de sécurité. Barre stabilisatrice CODE 238	
814	Tendeur de dossier démontable (stabilise le dossier en cas de charge plus élevée)  Seulement en combinaison avec la poignée de manœuvre longue CODE 410	
238	Tendeur de dossier pliable, se plie avec le fauteuil  pas en combinaison avec tube de dossier télescopique CODE 983, 984 pas en combinaison avec. Poignée de poussée CODE 502	
913	Appui-tête, 300 mm, réglable en hauteur en continu  Seulement en combinaison avec la barre de manœuvre CODE 814 / LPPR / 4510001 LPPR : 160 €	151,65
26	Dossier réglable en angle en continu à 30°, avec ressort à gaz pour hauteur de dossier 420 mm  Uniquement en combinaison avec la position de roue motrice A Uniquement en combinaison avec cadre moyen CODE 352 ou cadre long CODE 353 Uniquement en combinaison avec Roulettes d'appui CODE 728 ou 691 Uniquement en liaison avec le dos d'adaptation RH 420mm CODE 575/442 Uniquement en combinaison avec Parties latérales CODE 107 Uniquement en combinaison avec Carrossage 0° CODE 423 Uniquement en combinaison avec Rallonge d'empatement CODE 880	
4212	Dossier, réglable en angle en continu sur 20°, avec vérin à gaz pour hauteur de dossier 420 mm  Uniquement en combinaison avec la position de roue motrice A Uniquement en combinaison avec cadre moyen CODE 352 ou cadre long CODE 353 Uniquement en combinaison avec Roulettes d'appui CODE 728 ou 691 Uniquement en liaison avec le dos d'adaptation RH 420mm CODE 575/442 Uniquement en combinaison avec Parties latérales CODE 107 Uniquement en combinaison avec Carrossage 0° CODE 423	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes ☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

12 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
560	Coussin 30 mm	
561	Coussin 60 mm	
7199	Netti Contour Respiratoire 3D Référence	4510005/ 600,00€ 180,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

14 Protège-vêtements et accoudoirs

- caractéristiques fonctionnelles indiquées:
- 1) fixe
 - 2) relevable
 - 3) amovible
 - 4) verrouillable
 - 5) accoudoir réglable en hauteur
 - 6) avec recouvrement de roue
 - 7) escamotable pour gain de place

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
21	Accoudoir réglable en hauteur via un bouton-poussoir, extra long, compatible avec une tablette thérapeutique ⚠ Pas en combinaison avec le cadre court CODE 351	2,3,4,5,7	
81	Accoudoir, manchette réglable en hauteur par bouton-poussoir, courte ⚠ En combinaison avec forme de cadre courte CODE 351 réglable en hauteur	2,3,4,5,7	
84	Accoudoir, manchette réglable en hauteur par bouton-poussoir, courte ⚠ Pas en combinaison avec le cadre court CODE 351	2,3,4,5,7	
100	Garde boue en aluminium noir avec insert en carbone ⚠ Pas en combinaison avec la position de roue motrice A Passive Pas en combinaison avec la position de roue motrice A. CODE 29 incl. garde-boue 35mm	1,6	
107	Accoudoir en noir, manchette réglable en hauteur et en profondeur via commande à une seule main, convient pour tablette thérapeutique ⚠ Pas en combinaison avec position d'axe C et D pas en combinaison avec. Cadre court CODE 351 à partir de HSH 450 mm pas en relation avec CODE 349 Cadre moyen/ court pas en relation avec CODE 349. CODE 29	2,3,4,5,7	
748	Garde boue en aluminium noir avec insert en carbone, y compris accoudoir réglable en hauteur (vissé) ⚠ Pas en combinaison avec la position de roue motrice A Passive adapté à la table de thérapie uniquement en combinaison avec la forme de cadre CODE 351 pas en combinaison avec la forme de cadre CODE 352 . CODE 29	1,5,6	
98	Garde boue en aluminium noir avec insert en carbone et recouvrement des roues de 50 mm ⚠ Pas en combinaison avec la position de roue motrice A Passive Non compatible avec recommandé pour les freins à tambour incl. garde-boue 50mm	1,6	
304	Panneau latéral light en aluminium noir	1	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

15 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
93	Potence 70°, amovibles, escamotables	Paire
759	Potence 70°, amovibles, escamotables	Gauche
760	Potence 70°, amovibles, escamotables	Droite
92	Repose jambes, amovibles, escamotables et réglable en angle	Paire
	⚠	
757	Repose jambes, amovibles, escamotables et réglable en angle	Gauche
	⚠	
758	Repose jambes, amovibles, escamotables et réglable en angle	Droite
	⚠	
52	Repose-jambes spécial amputation	Paire
4508	Repose-jambes spécial amputation	Gauche
4507	Repose-jambes spécial amputation	Droite
293	Potence compact 78°, amovibles, escamotables	Paire
2192	Repose-jambes raccourci, amovible, pivotant	Paire
	⚠ seulement en combinaison avec. Longueur de châssis 351⚠seulement en combinaison avec Palettes CODE 798	
94	sans potences et repose-jambes	

⚠ CODE 92 seulement en combinaison avec repose-pied CODE 798 et pas en combinaison avec chassis court CODE 351
CODE 2192 seulement en combinaison avec repose-pied CODE 798 et chassis court CODE 351

Options de repose-jambes/repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
822	Sangles de coup de pieds (paire)	
823	Talonnière (paire)	
946	Sangle de mollet pour repose-pied individuel	
359	Sangle pour mollet	
2092	Réglage continu de la longueur de jambe	
	⚠ Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 92	
2093	Réglage continu de la longueur de jambe	
	⚠ seulement en combinaison avec potence repose-jambes CODE 93	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande
☒ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Longueur de jambe raccourcie

*VUSL (mm)	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390
A											
CODE	LDJ	DÉSIGNATION									
3532	A	Repose jambes raccourcies, amovibles, escamotables et relevables									

Repose-pieds (sélection cadre court)

*USL K	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390
A											
CODE	LJ	DÉSIGNATION								PROFONDEUR	HT EUR €
54	A	Palette Monobloc, réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) dans la couleur du cadre, rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable								150mm	
87	A	Palette monobloc, réglable en profondeur de 15 mm, en noir, relevable, réglable en hauteur et en angle ⚠ seulement en combinaison jusqu'à la largeur d'assis 480 mm								100mm	
798	A	Repose-pieds séparé, rabattable vers le haut et réglable en hauteur/à angle réglable ⚠ à partir d'une largeur d'assise de 380 mm								160mm	
808	A	Palettes séparées aluminium, rabattable vers le haut, réglable en profondeur et en hauteur et à angle réglable								150mm	

⚠ La différence entre la hauteur d'assise avant et la longueur des jambes doit être d'au moins 50 mm.

Repose-pieds (sélectionner le châssis moyen/long)

*USL M/L																380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
																A														
CODE	LJ	DÉSIGNATION													PROFONDEUR	HT EUR €														
54	A	Palette Monobloc, réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) dans la couleur du cadre, rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable													150mm															
87	A	Palette monobloc, réglable en profondeur de 15 mm, en noir, relevable, réglable en hauteur et en angle  seulement en combinaison jusqu'à la largeur d'assis 480 mm													100mm															
798	A	Repose-pieds séparé, rabattable vers le haut et réglable en hauteur/à angle réglable  à partir d'une largeur d'assise de 380 mm													160mm															
808	A	Repose-pieds séparé, rabattable vers le haut, réglable en profondeur et en hauteur et à angle réglable													150mm															

⚠ La différence entre la hauteur d'assise avant et la longueur des jambes doit être d'au moins 50 mm.

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

16 Couleurs du châssis et accents

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
130	Gris titan	
206	Noir mat	
227	Rouge métallique	
224	Bleu métallique	
4044	Rouge métallique mat	
4049	Vert-Olive mat	
4050	Sky Blue	
4051	Craie	
4922	Vert métallique	
4919	Silverline	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

18 Flasques

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
489	Transparent	

19 Anti bascules

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
728	Anti-basculer escamotable, 1 paire possible à partir de HSH 410mm	114,00
729	Anti-basculer escamotable monté à gauche possible à partir de HSH 410mm	
730	Anti-basculer escamotable monté à droite possible à partir de HSH 410mm	
712	Anti-basculer, détachable, amovible, monté à gauche seulement en combinaison avec CODE 4930 ou béquille anti-basculer CODE 309	
713	Anti-basculer, détachable, amovible, monté à droite seulement en combinaison avec CODE 4931 ou béquille anti-basculer CODE 309	
691	Anti-basculer, enfichable, amovible (la paire) seulement e.c. avec CODE 309, 4930, 4931 Tubes d'entrée	70,00
747	Roulettes de manœuvre (1 paire) pas e. c. avec rouleaux d'appui CODE 728, 729, 730	

Tubes basculeur LPPR 4520003 LPPR 25,00 €

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
309	Tube basculeur (1 paire) seulement en combinaison avec anti-basculer CODE 691	47,38
4930	Tube basculeur, montée à gauche seulement en combinaison avec anti-basculer CODE 712 ou 691	23,69
4931	Tube basculeur, montée à droite seulement en combinaison avec anti-basculer CODE 713 ou 691	23,69

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**20 Tables thérapeutiques****LPPR 4510003 LPPR 132,00 €**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
929	Tablette thérapeutique en plastique, transparente, réglable pour la largeur d'assise de 380 à 580 mm  uniquement en combinaison avec l'accoudoir CODE 21, 84 ou CODE 107 avec forme de châssis moyen ou long uniquement en combinaison avec les accoudoirs CODE 81 avec forme de châssis court	125,12
930	Tablette thérapeutique pour conducteur autonome, en plastique, transparente, à enfiler pour la largeur d'assise définie, avec rebord à l'avant  à partir d'une largeur d'assise de 380 mm  seulement en combinaison avec accoudoir CODE 21, CODE 84 ou CODE 107  incompatible avec code 351	125,12
4662	Tablette thérapeutique, semi-latérale à gauche, en plastique, transparente, forme ergonomique  seulement en combinaison avec accoudoir CODE 21, CODE 84 ou CODE 107  incompatible avec châssis court CODE 351	125,12
4663	Tablette thérapeutique, semi-latérale à droite, en plastique, transparente, forme ergonomique  seulement en combinaison avec accoudoir CODE 21, CODE 84 ou CODE 107  incompatible avec châssis court CODE 351	125,12
 l'utilisation de la tablette thérapeutique CODE 929/CODE 930 avec des roues de 24" et une hauteur d'assise arrière inférieure à 470 mm entraîne une restriction au niveau de la hauteur des accoudoirs		

21 Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
833	Ceinture de sécurité	
970	Porte-canne  Seulement en combinaison avec tube basculeur CODE 309/4930/4931	
819	Éclairage passif  pas en combinaison avec. CODE 752, 2473, 2461 et 2468	
912	Pompe à air avec fixation	
936	Planche de transfert en plastique pour le déplacement	
679	Fixation de pliage	

Options Xtrends

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
962	Sac-à-dos X-TREME	
2080	Sac de roue « BLACK WHEEL CASE », compatible avec des roues de max. 2 x 24" ou resp. roue 1 x 25" ou 26"	
2081	Sac de roue « MEYRA ACTIVE », compatible avec des roues de max. 3 x 28"	
2082	Réflecteurs de rayons 3M	



14 Code 21



10 Code 26



15 Code 52




15 Code 54



15 Code 87



15 Code 92




14 Code 98



14 Code 107



00 Code 174



08 Code 305




10 Code 410




10 Code 413



00 Code 418




10 Code 621



10 Code 622



08 Code 650



08 Code 681



19 Code 691




14 Code 748



15 Code 798



03 Code 880



10 Code 4212



15 Code 4312