

iCHAIR MC2

1.611

LPPR 4100009
FRE CLASSE B



Poids d'utilisateur autorisé

140 kg avec lift CODE 27 (charge incl.)

160 kg (chargement incl.)





Repose-jambes à réglage électrique disponible en option



Commande confortable



Eclairage LED actif



Roues directrices avec jante en aluminium

Le Multitalent intelligent et variable

RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques
- Différents systèmes de siège en fonction des besoins individuels

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien
- Adapté à l'extérieur grâce aux grands pneus de série et à la variante 10 km/h disponible en option
- Les dimensions compactes et la grande maniabilité permettent d'affronter facilement les pièces intérieures

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 3.679,69 / TTC 3.882,08 €

LPPR 4100009 / 3.882.08 €



Poids d'utilisateur autorisé

140 kg avec lift CODE 27 (charge incl.)

160 kg (chargement incl.)



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



Caractéristiques techniques

Tolérances dimensionnelles +/- 15 mm, +/- 2°

¹⁾ voir catégorie largeur d'assise

²⁾ angle d'assise de 4°

³⁾ Sans repose-jambes et sans accoudoirs

⁴⁾ 60 mm avec taille de roue 9"/12" et 70 mm avec 10"/14", 120 mm avec franchisseur de ~~marque~~ directrice 9"/10"

⁵⁾ la plage de réglage peut varier de max. +/-3° en fonction de la HA et de la taille des roues directrices

⁶⁾ avec accoudoir CODE 106

⁷⁾ jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise

⁸⁾ systèmes d'assise Toile / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO

Largeurs d'assise en mm	380 - 650 ¹⁾²⁾
Profondeur d'assise en mm	400 - 560 / 400 - 560 / 500 / 480 - 530 ²⁾⁸⁾
Hauteur de dossier en mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640 ²⁾⁸⁾
Longueur de jambes en mm	280 - 430 ²⁾⁷⁾
Hauteur d'accoudoir en mm	240 - 350 ⁷⁾⁹⁾
Hauteur d'assise avant en mm	440 - 530
Hauteur d'assise avec CODE 27 Élévateur d'assise	460 - 760 / 490 - 790
Longueur avec repose-pieds en mm	1130
Longueur sans repose-pieds en mm	830
Largeur hors tout à partir de	590 - 630
Hauteur sans appuie-tête en mm	930 - 1130
Longueur de transport en mm	830
Hauteur de transport en mm	570
Taille de roue avant en mm	230 x 70 (9") / 260 x 70 (10")
Taille de roue arrière en mm	320 x 60 (12,5") / 356 x 75 (14")
Hauteur d'obstacle max. en mm	70 ⁴⁾
Rayon de braquage en mm	840

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

00 Châssis/motorisation

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	MOTEUR	HT EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W	
115/903	6 km/h  seulement en combinaison avec R-Net	max. 40 km	2 x 300 W (renforcé)	300,00 LPPR 4550001 / sur devis
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	
117/903	10 km/h  seulement en combinaison avec R-Net	max. 35 km	2 x 350 W (renforcé)	300,00 LPPR 4550001 / sur devis

Stabilisation de Conduite ESP

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
918	Module de stabilisation de conduite ESP  seulement avec R-Net/ écran couleur LCD	LPPR 4550001 / sur devis 1.328,00

Options de châssis

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
892	Suspension standard pour un poids d'utilisateur jusqu'à 120 kg	
891	Suspension renforcé pour poids d'utilisateur entre 120 et 160 kg	

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR D'ASSISE	HT EUR €
38	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 500 mm via les accoudoirs	380 mm	
43	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 550 mm via les accoudoirs	430 mm	
48	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600 mm via les accoudoirs	480 mm	
53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs	530 mm	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

02 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

HAAv mesuré avec une inclinaison d'assise de 4°, bord supérieur du plateau d'assise

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)

Code	de la jante	440	460	480	500	510	530
163/146	9" Alu Pneus à air protégés contre les crevaisons						
163/900	9" Alu Pneus increvables						
142/146	10" Alu Pneus à air protégés contre les crevaisons						
142/900	10" Alu Pneus increvables						

! en combinaison avec C. 27 et c. 4118, seuls les VSH 510 mm pour 9" (C. 163) ou les VSH 530 mm pour 10" (C. 142) sont possibles.

Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
816	garde-boue pour les roues directrices	LPPR 4550001 / sur devis 185,00

03 Roues motrices

Pneus à air avec protection contre les crevaisons CODE 846

Pneus à air increvables CODE 904

Code	de la jante	(C-909)		(C-908)	
		gris	noir	gris	noir
815	12" Jante en aluminium				
460	14" Jante en aluminium				

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
824	garde-boue pour les roues motrices	LPPR 4550001 / sur devis 185,00

05 Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	BASCULE D'ASSISE	HT EUR €
119	Inclinaison de siège mécanique, par paliers	de 0° à +10°	0,00
118	Inclinaison électrique de l'assise en continu de 28°  Seulement avec VR2 code 408/682 ou module Rnet	de -2° à +26°	0,00
4118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 50°  La profondeur d'assise 56 cm CODE 356 n'est pas possible en combinaison avec le dossier ErgoSeat CODE 949 Uniquement en combinaison avec R-NET Hauteur d'assise 460-760 mm pour les volants de 9" ou 490-790 mm pour les volants de 10"	0° - 50° LPPR 4550001 / sur devis	1.200,00
27	Lift de 300 mm, inclinaison de l'assise à 28° inclus  Uniquement en combinaison avec R-NET Hauteur d'assise 460-760 mm pour les roues avants 9" ou 490-790 mm pour les roues avants 10"	de 0° à +28° LPPR LIFT 4530002 / 1500,00€	1.421,80

06 Profondeur d'assise

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm

Profondeur d'assise

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**07** Système d'assise

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
287/738	Toile d'assise sans coussin	
287/561	Toile d'assise avec coussin d'assise standard	
4276	Plaque d'assise sans coussin	
948	Plaque d'assise et coussin ErgoSeat	
7206	Plaque d'assise avec coussin Netti Uno Seat	
7203	Plaque d'assise avec coussin Netti Sit	LPPR PAP 4510005 / 600,00€ 228,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

08 Système de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR DU DOS	HT EUR €
737			
608	Dossier tubes ronds, 22 mm, avec barre de poussée continue, sans toile de dossier  préparé pour systèmes de dossier externes		
287/735	Dossier souple standard, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	
287/736	Dossier souple avec toile réglable en tension, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	
949	Dossier ErgoSeat	590 mm, convertible à 630 mm	
2019	Dossier confort ErgoSeat Pro avec coussin	LPPR 4510004 / 600,00€ 590 mm, convertible à 630 mm	296,00
7201	Dossier Netti Uno Back	620 mm, convertible à 670 mm	
7209	Dossier Netti Smart	LPPR 4510004 / 600,00€ 620 mm, convertible à 670 mm	347,00
221/7207	Dossier Netti Stabil	LPPR 4510004 / 600,00€ 620 mm	347,00
638/7207	Dossier Netti Stabil	LPPR 4510004 / 600,00€ 670 mm	347,00
221/7210	Dossier Netti Super Stabil	LPPR 4510004 / 600,00€ 620 mm	347,00
638/7210	Dossier Netti Super Stabil	LPPR 4510004 / 600,00€ 670 mm	347,00
7205	Dossier Netti Kyphotic	LPPR 4510004 / 600,00€ 620 mm, convertible à 670 mm	347,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options d'assise

Les sièges RECARO ne sont actuellement pas disponibles

Veillez tenir compte de la hauteur avant du coussin d'assise : ERGOSTAR +120 mm et RECARO +150 mm

CODE	Unités de siège optionnelles	Dossier	
		mécanique	électrique
961	ERGOSTAR, système de siège à forme anatomique		
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée		
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues		
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé		

 Le siège ERGOSTAR CODE 961 n'est possible qu'avec une largeur d'assise de 48 cm

08 Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir, avec coutures en gris	
4980	Revêtement ErgoSeat, simili cuir, incontinence, noir	

Accessoires du dossier confort ErgoSeat Pro

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM (H X L INT/EXT)		HT EUR €
2021	Inserts pour thorax, paire, grands	310 x 125/70 x 140	LPPR 4510004 / 600,00€	262,00
2032	Inserts pour thorax, paire, petits	230 x 120/60 x 125	LPPR 4510004 / 600,00€	248,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

09 Revêtement de Recaro

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Revêtement en textile, noir	

10 Options du dossier (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
814	Barre de poussée ⚠ pas en combinaison avec RECARO ou ERGOSTAR système de sièges	
410	Poignée de poussée individuelle avec barre de stabilisation	LPPR 4550001 / sur devis 122,00
2814	Barre de poussée continu pour système de siège RECARO/ERGOSTAR ⚠ seulement en combinaison avec RECARO ou ERGOSTAR	LPPR 4550001 / sur devis 192,00
913	Appuie-tête, similicuir noir	
589	Harnais quatre points	
401	Réglage mécanique du dossier -10° à 30° /par aliers de 10°	
25	Réglage électrique du dossier -10° à 50°/ en continu ⚠ Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête en similicuir noir (CODE 913).	LPPR 4550001 / sur devis 350,00

11 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
106	Accoudoir standard avec manchette rembourré et protèges vêtements noire	1,2,3,4	
4960	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements et légère moulure dans la manchette	1,2,3,4	
21	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements satinée et repose-bras long coudé	1,2,3,4	
24	Accoudoir relevable réglable en angle, Hauteur d'accoudoir différente 190 - 230 mm ⚠ Seulement en combinaison avec le support de module de commande code 4859	2,5,6	
14	Accoudoir relevable type SKY, réglable en largeur, hauteur et angle ⚠ pas en combinaison avec. Code 954 et 957 Pelotes (paire)	2,3,4,5,6 LPPR 4550001 / sur devis	899,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Accoudoir hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
4982	Gouttière d'avant-bras hémiplégique, pivotante et réglable en hauteur ⚠ pas en combinaison avec CODE 24 toujours sur le côté opposé du module de commande pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 360 mm +/- 20 mm	LPPR 4510004 / 600,00€	398,00
4983	Rallonge pour gouttière d'avant-bras hémiplégique ⚠ seulement en combinaison avec CODE 4982 pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 430 mm +/- 20 mm	LPPR 4510004 / 600,00€	54,00

Repose-main hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
4985	Repose-main hémiplégique plat ⚠ seulement en combinaison avec CODE 4983	LPPR 4510004 / 600,00€	60,00
4987	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « gauche » ⚠ seulement en combinaison avec CODE 4983 Page de commande droit CODE 60	LPPR 4510004 / 600,00€	60,00
4986	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « droite » ⚠ seulement en combinaison avec CODE 4983 Page de commande à gauche CODE 74	LPPR 4510004 / 600,00€	60,00

12 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
93	Repose-pied, amovibles et pivotants		
92	Repose-jambes, amovibles et pivotants ⚠ Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54		
86	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants ⚠ Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET code 702 Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	LPPR 4510002 / 1250,00€	1.184,83

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**13** Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR LJ		HT EUR €
54	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable ⚠ Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93	150mm	280-430mm	
798	Palettes séparées réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm	280-430mm	
105	Élargissement du repose-pieds (abduction) +/- 45 mm par côté	LPPR PAP 4510005 / 600,00€		116,00
822	Sangles de coup de pieds (paire)			
823	Talonnère (paire)			

14 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	AUTONOMIE	HT EUR €
5159	Batteries sans entretien env. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	25 km	
5158	Batteries sans entretien env. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	LPPR 4550001 / sur devis	258,00
732	Chargeur 6 A pour 50 Ah (20h)		
733	Chargeur 12 A recommandé pour 80 Ah (20h)	LPPR 4550001 / sur devis	206,00

15 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage LED à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

16 Modules de commande et accessoires

Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 682	6 servomoteurs / 678
408	VR2			
702/415	R-NET LED			
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM			390,00 LPPR 4550001 / sur devis
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2			1.210,00 LPPR 4550001 / sur devis
702/839	R-NET OMNI II			2.414,00 LPPR 4550001 / sur devis

 Code 839 OMNI II Fonction éclairage et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu

Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	PILOTAGE	HT EUR €
74	Montage à droite		
60	Montage à gauche		

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Raccourci pour module de réglage

Module de réglage externe à 5 positions (C. 4615/4597) - montage sur le côté du module de commande uniquement sur DEMANDE

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4599/4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté opposé du module de commande	1.370,00
	La profondeur d'assise 56 cm CODE 356 n'est pas possible en combinaison avec le dossier ErgoSeat CODE 949 Uniquement en combinaison avec R-NET Hauteur d'assise 460-760 mm pour les volants de 9" ou 490-790 mm pour les volants de 10"	LPPR 4550001 / sur devis

Touche	Sans Affectation	Dossier	Assise	RJ gauche	RJ droit	RJ synchrone	Lift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

17 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur		
4566	Pantographe fixe, réglable en hauteur et en profondeur		
4860	Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur		
4874	Arceau de protection pour module de commande VR2 et R-NET		
851	Déplacement commande principale vers l'arrière (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière)  pas en combinaison avec Poignée pour pousser CODE 410		

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

18 Modules de commande spéciale

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4660	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la droite	LPPR 4550001 / sur devis	499,00
4661	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la gauche	LPPR 4550001 / sur devis	499,00
4789	Commande tierce personne avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur avec montage sur le tube du dossier	LPPR 4530001 / 1500,00€	1.421,80
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert ⚠ Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839	LPPR 4550001 / sur devis	281,00
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune ⚠ Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839	LPPR 4550001 / sur devis	281,00
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert ⚠ Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839	LPPR 4550001 / sur devis	281,00
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune ⚠ Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839	LPPR 4550001 / sur devis	281,00

Joystick à course zéro

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4940	Support commande spéciale plastron ⚠ Seulement en combinaison avec CODE 4611 ou 4612	LPPR 4550001 / sur devis	803,00
4612	Joystick à course MicroGuide ⚠ seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible	LPPR 4550001 / sur devis	3.762,00
4601	Joystick à course MicroGuide avec logement et repose-main ⚠ seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible	LPPR 4550001 / sur devis	4.832,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
553	Fourche tétra verticale	
556	Fourche tétra horizontale	
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	
4589	Poignée champignon	
4590	Poignée à boule	
4591	Poignée en T	
4593	Manche	
4594	Poignée bouton	
4595	Softball	
4596	Balle de golf d=43 mm	

19 Couleurs du châssis / couleurs des accents

LPPR 4550001 / sur devis

CODE	CHASSIS	ACCENT	HT EUR €
207	Noir mat		0,00
212	Noir mat	Blanc polaire	104,45
186	Noir mat	Magic Blue	104,45
227	Noir mat	Rouge métallique	104,45
180	Noir mat	Citron vert	104,45
214	Noir mat	Jaune soleil	104,45

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

20 Autres options

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
906	Rétroviseur droit		
927	Rétroviseur gauche		
994	Porte-bagages avec barres métalliques	LPPR 4550001 / sur devis	112,00
970	Porte-canne		
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick ⚠ Seulement en combinaison avec R-Net		
833	Ceinture de sécurité		
721	Sangle pour bassin pour sécurisation du transport ISO	LPPR 4550001 / sur devis	286,00
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	LPPR 4510003 / 132,00€	125,11
590	Plot d'abduction ⚠ Seulement en combinaison avec ErgoSeat CODE 948 ou la plaque d'assise CODE 4276	LPPR PAP 4510005 / 600,00€	190,00
862	Monte trottoirs	LPPR 4550001 / sur devis	351,00
260	Fonction mémoire pour l'appuie-tête (pièce de butée sur le tube vertical)		
957	Cales-tronc fixes (paire) ⚠ pas en combinaison avec accoudoirs CODE 14	LPPR 4510004 / 600,00€	194,00
954	Cales-tronc escamotables (paire) ⚠ pas en combinaison avec accoudoirs CODE 24 ⚠ pas en combinaison avec accoudoirs CODE 14	LPPR 4510004 / 600,00€	500,00
781	Port de chargement USB	LPPR 4550001 / sur devis	164,00
782	Barre universelle pour accueillir les supports de téléphone portable	LPPR 4550001 / sur devis	89,00
2721	Kit d'adaptation pour station d'accueil DAHL	LPPR 4550001 / sur devis	1.118,00
2676	Film de marquage arrière	LPPR 4550001 / sur devis	83,00
676	Triangle de signalisation arrière	LPPR 4550001 / sur devis	91,00

21 Service

CODE	ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR €
	55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client	

⚠ ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la vitesse, etc.