

iCHAIR MC3

1.612

LPPR 4100012
FREP CLASSE B



Poids d'utilisateur autorisé

150 kg avec lift CODE 27 (charge incl.)

160 kg (chargement incl.)





Facilité de maintenance
Maintenance aisée des batteries
grâce au coffret de batterie
extensible



Élévation du siège de 300 mm



Éclairage LED durable



Suspension intégrale

La rencontre du design et de la fonction

RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques
- Différents systèmes de siège en fonction des besoins individuels
- Confort de conduite idéal pour les longs trajets grâce à un amortissement de toutes les roues de série
- L'élévation stable du siège de 300 mm favorise la mobilisation et l'intégration sociale de la personne concernée

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien
- Adapté à l'extérieur grâce aux grands pneus de série
- Les dimensions compactes et la grande maniabilité permettent d'affronter facilement les pièces intérieures

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 11.071,56 / TTC 11.680,50 €

LPPR 4100012 / PLV 11.680,50 €



Poids d'utilisateur autorisé

150 kg avec lift CODE 27 (charge incl.)

160 kg (chargement incl.)



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 – 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kisss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	380 - 650
Profondeur d'assise en mm	400 - 560/400 - 560/500/480 - 530
Hauteur de dossier en mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640
Longueur de jambes en mm	280 - 430/350 - 500/350 - 500/350 - 500
Hauteur d'accoudoir en mm	240 - 350/180 - 290/140 - 250/180 - 290
Hauteur d'assise avant en mm	460 - 520/530 - 590/580 - 640/610 - 670
Longueur avec repose-pieds en mm	1170
Longueur sans repose-pieds en mm	870
Largeur hors tout à partir de	630
Hauteur sans appuie-tête en mm	970 - 1140
Longueur de transport en mm	870
Hauteur de transport en mm	590
Taille de roue avant en mm	260 x 70 (10")
Taille de roue arrière en mm	356 x 75 (14")
Hauteur d'obstacle max. en mm	70
Rayon de braquage en mm	900
Autonomie avec batterie 38 Ah (5 h), 45 Ah (20 h)☒	25 - 30
Autonomie avec batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	35 - 40
Poids de transport à vide équipement de base min.	108 kg
Poids utilisateur max	160 kg
Poids total autorisé, options incluses	320 kg
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 220 / 2 x 300
Autonomie	43 Ah(5h) / 50 Ah(20h) max. 25-30 km / 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. 35-40 km
Montées / descentes autorisées	15 %
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	-2° à 33
Inclinaison du siège mécanique	de 0° à 10°
Angle d'inclinaison de dossier électrique	-10° à 50
Angle dorsal mécanique	de -10° à 30°
Course du siège électrique	300 mm





Caractéristiques techniques *** continuation

Position des Moteurs

Arrière

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**00 Châssis/motorisation**

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	MOTEUR	HT EUR €
115/903	6 km/h  Seulement en combinaison avec R-Net CODE 702 (120 A)	max. 40 km	2 x 300 W (renforcé)	
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	
117/903	10 km/h  Seulement en combinaison avec R-Net CODE 702 (120 A)	max. 35 km	2 x 350 W (renforcé)	

Options de châssis

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
892	Suspension standard pour un poids d'utilisateur jusqu'à 120 kg	
891	Suspension renforcée pour poids d'utilisateur à 160 kg	

01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR D'ASSISE	HT EUR €
38	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 500 mm via les accoudoirs  pas en combinaison avec siège confort ErgoSeat Pro CODE 2019	380 mm	
43	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 550 mm via les accoudoirs	430 mm	
48	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600 mm via les accoudoirs  pas en combinaison avec HAAV 460 mm	480 mm	
961	ERGOSTAR réglable en continu via les accoudoirs (LA 500-560mm)	500 mm	
53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs  pas en combinaison avec siège confort ErgoSeat Pro CODE 2019 pas en combinaison avec HAAV 460 mm	530 mm	

02 Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

				Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)		
Code	Ø	Jante	Pneumatiques	460	490	520
142/146	10"	Jante alu	Pneus gonflables avec protection contre les crevaisons			
142/900	10"	Jante alu	Pneus bandages			

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
816	garde-boue pour les roues directrices	104,00

03 Roues motrices

Pneus gonflables avec protection contre les crevaisons		Pneus bandages	
Code	de la jante	CODE 846	CODE 904
460	14" Jante en aluminium		

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
824	garde-boue pour les roues motrices	

04 Couleur des pneus

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
908	noir	
909	gris	

05 Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	INCLINAISON	HT EUR €
119	Inclinaison de siège mécanique, par paliers	de 0° à +10°	
118	Inclinaison de siège électrique en continu de 35 degrés	de -2° à +33°	
	⚠ Seulement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682		

Élévation du siège

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
27	Élévation électrique du siège 150 kg (lift)	LPPR LIFT / 1.500,00€	1.421,80
	⚠ Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET CODE 702		

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

06 Profondeur d'assise

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm

Profondeur d'assise

07 Système d'assise

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
561/4276	Plaque d'assise avec coussin d'assise	
4276	Plaque d'assise sans coussin	
948	Plaque d'assise et coussin ErgoSeat	
7206	Plaque d'assise avec coussin Netti Uno Seat	
7203	Plaque d'assise avec coussin Netti Sit	LPPR PAP / 600,00€ 347,00

⚠ Netti pas en combinaison avec profondeur d'assise 560 mm

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

08 Système de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR DU DOS	HT EUR €
608	Dossier tubes ronds, 22 mm, avec barre de poussée continue, sans toile de dossier ⚠ préparé pour systèmes de dossier externes		
735	Dossier souple standard, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	
736	Dossier souple avec toile réglable en tension, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	
949	Dossier ErgoSeat	590 mm, convertible à 630 mm	
2019	Dossier confort ErgoSeat Pro ⚠ seulement en combinaison avec largeur d'assise de 430 et 480 m	LPPR PAP / 600,00 € 590 mm, convertible à 630 mm	296,00
7201	Dossier Netti Uno Back	620 mm, convertible à 670 mm	
7209	Dossier Netti Smart LPPR PAP / 600,00 €	620 mm, convertible à 670 mm	347,00
221/7207	Dossier Netti Stabil LPPR PAP / 600,00 €	620 mm	347,00
638/7207	Dossier Netti Stabil LPPR PAP / 600,00 €	670 mm	347,00
221/7210	Dossier Netti Super Stabil LPPR PAP / 600,00 €	620 mm	347,00
638/7210	Dossier Netti Super Stabil LPPR PAP / 600,00 €	670 mm	347,00
7205	Dossier Netti Kyphotic ⚠ Pas en combinaison avec largeur d'assise 530 mm LPPR PAP / 600,00 €	620 mm, convertible à 670 mm	347,00

09 Options d'assise

Les sièges RECARO ne sont actuellement pas disponibles

CODE	Unités de siège optionnelles	Dossier	
		mécanique	électrique
961	ERGOSTAR, système de siège à forme anatomique		
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée	1.392,00	2.039,00
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues	1.559,00	2.260,00
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé	1.507,00	2.260,00

⚠ Le siège ERGOSTAR CODE 961 n'est possible qu'avec une largeur d'assise de 50 cm

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**08 Revêtements ErgoSeat**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir à carreaux gris	
4980	Revêtement ErgoSeat, simili cuir, incontinence, noir	



Accessoires du dossier confort ErgoSeat Pro

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM (H X L INT/EXT)	HT EUR €
2021	Inserts pour thorax, paire, grands	310 x 125/70 x 140 LPPR 4510004 / 600,00€	262,00
2032	Inserts pour thorax, paire, petits	230 x 120/60 x 125 LPPR 4510004 / 600,00€	248,00

09 Revêtement de Recaro




CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Revêtement en textile, noir	

10 Options du dossier (réglages)



CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
814	Barre de poussée	
410	Poignée de poussée individuelle avec barre de stabilisation	
2814	Barre de poussée pour système de siège RECARO  seulement en combinaison avec RECARO	
913	Appuie-tête, similicuir noir	
589	Harnais quatre points	
401	Réglage mécanique du dossier	
25	Réglage électrique du dossier  Uniquement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682 Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête, similicuir noir (CODE 913)	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**11 Protège-vêtements et accoudoirs**

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
106	Accoudoir standard avec manchette rembourré et protèges vêtements noire	1,2,3,4	
4960	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements et légère moulure dans la manchette	1,2,3,4	
21	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements satinée et repose-bras long coudé	1,2,3,4	
24	Accoudoir relevable réglable en angle, Hauteur d'accoudoir différente 190 - 230 mm  Seulement en combinaison avec le support de module de commande code 4859		
14	Accoudoir relevable type SKY, réglable en largeur, hauteur et angle		
769	Protèges vêtements sans accoudoir  Seulement en combinaison avec l'élément latéral CODE 24		
4422	Fixation des accoudoirs en position de base  seulement en combinaison avec Accoudoir CODE 14		



Accoudoir hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
4982	Gouttière d'avant-bras hémiplégique, pivotante et réglable en hauteur  pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24 pivotable	pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 360 mm +/- 20 mm LPPR 4510004 / 600,00€	398,00
4983	Rallonge pour gouttière d'avant-bras hémiplégique  seulement en combinaison avec CODE 4983	Pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 430 mm +/- 20 mm LPPR 4510004 / 600,00€	54,00


Repose-main hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
4985	Repose-main hémiplégique plat	LPPR 4510004 / 600,00€	60,00
4987	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « gauche »	LPPR 4510004 / 600,00€	60,00
4986	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « droite »	LPPR 4510004 / 600,00€	60,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**12 Potences repose pieds et Relève-jambes**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
93	Repose-pied, amovibles et pivotants	
92	Repose-jambes, amovibles et pivotants  Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	
86	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants  Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET code 702 Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	LPPR 4510002 / 1250,00€ 1.184,83

13 Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR LJ	HT EUR €
54	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable  Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93	150mm 280-430mm	
798	Palettes séparées réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm 280-430mm	
105	Adaptateur de repose-pieds : abduction +/- 45 mm de chaque côté		
822	Sangles de coup de pieds (paire)		
823	Talonnrière (paire)		

14 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	AUTONOMIE	HT EUR €
5159	Batteries sans entretien env. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	25 km	
5158	Batteries sans entretien env. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	LPPR 4550001 / sur devis 40 km	258,00
732	Chargeur 8 A pour 50 Ah (20h)		
733	Chargeur 12 A recommandé pour 80 Ah (20h)	LPPR 4550001 / sur devis	206,00

15 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage LED à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**16 Modules de commande et accessoires**

Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 682	6 servomoteurs / 678
408	VR2			
702/415	R-NET LED			
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM			
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2			
702/839	R-NET OMNI II			

2.414,00 LPPR 4550001 / sur devis

⚠ Code 839 OMNI II Fonction éclairage et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu

Options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
918	Module de stabilisation de conduite ESP ⚠ seulement avec R-Net / écran couleur LCD	LPPR 4550001 / sur devis 1.328,00

Raccourci pour module de réglage

Module de réglage externe à 5 positions (C. 4615/4597) - montage sur le côté du module de commande uniquement sur DEMANDE

CODE	DÉSIGNATION	Choix	HT EUR €
4599/4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté opposé du module de commande ⚠ seulement en combinaison avec écran couleur LCD pas en combinaison avec les plateaux de table pivotants CODE 4660 et 4661 pas en combinaison avec la table de thérapie pivotante sur le côté CODE 4646	fois 5 LPPR 4550001 / sur devis	1.370,00


Touche	Sans Affectation	Dossier	Assise	RJ gauche	RJ droit	RJ synchrone	Lift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	PILOTAGE	HT EUR €
74	Montage à droite		
60	Montage à gauche		

17 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur		
4566	Pantographe fixe, réglable en hauteur et en profondeur		
4860	Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur		
4874	Arceau de protection pour module de commande VR2 et R-NET		
851	Déplacement commande principale vers l'arrière (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière)  Seulement en combinaison avec l'arceau de manœuvre continu CODE 814		

18 Modules de commande spéciale

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4660	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la droite	LPPR 4550001 / sur devis	499,00
4661	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la gauche	LPPR 4550001 / sur devis	499,00
4789	Commande tierce personne avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur avec montage sur le tube du dossier  , avec montage sur le tube du dossier	LPPR 4530001 / 1500,00€	1.421,80

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Bouton marche/arrêt externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION	LPPR 4550001 / sur devis	HT EUR €
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert		281,00
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune		281,00
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert		281,00
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune		281,00

 Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839

Autres

CODE	DÉSIGNATION	LPPR 4550001 / sur devis	HT EUR €
4612	Joystick à course MicroGuide		3.762,00
	 seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible		
4601	Joystick à course MicroGuide avec logement et repose-main		4.832,00
	 seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible		

Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
553	Fourche tétra verticale	
556	Fourche tétra horizontale	
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	
4589	Poignée champignon	
4590	Poignée à boule	
4591	Poignée en T	
4593	Manche	
4594	Poignée bouton	
4595	Softball	
4596	Balle de golf d=43 mm	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

19 Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
985	Programmation de série (standard)	
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	

20 Couleurs du châssis et accents

CODE	CHASSIS	ACCENT	HT EUR €
207	Noir mat		
212	Noir mat	Blanc polaire	
186	Noir mat	Magic Blue	
227	Noir mat	Rouge métallique	
180	Noir mat	Citron vert	
214	Noir mat	Jaune soleil	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

21 Autres options

CODE	DÉSIGNATION	LPPR 4550001 / sur devis	HT EUR €
906	Rétroviseur droit		78,00
927	Rétroviseur gauche		78,00
970	Porte-canne		52,00
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick ⚠ Seulemment en combinaison avec R-Net		41,00
589	Harnais quatre points		
833	Ceinture de sécurité		
721	Sangle pour bassin pour sécurisation du transport ISO		286,00
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	LPPR 4510003 / 132,00€	125,11
590	Plot d'abduction ⚠ Seulemment en combinaison avec ErgoSeat CODE 948 ou la plaque d'assise CODE 4276	LPPR PAP 4510005 / 600,00€	190,00
260	Fonction mémoire pour l'appuie-tête (pièce de butée sur le tube vertical)		
957	Cales-tronc fixes (paire)		
954	Cales-tronc escamotables (paire) ⚠ Pas en combinaison avec l'élément latéral CODE 24		
781	Port de chargement USB		164,00
782	Barre universelle pour accueillir les supports de téléphone portable ⚠ Support de téléphone portable non inclus		89,00
2721	Kit d'adaptation station d'accueil Dahl ⚠ Adaptateur en fauteuil roulant pour la préparation de la station d'accueil dahl		470,00
969	Porte-bagages avec surface satinée, transparent		
994	Porte-bagages avec barres métalliques		
2676	Film de marquage arrière		83,00
676	Triangle de signalisation arrière		91,00

22 Service

ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR €
55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client ⚠ ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la vitesse, etc.	