

iCHAIR XXL bis 250 kg

1.614

LPPR 4100012
FREP CLASSE B



Poids d'utilisateur autorisé

180 kg avec lift CODE 27 (charge incl.)

200 kg XXL Standard (charge utile incluse)

250 kg HD Option (charge utile incluse)





Stabilité maximale grâce à des composants renforcés



Des moteurs puissants



Bascule d'assise / Lift



Éclairage LED durable

idéal pour les plus 180 Kg

RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle
- Le meilleur degré d'efficacité augmente l'autonomie et favorise l'utilisation optimale des forces motrices disponibles, avec un avancement plus simple et plus de maniabilité
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 200 kg

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques
- Différents systèmes de siège en fonction des besoins individuels

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien
- Adapté à l'extérieur grâce aux grands pneus de série et à la variante 10 km/h disponible en option
- Les dimensions compactes et la grande maniabilité permettent d'affronter facilement les pièces intérieures

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA®



Prix modèle de base

HT 11.735,07 / TTC 12.380,50 €

LPPR 4100012 / 11.680,50 €

LPPR 4530002 / 700,00 €



Poids d'utilisateur autorisé

180 kg avec lift CODE 27 (charge incl.)

200 kg XXL Standard (charge utile incluse)

250 kg HD Option (charge utile incluse)



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB

Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 – 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kisss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



Caractéristiques techniques

- ¹⁾ voir catégorie largeur d'assise

²⁾ angle d'assise de 4°

⁴⁾ Sans repose-jambes et sans accoudoirs

⁵⁾ en conditions de test 6 / 10 km/h avec batterie 73 Ah (20h)
- ⁶⁾ voir catégorie 00 Châssis/Motorisation

⁸⁾ La plage de réglage peut varier de +/-3° max. selon le modèle.

⁹⁾ dépend de la largeur du siège

Largeurs d'assise en mm	530 - 770 ^{1) 2)}
Profondeur d'assise en mm	430 - 600 ²⁾
Hauteur de dossier en mm	530 - 570 ²⁾
Longueur de jambes en mm	370 - 510 ²⁾
Hauteur d'accoudoir en mm	170 - 280 ²⁾
Hauteur d'assise avant en mm	460 - 560 / 530 - 630 ²⁾
Longueur avec repose-pieds en mm	1150
Longueur sans repose-pieds en mm	850
Largeur hors tout à partir de	680 - 920 ⁹⁾
Hauteur sans appui-tête en mm	1020 - 1150 ²⁾
Longueur de transport en mm	850
Hauteur de transport en mm	650
Taille de roue avant en mm	260 x 70 (10")
Taille de roue arrière en mm	356 x 75 (14")
Hauteur d'obstacle max. en mm	60
Rayon de braquage en mm	950
Autonomie avec batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	30 - 35 km
Poids de transport à vide équipement de base min.	130 kg
Poids utilisateur max	max. 200 kg/250 kg
Poids total autorisé, options incluses	340 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 300 W / 2 x 350 W
Autonomie	max. 35
Montées / descentes autorisées	15%
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	0° à 18
Inclinaison du siège mécanique	de 0° à 10°
Angle d'inclinaison de dossier électrique	-10° à 50
Angle dorsal mécanique	de -10° à 30°

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

00

Châssis/motorisation

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	MOTEUR	HT EUR €
115	6 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	
117	10 km/h	max. 30 km	2 x 350 W	

Options de châssis

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
893	Amortissement XXL renforcé pour poids d'utilisateur entre 160 et 200 kg	
893bis	Suspension HD renforcé pour poids d'utilisateur entre 200 et 250 kg	LPPR 4550001/ sur devis 2.552,00

01

Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR D'ASSISE	HT EUR €
53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs	530 mm	
358	Largeur d'assise réglable en continu de 580 à 700 mm via les accoudoirs	580 mm	
3061	Largeur d'assise réglable en continu de 600 à 700 mm via les accoudoirs	600 mm	
3062	Largeur d'assise réglable en continu de 620 à 740 mm via les accoudoirs	620 mm	seulement avec option HD code 893 bis
3063	Largeur d'assise réglable en continu de 650 à 770 mm via les accoudoirs	650 mm	

02

Hauteur d'assise avant (HAAv) avec la roue directrice (sans coussin)

Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)				
Code	Jante	460	510	560
142/146	Jante en aluminium 10" Pneus à air protégés contre les crevaisons			
142/900	Jante en aluminium 10" Pneus bandages			

Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
816	garde-boue pour les roues directrices	LPPR 4550001 / sur devis 104,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

03

Roues motrices

Pneus à air avec protection contre les crevaisons CODE 846				Pneus bandages CODE 904		
Code	Ø	Jante	gris	noir	gris	noir
460	14"	Jante alu				

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
824	garde-boue pour les roues motrices	185,00

05

Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	INCLINAISON	HT EUR €
119	Inclinaison de siège mécanique, par paliers	de 0° à +10°	
118	Inclinaison de siège électrique en continu de 18 degrés - version XXL	de 0° à +18°	
27	LIFT 300 mm jusqu'à 180 kg avec inclinaison du siège	de 0° à +28°	1.421,80

LPPR 4530002 / 1.500,00€

06

Profondeur d'assise

	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)	(C-360)
	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm	600mm
Profondeur d'assise						

 ST 600 mm y compris rallonge de tube de selle de 30 mm

07

Option d'assise / dossier

Système de dossier		
CODE	Assise	Dos ErgoSeat CODE 949
4276	Plaque d'assise (pour systèmes d'assise externes)	
948	Plaque d'assise et coussin ErgoSeat	

 Assise (pour systèmes d'assise externes) actuellement indisponible

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

08 Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir	
4980	Revêtement ErgoSeat, simili cuir, incontinence, noir	

10 Options du dossier (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
814	Barre de poussée	
913	Appuie-tête, similicuir noir	
401	Réglage mécanique du dossier	
25	Réglage électrique du dossier	
⚠ Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête en similicuir noir (CODE 913).		

11 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
106	Accoudoir standard avec manchette rembourré et protèges vêtements noire	1,2,3,4	
4960	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements et légère moulure dans la manchette	1,2,3,4	
21	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements satinée et repose-bras long coudé	1,2,3,4	

12 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
93	Repose-pied, amovibles et pivotants	
91	Repose-jambes avec compensation de la longueur, basculable vers le haut, amovible et pivotant	
⚠ Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54		
86	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants	LPPR 4510002 / 1.250,00€ 1.184.83

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

13 Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR J		HT EUR €
54	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable  Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93	150mm	280-430mm	
805	Repose-pieds séparé réglable en hauteur, rabattable vers le haut	150mm	280-430mm	
808	Repose-pieds séparé, réglable en hauteur, rabattable vers le haut et à angle réglable	150mm	280-430mm	
822	Sangles de coup de pieds (paire)			
823	Talonnaire (paire)			

14 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	AUTONOMIE	HT EUR €
5158	Batteries sans entretien env. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	35 km	
732	Chargeur 8 A		
733	Chargeur 12 A	LPPR 4550001 sur devis	206,00

15 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage LED à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	

16 Modules de commande et accessoires

Commande moteur de réglage			
Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 6 servomoteurs / 8 servomoteurs /
702/415	R-NET LED		
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM		
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2	LPPR 4550001 / sur devis	1.210,00
702/839	R-NET OMNI II	LPPR 4550001 / sur devis	2.414,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Raccourci pour module de réglage

Module de réglage externe à 5 positions (C. 4615/4597) - montage sur le côté du module de commande uniquement sur DEMANDE

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4599/4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté opposé du module de commande ⚠ seulement en combinaison avec écran couleur LCD pas en combinaison avec les plateaux de table pivotants CODE 4660 et 4661 pas en combinaison avec la table de thérapie pivotante sur le côté CODE 4646	1.260,73 LPPR 4550001 / sur devis

Touche	Sans Affectation	Dossier	Assise	RJ gauche	RJ droit	RJ synchrone	Lift
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	PILOTAGE	HT EUR €
74	Montage à droite		
60	Montage à gauche		

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

17

Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur		
4566	Pantographe fixe, réglable en hauteur et en profondeur		
4860	Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur		
851	Déplacement commande principale vers l'arrière (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière) ⚠ <i>Seulement en combinaison avec l'arceau de manœuvre continu CODE 814</i>		
4789	Commande tierce personne avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur avec montage sur le tube du dossier	LPPR 4530001 / 1.500,00€	1.421,80
4874	Arceau de protection pour manipulateur ⚠ <i>pas en combinaison avec CODE 839 OMNI II</i>		28,50

18

Modules de commande spéciale

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4660	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la droite	LPPR 4550001 / sur devis	499,00
4661	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la gauche	LPPR 4550001 / sur devis	499,00

Bouton marche/arrêt externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert	LPPR 4550001 / sur devis 281,00
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune	LPPR 4550001 / sur devis 281,00
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert	LPPR 4550001 / sur devis 281,00
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune	LPPR 4550001 / sur devis 281,00

⚠ *Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839*

FORMULAIRE DE COMMANDE

10 de 13

iCHAIR XXL bis 200 kg

1.614

Numéro de version: #1328 - 17.12.2024 / 2025-04-16 13:45:48

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Autres

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4612	Joystick à course MicroGuide seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible	LPPR 4550001 / sur devis 3.762,00
4601	Joystick à course MicroGuide avec logement et repose-main seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible	LPPR 4550001 / sur devis 4.832,00

Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
553	Fourche tétra verticale	
556	Fourche tétra horizontale	
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	
4589	Poignée champignon	
4590	Poignée à boule	
4591	Poignée en T	
4593	Manche	
4594	Poignée bouton	
4595	Softball	
4596	Balle de golf d=43 mm	

19

Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
985	Programmation de série (standard)	
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

20

Couleurs du châssis et accents

CODE	CHASSIS	ACCENT	HT EUR €
207	Noir mat		
212	Noir mat	Blanc polaire	104,45
212/5220	Blanc polaire	Blanc polaire	694,45
186	Noir mat	Magic Blue	104,45
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	694,45
227	Noir mat	Rouge métallique	104,45
227/5220	Rouge métallique	Rouge métallique	694,45
180	Noir mat	Citron vert	104,45
180/5220	Citron vert	Citron vert	694,45
214	Noir mat	Jaune soleil	104,45
214/5220	Jaune soleil	Jaune soleil	694,45

Pour les couleurs LPPR 4550001 / sur devis

21

Autres options

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
906	Rétroviseur droit		
927	Rétroviseur gauche		
970	Porte-canne		
803	angle de maintien avec verrou (extra longue)		
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	LPPR 4510003 / 132,00€	125,11
590	Plot d'abduction	LPPR 4510005 / 600,00€	190,00
260	Fonction mémoire pour l'appuie-tête (pièce de butée sur le tube vertical)		
957	Cales-tronc fixes (paire)	LPPR 4510004 / 600,00€	194,00
954	Cales-tronc escamotables (paire)	LPPR 4510004 / 600,00€	500,00
994	Porte-bagages avec barres métalliques	LPPR 4550001 / sur devis	112,00
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick ⚠ Seulement en combinaison avec R-Net	LPPR 4550001 / sur devis	41,00
781	Port de chargement USB	LPPR 4550001 / sur devis	164,00
782	Barre universelle pour accueillir les supports de téléphone portable ⚠ pas en combinaison avec la commande d'environnement OMNI II CODE 839 Support de téléphone portable non compris dans la livraison	LPPR 4550001 / sur devis	89,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

22

Service

CODE	ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR €
	55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client  ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la vitesse, etc.	