

# iCHAIR ORBIT

1.618

LPPR 9547600

FREP CLASSE B

 **Poids d'utilisateur autorisé**

120 kg

160 kg (avec moteurs de 350 W CODE 525)





Maniabilité optimale et haute stabilité pour une manœuvrabilité précise



Dimensions compactes grâce à une longueur totale et une hauteur d'assise minimales



Flexibilité maximale grâce à une roue d'appui individuelle ou double



Poids d'utilisateur élevé max. de 160 kg

## Grande maniabilité et polyvalent

### RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent un ajustement individuel
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

### BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Le repose-jambes central permet un angle des genoux de 90°
- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques

### DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur, unité d'entraînement standard à suspension
- Particulièrement adapté à l'intérieur : la rotation sur le propre axe aide lors des manœuvres dans des espaces étroits
- Manœuvres précises grâce aux roues directrices reliées de manière fixe
- Les roues d'appui latérales (en option) permettent un déplacement aisé et en toute sécurité sur des rampes individuelles
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : [info@Meyra-Netti.fr](mailto:info@Meyra-Netti.fr)

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

**MEYRA**



**Prix modèle de base**

**HT 11.071,56 / TTC 11.680,50 €**

**LPPR 9547600 / PLV 11.680,50 €**



**Poids d'utilisateur autorisé**

120 kg

160 kg (avec moteurs de 350 W CODE 525)



**Remarques**

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)  
 Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de) pour les commandes et les configurations

Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

Codes et libellé de prescription :

- 9547600 : VPH, ACHAT NEUF, FREP-B, MODULAIRE PROPULS MOTEUR ÉLEC MULTI-POSITION - CLASSE B, MEYRA NETTI
- 9929571 : VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR, MEYRA NETTI
- 9937790 : VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR, MEYRA NETTI
- 9992552 : VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE, FRE FREP FREV, MEYRA NETTI
- 9929909 : VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE, MEYRA NETTI
- 9947600 : VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE, MEYRA NETTI
- 9980394 : VPH, ADJONCTION, BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP ET FREV, MEYRA NETTI
- 9938305 : VPH, ADJ, SUPPLÉMENT POUR ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) POUR FRE, FREP ET FREV, MEYRA NETTI
- 9959320 : VPH, ADJ, SUPPLÉMENT POUR FAUTEUIL ROULANT BARIATRIQUE POUR FRE FREP FREV SCO, MEYRA NETTI
- 4960062 : VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

## DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

## DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



## Caractéristiques techniques

Tolérances dimensionnelles +/- 15 mm, +/- 2°

Données sous réserve de modifications conceptuelles

<sup>1)</sup> voir catégorie largeur d'assise

<sup>2)</sup> jusqu'à la plaque d'assise sans coussin

<sup>3)</sup> avec dossier réglable

<sup>4)</sup> Systèmes d'assise : standard / ErgoSeat / RECARO

<sup>5)</sup> avec moteurs de 350 W

<sup>6)</sup> mesuré avec angle d'assise 0°, 12°/14°

<sup>7)</sup> repose-jambes individuels/centraux

<sup>8)</sup> CODE 38/43/48/53, avec 350 W + largeur totale 10 mm

Largeurs d'assise en mm	380 - 650 <sup>1)</sup>
Profondeur d'assise en mm	400-560/400-560/480-530 <sup>1)</sup>
Hauteur d'assise avant en mm	430, 465, 500/440, 475, 510 <sup>6)</sup>
Hauteur de dossier en mm	450 - 500/530 - 580/640 <sup>4)</sup>
Longueur de jambes en mm	280 - 450 <sup>2)</sup>
Hauteur d'accoudoir en mm	240 - 350 <sup>2)</sup>
Longueur avec repose-pieds central en mm	1180 - 1250/1060 - 1150 <sup>7)</sup>
Longueur sans repose-pieds en mm	930
Largeur min., état déplié avec 12"	600/600/630/680 <sup>8)</sup>
Largeur min., état déplié avec 14"	640/640/640/680 <sup>8)</sup>
Hauteur sans appuie-tête en mm	980 - 1060
Hauteur de transport min. en mm	630
Hauteur d'obstacle max. en mm	60
Rayon de braquage (avec repose-jambes central)	700
Rayon de braquage (avec repose-jambes individuel)	800
Garde au sol	70
Poids de transport à vide équipement de base min.	120 kg - 165 kg
Poids total autorisé, options incluses	320 kg <sup>5)</sup>
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 180/2 x 300
Autonomie avec batterie 50 Ah (20 h)	25 km - 35 km
Autonomie avec batterie 73 Ah (20h)	35 km - 40 km
Montées / descentes autorisées	15%
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	0° à 30° / 0° à 50°
Inclinaison du siège mécanique	0°, 4°, 7°, 10°
Aide de levage (0° à - 25°) avec inclinaison électrique, élévation 200 mm	Inclinaison/course du siège -25° à 45
Angle d'inclinaison de dossier électrique	-10° jusqu'à +50°



### Caractéristiques techniques \*\*\* continuation

Angle dorsal mécanique	-10° jusqu'à +30°
Lift en mm	300
Position des Moteurs	Roue centrale

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 00 Châssis / Motorisation

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	MOTEUR	POIDS MAX.	HT EUR €
115	6 km/h <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec VR2 CODE 408 (pour max. 2 servomoteurs)	max. 40 km	2 x 180 W	120 kg	
115/525	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg	
117/525	10 km/h <b>⚠</b> en Allemagne seulement en combinaison avec CODE 4772 Expertise du TÜV (Rubrique Accessoires) en Allemagne seulement en combinaison avec CODE 676 Tableau de marquage arrière	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg	
918	Module de stabilisation de conduite ESP <b>⚠</b> Module de stabilisation de la conduite ESP, uniquement en liaison avec. R-Net / écran couleur LCD o.e.comb. avec. OMNI II (CODE 839)			LPPR / sur devis	1.328,00

## Modèle de châssis et options de roues de support

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
352	Châssis 5 roues avec bras oscillant AR et une roue d'appui double centrale, pour une maniabilité optimale	
690	Châssis 6 roues avec bras oscillant AR et deux roues d'appui latérales, optimal pour l'utilisation de rampes individuelles	
352/2001	Châssis 5 roues avec bras oscillant AR et une roue d'appui double centrale, pour une maniabilité optimale / Version châssis large	
690/2001	Châssis 6 roues avec bras oscillant AR et deux roues d'appui latérales, optimal pour l'utilisation de rampes individuelles / Version châssis Large	

## 01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR D'ASSISE	HT EUR €
38	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 440 mm via les accoudoirs	380 mm	
43	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 520 mm via les accoudoirs	430 mm	
48	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600 mm via les accoudoirs	480 mm	
961	ERGOSTAR largeur 500mm réglable en continu via les accoudoirs	500 mm	
53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs	530 mm	

**⚠** e.c. avec ErgoSeat Pro, seulement possible en SB 430 et 480 mm  
Chez RECARO, la largeur réelle du siège est d'environ 500 mm  
Aperçu des sièges RECARO sur demande

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 02 Roues directrices

Code	Ø	Jante	Pneumatiques
157/146	8"	Jante alu	Pneus avec protection contre les crevaisons
157/900	8"	Jante alu	Pneus bandages

## 03 Roues motrices en combinaison avec Hauteur d'assise avant (HAAV)

HAAV (mm) 430 440 465 475 500 510

**A**

**B**

Couleur pneumatique (Hauteur d'assise avant)

CODE	Roue motrice/Pneumatiques	noir (résistant à l'abrasion)	gris	noir (crampons)
460/846	14" Roues mot. Alu. pneumatiques protégés	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
460/904	14" Roues mot. Alu pneumatiques bandages	<b>A</b>	<b>A</b>	
815/846	12" Roues mot. Alu pneumatiques protégés	<b>B</b>	<b>B</b>	
815/904	12" Roues mot. ALU pneumatiques bandages	<b>B</b>	<b>B</b>	

**!** HAAV mesuré avec une inclinaison d'assise de 0°, jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise

### Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
824	garde-boue pour les roues motrices	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 05 Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	BASCULE D'ASSISE / LIFT	HT EUR €
119	Inclinaison mécanique du siège	0°/4°	
118	Inclinaison électrique du siège <b>⚠</b> seulement en combinaison avec module VR2 CODE 682 ou R-NET	0° à 30°	
4118	Inclinaison électrique du siège <b>⚠</b> La profondeur d'assise 56 cm CODE 356 n'est pas possible en combinaison avec le dossier ErgoSeat CODE 949 Uniquement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682 ou R-Net CODE 702	0° à 50°	
27	Lift de 300 mm, inclinaison de l'assise électrique inclus <b>⚠</b> seulement en combinaison avec R-Net poids de l'utilisateur jusqu'à 140 kg	0° à 30°	300 mm 1.421,80 LPPR 9938305 / 1500,00€
4937	Aide de levage (0° à - 25°) avec inclinaison électrique pour un transfert aisé hors du fauteuil roulant <b>⚠</b> seulement en liaison avec CODE 4260 Module de réglage externe <input checked="" type="checkbox"/> seulement en combinaison avec CODE 900 Pneus PU <input checked="" type="checkbox"/> recommandé avec CODE 5025 Réglage électrique du dossier avec fonction mémoire <input checked="" type="checkbox"/> La hauteur d'assise peut varier jusqu'à 20 mm	0° à 45°	200 mm 2.890,00 LPPR / sur devis

## 06 Profondeur d'assise

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400 mm	430 mm	460 mm	490 mm	530 mm	560 mm

Profondeur d'assise

## 07 Système d'assise

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
561	Plaque d'assise avec coussin d'assise	
4276	Plaque d'assise sans coussin	
948	Plaque d'assise et coussin ErgoSeat	
7206	Plaque d'assise avec coussin Netti Uno Seat	
7203	Plaque d'assise avec coussin Netti Sit	LPPR PAP 9929571 / 600,00€ 228,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 08 Système de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR DU DOS	HT EUR €
608	Dossier tubes ronds, 22 mm, avec barre de poussée continue, sans toile de dossier <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec le réglage mécanique du dossier CODE 401 ou le réglage électrique du dossier CODE 25 préparé pour des systèmes de dossier externes		
287/735	Dossier souple standard, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	
287/736	Dossier souple avec toile réglable en tension, noir, avec tube ergo seat	500 mm, convertible en 450 mm	
949	Dossier ErgoSeat	590 mm, convertible à 630 mm	
2019	Dossier confort ErgoSeat Pro avec coussin	LPPR 9937790 / 600,00€ 590 mm, convertible à 630 mm	296,00
7201	Dossier Netti Uno Back	620 mm, convertible à 670 mm	
7209	Dossier Netti Smart	LPPR 9937790 / 600,00€ 620 mm, convertible à 670 mm	347,00
221/7207	Dossier Netti Stabil	LPPR 9937790 / 600,00€ 620 mm	347,00
638/7207	Dossier Netti Stabil	LPPR 9937790 / 600,00€ 670 mm	347,00
221/7210	Dossier Netti Super Stabil	LPPR 9937790 / 600,00€ 620 mm	347,00
638/7210	Dossier Netti Super Stabil	LPPR 9937790 / 600,00€ 670 mm	347,00
7205	Dossier Netti Kyphotic	LPPR 9937790 / 600,00€ 620 mm, convertible à 670 mm	347,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 09 Options d'assise

Les sièges RECARO ne sont actuellement pas disponibles

Veuillez tenir compte de la hauteur avant du coussin d'assise : ERGOSTAR +120 mm et RECARO +150 mm

Dossier

CODE	Unités de siège optionnelles	mécanique	électrique
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée		
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues		
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé		

**⚠** Le siège ERGOSTAR CODE 961 n'est possible qu'avec une largeur d'assise de 48 cm  
 Le réglage électrique du dossier n'est possible qu'en combinaison avec la commande R-Net  
 Délai de livraison plus long pour les sièges RECARO

## 10 Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Toile textile noire avec coutures grises	
4980	Revêtement ErgoSeat, simili cuir, incontinence, noir	

### Options du dossier confort ErgoSeat Pro

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM	HT EUR €
2021	Inserts pour thorax, paire, grands	230 x 120/60 x 125	LPPR 9937790 / 600,00€ 262,00
2032	Inserts pour thorax, paire, petits	310 x 125/70 x 140	LPPR 9937790 / 600,00€ 248,00

## 11 Revêtement de Recaro

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
235	Revêtement en textile, noir	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 12 Options du dossier (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
814	Barre de poussée	
410	Poignée de poussée individuelle avec barre de stabilisation	
2814	Barre de poussée pour système de siège RECARO <b>!</b> <i>seulement en combinaison avec RECARO</i>	
913	Appuie-tête, similicuir noir	
5025	Réglage électrique du dossier avec fonction mémoire, seulement pour aide de levage code 4937 <b>!</b> <i>Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête en similicuir noir (CODE 913).</i>	
401	Réglage mécanique du dossier	
25	Réglage électrique du dossier <b>!</b> <i>Uniquement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682 ou R-Net CODE 702 Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête en similicuir noir (CODE 913).</i>	

## 13 Protège-vêtements et accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
106	Accoudoir standard avec manchette rembourré et protèges vêtements noire	1,2,3,4	
4960	Accoudoir avec manchette rembourrée, protège-vêtements noir avec marquage couleur et légère dépression au niveau de l'appui-bras	1,2,3,4	
21	Accoudoir avec manchette rembourré, protèges vêtements satinée et repose-bras long coudé	1,2,3,4	
24	Accoudoir relevable, pivotable et réglable à l'angle <b>!</b> <i>seulement en combinaison avec CODE 4859 Support du module de commande</i>	2	
14	Accoudoir relevable type SKY, réglable en largeur, hauteur et angle		
4422	Fixation des accoudoirs en position de base <b>!</b> <i>seulement en combinaison avec Accoudoir CODE 14</i>		

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Accoudoir hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
4982	Gouttière d'avant-bras hémiplégique, pivotante et réglable en hauteur <b>⚠</b> pas en combinaison avec CODE 24 toujours sur le côté opposé du module de commande pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 360 mm +/- 20 mm	LPPR 9937790 / 600,00€	398,00
4983	Rallonge pour gouttière d'avant-bras hémiplégique <b>⚠</b> seulement en combinaison avec CODE 4982 pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 430 mm +/- 20 mm	LPPR 9937790 / 600,00€	54,00

## Repose-main hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
4985	Repose-main hémiplégique plat <b>⚠</b> seulement en combinaison avec CODE 4983	LPPR 9937790 / 600,00€	60,00
4987	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « gauche » <b>⚠</b> seulement en combinaison avec CODE 4983 Page de commande droit CODE 60	LPPR 9937790 / 600,00€	60,00
4986	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « droite » <b>⚠</b> seulement en combinaison avec CODE 4983 Page de commande à gauche CODE 74	LPPR 9937790 / 600,00€	60,00

## 14 Potences repose pieds et Relève-jambes

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
293	Repose-pied, amovibles et pivotants <b>NOUVELLE GENERATION</b>		
4092	Repose-jambes, amovibles et pivotants <b>NOUVELLE GENERATION</b> <b>⚠</b> Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54		
2086	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants <b>NOUVELLE GENERATION</b> <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET code 702 Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	LPPR 9992552 / 1250,00€	1.184,83
93	Repose-pied, amovibles et pivotants		
92	Repose-jambes, amovibles et pivotants (Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54)		
86	Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET code 702 Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	LPPR 9992552 / 1250,00€	1.184,83

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Repose-jambes central

CODE	DÉSIGNATION	ANGLE DU RJ	LJ	HT EUR €
5100	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	280-400 mm	
5101	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	330-450 mm	
4935	Repose-jambes central réglable électriquement en angle ⚠ pour VSH jusqu'à 440 mm uniquement en combinaison avec CODE 702/678 R-Net avec module de réglage non en combinaison avec RECARO uniquement en combinaison avec CODE 945 rembourrage de mollet	90°-180°	200-400mm	1.184,83 LPPR 9992552 / 1250,00€
5104	Repose-jambes central réglable électriquement en angle ⚠ pour VSH à partir de 475 mm uniquement en combinaison avec CODE 702/678 R-Net avec module de réglage .pas en combinaison avec RECARO seulement en combinaison avec CODE 945 rembourrage pour mollets	90°-180°	200-450mm	1.184,83 LPPR 9992552 / 1250,00€
4949	Repose-jambes central, réglage électrique de l'angle / de la longueur, abaissable électriquement jusqu'au sol, compensation ergonomique de la longueur jusqu'à un angle BS de 150 ⚠ seulement en combinaison avec CODE 702/678 R-Net Module de réglage pas en combinaison avec RECARO seulement en combinaison avec CODE 945 Rembourrage pour mollets	90°-180°	350-450mm	1.184,83 LPPR 9992552 / 1250,00€

## Options de repose-pieds pour la potence centrale


CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
5109	Palette standard	
5108	Palette large ⚠ seulement e.c. avec code 2001 version chassis large	
5107	Palettes individuels, réglables séparément ⚠ uniquement en combinaison avec le code 2001 version cadre large pas en combinaison avec le code 4949	

## 15 Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	LJ	HT EUR €
54	Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable ⚠ Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93	150mm	280-430mm	
798	Palettes séparées réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm	280-430mm	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Options de repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
105	Fixation des repose-jambes en abduction de 25 mm  pas en combinaison avec appuie-jambes centrale	
822	Sangles de coup de pieds (paire)	
823	Talonnère (paire)	
2945	Rembourrage pour mollets en combinaison avec le repose-pieds central	

### 16 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
5159	Batteries sans entretien 43 Ah (5h), 50 Ah (20 h)	
5158	Batteries sans entretien 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	
731	Chargeur 6 A pour 50 Ah	
733	Chargeur 12 A pour 80 Ah	

### 17 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage LED à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 18 Modules de commande et accessoires

### Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 682	6 servomoteurs / 678	8 servomoteurs / 780
408	VR2				
702/415	R-NET LED				
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM				
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2				
702/839	R-NET OMNI II		LPPR 4960062 / sur devis	2.414,00	3.314,00

**⚠** Commande double uniquement pour le réglage électrique de l'inclinaison de l'assise et du dossier  
Code 839 OMNI II Fonction clignotante et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu

### Raccourci pour module de réglage

Module de réglage externe à 5 positions (C. 4615/4597) - montage sur le côté du module de commande uniquement sur DEMANDE

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4599/4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté opposé du module de commande	1.370,00
	<b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec CODE 702 R-NET	LPPR 4960062 / sur devis
	Non en combinaison avec les plateaux de table pivotants CODE 4660 et 4661	
	Non en combinaison avec la table de thérapie pivotante sur le côté CODE 4646	

Touche Sans Affectation	Dossier	Assise	RJ gauche	RJ droit	RJ synchrone	Angle de POT	Hauteur de POT.	Lift
(1)								
(2)								
(3)								
(4)								
(5)								

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
74	Montage à droite	
60	Montage à gauche	

## 19 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur		
4860	Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur		
4874	Arceau de protection pour module de commande VR2 et R-NET		
851	Déplacement commande principale vers l'arrière (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière) LPPR 4308597 / 35.71 € <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec l'arceau de manœuvre continu CODE 814		
4789	Commande tierce personne avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur avec montage sur le tube du dossier LPPR 9310430 / 714.26 € <b>⚠</b> pas en combinaison avec Poignée pour pousser CODE 410	LPPR 9980394 / 1500,00€	1.421,80

## 20 Modules de commande spéciale

Les modules de commande spéciaux et les commandes spéciales doivent souvent être adaptés et ne peuvent donc généralement pas constituer un produit fini.

L'emplacement et la programmation doivent être réalisés avec la participation de l'utilisateur ou élaborés par un technicien sur place.

D'autres commandes spéciales sont possibles sur demande.

CODE	DÉSIGNATION	LPPR	HT EUR €
4660	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la droite <b>⚠</b> pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24 pas en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	LPPR 4960062 / sur devis	499,00
4661	Tablette avec logement (central) pour module de commande, pivotante vers la gauche <b>⚠</b> pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24 pas en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	LPPR 4960062 / sur devis	499,00
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	LPPR 9947600 / 132,00€	125,11

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Bouton marche/arrêt externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert	LPPR 4960062 / sur devis	281,00
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune	LPPR 4960062 / sur devis	280,00
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert	LPPR 4960062 / sur devis	236,00
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune	LPPR 4960062 / sur devis	236,00

**⚠** Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839

## Autres

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
4612	Joystick à course MicroGuide <b>⚠</b> seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible	LPPR 4960062 / sur devis	3.762,00
4601	Joystick à course MicroGuide avec logement et repose-main <b>⚠</b> seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839 temporairement indisponible	LPPR 4960062 / sur devis	4.832,00

## Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
553	Fourche tétra verticale		
556	Fourche tétra horizontale		
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main		
4589	Poignée champignon		
4590	Poignée à boule		
4591	Poignée en T		
4593	Manche		
4594	Poignée bouton		
4595	Softball		
4596	Balle de golf petite Ø 43 mm		

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**21 Logiciel**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
985	Programmation de série (standard)	
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	

**22 Couleurs du châssis et accents**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
5220	Couleur du cadre selon les souhaits du client	514,00
<b>TUBES DE SIÈGE/DOSSIER - PARTIE LATÉRALE ACCENTUÉE - REPOSE-JAMBES DIVISÉ - INSERTS DE JANTES</b>		
207	noir mat structuré (sans inserts de jantes)	
212	blanc polaire	
186	magic blue	
227	Rouge métallique	
180	lemonreflex	
214	jaune soleil	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.



## 23 Autres options

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
906	Rétroviseur droit		
927	Rétroviseur gauche		
970	Porte-canne		
833	Ceinture de sécurité		
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	LPPR 9947600 / 132,00€	125,11
590	Plot d'abduction <b>⚠</b> pas en combinaison avec Repose-jambes centrale CODE 5100/5101/5104/4949/4935	LPPR PAP 9929571 / 600,00€	232,00
260	Fonction mémoire pour l'appuie-tête ( pièce de butée sur le tube vertical )		
957	Cales-tronc fixes (paire)	LPPR 9937790 / 600,00€	194,00
954	Cales-tronc escamotables (paire) <b>⚠</b> pas en combinaison avec Accoudeur CODE 24	LPPR 9937790 / 600,00€	500,00
781	Port de chargement USB		
782	Barre universelle pour accueillir les supports de téléphone portable <b>⚠</b> pas en combinaison avec R-NET OMNI II CODE 702/839 Support de téléphone portable non compris dans la livraison		
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick <b>⚠</b> seulement en combinaison avec R-NET CODE 702		
4772	Expertise du TÜV		
2721	Kit d'adaptation station d'accueil Dahl <b>⚠</b> Kit d'adaptation côté fauteuil roulant pour la préparation de la station d'accueil Dahl pas en combinaison avec le CODE 4937 Relève-personne	LPPR 4960062 / sur devis	899,00

## Marquage arrière

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
2676	Film de marquage arrière <b>⚠</b> seulement en combinaison avec ErgoSeat		83,00
676	Triangle de signalisation arrière		91,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**24 Service**

CODE	ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR €
	55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client  ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la Vitesse, etc.	
	55709	Paramétrage médicalement nécessaire sur les valeurs de réglage spécifiques du module debout et couché  contient des adaptations de programmes simples et l'intégration de commandes spéciales	