

iCHAIR MC2 NEW

2.611

LPPR 4100012
FREP CLASSE B



Poids d'utilisateur autorisé

120 kg

160 kg



COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:
Adresse de livraison:
Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires
Notes / Remarques:
Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 11.071,56 / TTC 11.680,50 €



Poids d'utilisateur autorisé

LPPR 4100012 / PLV 11.680,50 €

120 kg

160 kg



Remarques

Tous les prix s'entendent TVA incluse !

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB

Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



Caractéristiques techniques

Largeur d'assise en mm	380, 400, 430, 450, 480, 500, 550
Profondeur d'assise en mm	400 - 550
Hauteur d'assise avant en mm	430 - 530
Largeur déplié en mm	630 / 630 / 640 / 710 / 790
Hauteur d'obstacle max. en mm	60 / 100
*Poids à vide pour le transport	*100 kg - 165 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 180 W / 2 x 350 W
Autonomie	30 km - 45 km
Montées / descentes autorisées	15 %
Angle d'inclinaison de dossier électrique	-80° - 140° / 90° - 150° / 90° - 170°
Inclinaison de siège électrique	0° jusqu'à +30° / 0° jusqu'à +50°
Course du siège en mm	300

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**00 Châssis / Motorisation**

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	MOTEUR	POIDS UTILE	HT EUR €
2115	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg	
2117	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg	
	 en Allemagne seulement en combinaison avec l'expertise du TÜV CODE 4772 en Allemagne seulement en combinaison avec le film de marquage arrière CODE 2676 ou avec le panneau de marquage arrière CODE 676				
918	Module de stabilisation de conduite ESP			LPPR sur devis	1.678,00
	 Ne pas utiliser avec R-NET/LED CODE 702/415				

Forme du châssis (angle de châssis et rétrécissement de châssis)

CODE	DÉSIGNATION	Dimensions	HT EUR €
2001	Largeur du cadre : standard	570 mm	

Suspension

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
892	Suspension : réglée pour des utilisateurs pesant jusqu'à 100 kg	
891	Suspension : réglée pour des utilisateurs pesant jusqu'à 160 kg	

01 Roues motrices

Les pneus sont composés d'un mélange de caoutchouc qui peut laisser des traces permanentes ou difficiles à effacer sur certains supports (par exemple, sols en plastique, en bois ou en parquet, moquettes, tapis).
Nous ne pouvons pas être tenus responsables des dommages causés par l'abrasion des supports.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
815	Roue motrice 12" avec jante en aluminium	
	 Pas en combinaison avec la suspension de fourche pour roue 8"/9" CODE 2145 et 2146	
460	Roue motrice 14" avec jante en aluminium	
2460	Pneus cross 14" (FAT-BOY), pneus à air avec protection contre les crevaisons	
	 Seulement en combinaison avec pneus à crampons, noirs CODE 482 et CODE 908 Pas en combinaison avec pare-éclaboussures pour roues motrices CODE 824	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
846	Profil racing, pneus gonflables anti-crevaison	
482	Profil à crampons, pneus gonflables anti-crevaison	
904	Profil racing, pneus bandages	
905	Profil à crampons, pneus bandages	
824	Garde-boue pour les roues motrices	
	 Pas en combinaison avec pneus Cross CODE 2460	

02 Roues directrices/hauteur d'assise

		HAAv (mm)					
		(C-2511)	(C-2511)	(C-2512)	(C-2512)	(C-2513)	(C-2513)
Code	Volant Ø INCH	425	450	460	485	495	520
157	8" Profil racing						
163	9" Profil racing						
142	10" Profil racing						
2142	10" Profil racing						

-  VSH mesuré avec une inclinaison d'assise de 0°, jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise
- 9"/10" Roues directrices uniquement en combinaison avec une roue motrice de 14"
- 9"/10" Roues directrices uniquement en combinaison avec une largeur de cadre - large CODE 2001
- Roues de direction 9"/10" seulement en combinaison avec le repose-pieds standard pour repose-jambes central CODE 5109
- Roues de direction 9"/10" pas en combinaison avec la variante 6 km/h CODE 115
- Roues de direction 8" pas en combinaison avec roue motrice 14" CODE 460
- Roues de direction 9"/10" pas en combinaison avec roues de direction 8" amorties CODE 2145 ou CODE 2146

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**Options de roue directrice**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
146/157	8" Pneus anti-crevaison	
157/900	8" Pneus bandages	
146/163	9" Pneus anti-crevaison	
163/900	9" Pneus bandages	
142/146	10" Pneus anti-crevaison	
142/900	10" Pneus bandages	
900/2142	10" Pneus bandages à crampons	
146/2142	10" Pneus anti-crevaison à crampons	
816	Garde-boues pour roues avant de 9" et 10"	

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
261	Fourche avant standard	
2146	fourche avec amortisseur pour 8" et 9" (recommandés pour un poids d'utilisateur allant jusqu'à 100 kg)	899,00
2145	fourche avec amortisseur pour 8" et 9" (recommandé jusqu'à 100 kg de poids d'utilisateur)	899,00

 Pas en combinaison avec le kit d'adaptation pour station d'accueil Dahl CODE 2721

LPPR sur devis

Hauteur d'assise avec fourche amortisseur 9" +15 mm

Couleur des pneus (roues avant et motrices)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
908	Noir, résistant à l'abrasion	
909	Gris	
	 Sur DEMANDE	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

03 Largeur/profondeur d'assise

		Profondeur d'assise (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
Code	Largeur de l'assise	400	430	460	490	520	550
38	380 mm						
40*	400 mm						
43	430 mm						
45*	450 mm						
48	480 mm						
50*	500 mm						
55	530 mm						

* Tailles disponibles seulement en combinaison avec dossier central

⚠ Profondeur d'assise 550 mm CODE 955 n'est pas en relation avec le réglage électrique de l'inclinaison de l'assise, en continu sur 50 degrés CODE 4118
Possibilité de réglage supplémentaire de la largeur d'assise via les accoudoirs, voir options d'accoudoirs

04 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4276	Plaque d'assise sans coussin	
561	Coussin d'assise textile, noir, 60 mm d'épaisseur	
948	iCHAIR MEYLIFE assise contours	
4276/7206	Plaque d'assise avec coussin Netti Uno	
4276/7203	Plaque d'assise avec coussin Netti Sit	LPPR PAP / 600,00€ 347,00

Housse d'assise/de dossier/d'appui-tête

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Housse textile noire	
254	similicuir	
⚠ s'applique uniquement aux coussins de contour 948/949		

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**05 Options d'assise/de dossier****Bascule d'assise / Lift**

CODE	DÉSIGNATION	BASCULE D'ASSISE	LIFT	HT EUR €
119	Inclinaison mécanique de l'assise par étapes  Pas en combinaison avec le dos central CODE 2946	0° bis 9°		
118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu sur 30 degrés  Uniquement en liaison avec la commande à 2 ou 6 positions des moteurs de réglage CODE 682 ou 678	0° à 30°		
4118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu sur 50 degrés  Actuellement uniquement en liaison avec la commande LINX CODE 2838 Uniquement en liaison avec la commande à 2 ou 6 voies des moteurs de réglage CODE 682 ou 678	0° à 50°		
27	Lift, y compris la bascule d'assise  Uniquement en liaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678	0° à 30°	300 mm	LPPR LIFT / 1.500,00€ 1.421,80

 La plage de réglage peut varier de +/- 3° max. en fonction du SH et de la taille des roues directrices

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

06 Système de dossier

Dossier en tube rond, rembourrage et hauteur du dossier

		Hauteur du dossier (mm)		
		(C-921)	(C-922)	(C-921)
Code	Désignation	520	570	620
608	Tubes ronds, 22 mm, préparés pour les systèmes de dossier externes			
608/735	Toile réglable en tension sans rembourrage			
608/736	Toile réglable en tension avec rembourrage, noir			
608/7201	Dossier Netti Uno Back			
608/7209	Dossier Netti Smart	LPPR PAP / 600,00 €		347,00
608/7207	Dossier Netti Stabil	LPPR PAP / 600,00 €		347,00
608/7210	Dossier Netti Super Stabil	LPPR PAP / 600,00 €		347,00
608/7205	Dossier Netti Kyphotic	LPPR PAP / 600,00 €		347,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Réglages du dossier pour les dossiers en tube rond

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
401	Inclinaison mécanique du dossier pour les dossiers en tube rond	
25	Inclinaison électrique du dossier pour dossier en tube rond	

 Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608

Dossier central/plaque contour

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €			
		Hauteur du dossier (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)
Code	Désignation	520	570	620	670
949/2038	Plaque contours de 380 mm de large				
949/2040	Plaque contours de 400mm de large				
949/2043	Plaque contours de 430mm de large				
949/2045	Plaque contours de 450 mm de large				
949/2048	Plaque contours de 480 mm de large				
949/2050	Plaque contours de 500 mm de large				
949/2053	Plaque contours de 530 mm de large				

 Le dossier central CODE 2946 n'est possible qu'en combinaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678
Uniquement en combinaison avec répartiteur de bus 4-vois CODE 2859
Code 921 et code 922 pas en combinaison avec code 2948 / Code 928 uniquement en combinaison avec code 2948

Réglages du dossier pour un dos central

CODE	DÉSIGNATION	Angle en degrés	HT EUR €	
2946/2947	Réglage électrique du dossier pour un dos centré	150°		
				
2946/2948	Réglage biomécanique électrique du dossier pour le dos central	170°	LPPR sur devis	1.600,00
	 Uniquement en combinaison avec dossier central CODE 2946 Uniquement en combinaison avec accoudoir biomécanique CODE 324			

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**Options supplémentaires/positionnement**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
914	Appui-tête 3D multifonctionnel avec possibilité de réglage individuel des joues latérales  Plage de réglage : horizontale, verticale et position angulaire Polster avec articulation sphérique 3D	
937	Rallonge d'appui-tête pour appui-tête 3D	
4275	Rail de montage, accessoires au dossier  Uniquement en combinaison avec le dossier central CODE 2946	LPPR PAP membres sup / 600,00€ 284,36
2957	Pelote thoracique pivotante  Uniquement en combinaison avec le rail de montage CODE 4275	LPPR PAP membres sup / 600,00€ 284,36
797	Joue latérale pour coussin d'assise (appui-cuisses)	
4933	cale-cuisses réglables en continu, en largeur et en longueur	LPPR PAP membres sup / 600,00€ 284,36
814	poignée de poussée continue pour le dos central  Uniquement en combinaison avec le dossier central CODE 2946	
2958	Extension de profondeur pour dos de tube rond CODE 608  Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608	
2311	Tubes de dossier plus de large 25 mm par côté pour dossier en tube rond Code 608	
2313	Tubes de dossier moins large de 25 mm par côté pour dossier en tube rond Code 608	

07 Accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur 5 = pivotant vers le haut 6 = biomécanique

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
106	Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et en profondeur  Pas en combinaison avec le réglage électrique biomécanique du dossier CODE 2948	1,2,3,4	
24	Accoudoir relevable et réglable en angle  Pas en combinaison avec le réglage biomécanique du dossier CODE 2948	2,3,4,5	
324	Accoudoir relevable et réglable en angle biomécanique  Pas en combinaison avec le réglage électrique du dossier pour le dossier central CODE 2947	2,3,4,5,6	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options d'accoudoirs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
101	Protège-vêtements pour accoudoir  Uniquement en combinaison avec accoudoir standard CODE 106	
4422	Fixation des accoudoirs en position de base  Uniquement en combinaison avec accoudoir biomécanique CODE 324 et accoudoir relevable CODE 24	

Accoudoir

CODE	DÉSIGNATION	POSITION	HT EUR €
975	Manchette rembourrée (standard)	gauche	
974	Manchette rembourrée (standard)	droite	
4990	Manchette rembourrée (standard) avec articulation pivotante	gauche	
4984	Manchette rembourrée (standard) avec articulation pivotante	droite	
4982	Appui-bras pour hémiplégie LPPR PAP Membres sup/ 600,00€	gauche	109,00
4981	Appui-bras pour hémiplégie LPPR PAP Membres sup/ 600,00€	droite	109,00
4993	Appui-bras pour hémiplégie avec articulation pivotante LPPR PAP/ 600,00€	gauche	109,00
4991	Appui-bras pour hémiplégie avec articulation pivotante LPPR PAP/ 600,00€	droite	109,00
4988	Repose-mains plat pour coque d'avant-bras hémiplégique / LPPR PAP/ 600,00€  Uniquement e.c. avec CODE 4982/4993	gauche	79,00
4985	Repose-mains plat pour coque d'avant-bras hémiplégique / LPPR PAP/ 600,00€  Seulement e.c. avec CODE 4981/4991	droite	79,00
4987	Repose-main avec ergon. Poignée pour coque d'avant-bras hémiplégique LPPR PAP Membres sup/ 600,00€  Uniquement e.c. avec CODE 4982/4993	gauche	79,00
4986	Repose-main avec ergon. Poignée pour coque d'avant-bras hémiplégique LPPR PAP Membres sup/ 600,00€  Seulement e.c. avec CODE 4981/4991	droite	79,00
4989	Rallonge pour coque d'avant-bras hémiplégique LPPR PAP Membres sup/ 600,00€  Uniquement e.c. avec CODE 4982/4993	gauche	79,00
4983	Rallonge pour coque d'avant-bras hémiplégique LPPR PAP Membres sup/ 600,00€  Seulement e.c. avec CODE 4981/4991	droite	79,00

08 Potences repose pieds et Relève-jambes

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Repose-jambes latéraux

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
293	Repose-pied, amovibles et pivotants	
4092	Repose-jambes, amovibles, pivotants, réglables en hauteur mécaniquement (seulement avec accoudoir standard CODE 106)	
2086	Repose-jambes, amovibles, pivotants, réglables en hauteur électriquement  Uniquement en combinaison avec le moteur de réglage à 6 positions CODE 678 Uniquement en combinaison avec le réglage mécanique de l'inclinaison du siège CODE 119	LPPR / 1.250,00€ 1.184,83

Repose-jambes central

CODE	DÉSIGNATION	ANGLE DU RJ	LJ	HT EUR €
5092/5100	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	280-400 mm	
5092/5101	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	330-450 mm	
4935/5086	Repose-jambes central électrique, compensation de longueur électrique  Uniquement en combinaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678 Uniquement en combinaison avec le rembourrage de mollet CODE 2945	90°-170°	200-400mm	LPPR / 1.250,00€ 1.184,83
5086/5104	Repose-jambes central électrique, compensation de longueur électrique  Uniquement en combinaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678 Uniquement en combinaison avec le rembourrage de mollet CODE 2945	90°-170°	200-450mm	LPPR / 1.250,00€ 1.184,83
4949/5086	Repose-jambes central électrique, abaissable électriquement, compensation de la longueur du sol  Uniquement en liaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678 Uniquement en liaison avec le rembourrage de mollet CODE 2945 Non en liaison avec le repose-pieds individuel pour repose-jambes central CODE 5107	90°-170°	350-450mm	LPPR / 1.250,00€ 1.184,83

09 Options de repose-pieds

Options de repose-pieds pour la potence centrale

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
5109	Palette standard pour potence centrale  Pas en combinaison avec les repose-jambes latéraux	
5108	Palette Large pour potence centrale  Pas en combinaison avec les repose-jambes latéraux	
5107	2 Palettes individuels pour potence centrale  Pas en combinaison avec les repose-jambes latéraux Pas en combinaison avec le repose-jambes central électrique CODE 4949	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	LJ	HT EUR €
808	Palettes individuelles, relevables, réglables en angle  Pas en combinaison avec le repose-jambes central			
57	Palette Monobloc  Pas en combinaison avec le repose-jambes central			

Options de repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
822	Sangles de coup de pieds (paire)	
823	Talonnaire (paire)	
2945	Coussinets pour mollets  Uniquement en combinaison avec repose-jambes central	

10 Batteries et chargeurs

Batteries

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
511	Batteries gel 60 Ah (20 h)	
5158	Batteries sans entretien 80 Ah (20 h)	LPPR 4550001 / sur devis 235,00

Chargeur

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
732	Chargeur 8 A pour 73 Ah (5 h)	
733	Chargeur 12 A pour 73 Ah (20 h)	LPPR 4550001 / sur devis 115,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

11 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage LED à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**12 Modules de commande/montage/supports/modules de réglage****LINX****Commande moteur de réglage**

Code	Module de commande	2-fois (C-682)	6-fois (C-678)
2838/2847	LiNX RM+LIGHTS+LTD SEAT (Rem 215)		
2838/2848	LiNX RM+LIGHTS+SEAT (Rem 216)		
2838/2849	LiNX avec Écran tactile (Rem 400)		
2838/2850	LiNX Écran tactile (Rem 500) pour commande spéciale		
2838/2849/2857	LINX, PM120AL, REM400 Module joystick à écran tactile LCD, avec interrupteur à bascule		

! LINX REM 500 CODE 2838/2850 n'est disponible qu'avec le répartiteur de bus à 4 compartiments CODE 2859 et le support de module de commande CODE 4860

R-NET**Commande moteur de réglage**

Code	Module de commande	6 servomoteurs / 678
702/415	R-NET LED	
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM	
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2	
702/839	R-NET OMNI II	1.900,00 LPPR / Sur devis

! R-NET OMNI II n'est utilisable qu'avec le répartiteur de bus 4-fois CODE 2859
CODE 839 OMNI II Fonction clignotante et fonction klaxon uniquement sélectionnables par menu

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
74	Montage à droite	
60	Montage à gauche	

Support du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur	
4860	Pantographe escamotable, réglable en longueur et en hauteur	
4874	Arceau de protection pour manipulateur	
2074/4789	Commande tierce personne montée à droite, avec répartiteur de bus à 4 compartiments CODE 2859*	1.421,80
2060/4789	Commande tierce personne montée à gauche, avec répartiteur de bus à 4 compartiments CODE 2859*	1.421,80

*Commande personnalisée /
LPPR 1500,00€

Raccourci pour module de réglage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2858/4597	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement LINX) - Montage sur le côté du module de commande  Uniquement en combinaison avec le support de module de commande CODE 4860	1.108,00
2858/4599	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement LINX)-Montage en face du module de commande	1.108,00
4597/4615	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement R-Net) - Montage sur le côté du module de commande  Uniquement en combinaison avec R-Net CODE 702 Uniquement en combinaison avec pantographe CODE 4860	1.108,00
4599/4615	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement R-Net) - Montage en face du module de commande	1.108,00

LPPR / Sur devis

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Modules de commande spéciale

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral  Pas en combinaison avec le clavier externe pour 5 fonctions électriques (R-Net) CODE 4615	Tablette LPPR/ PLV 132,00€ 125,11
2238	Commande occipitale étroite  Uniquement compatible avec R-NET OMNI II CODE 839 ou LINX IN 500, module d'entrée CODE 2855	LPPR / SUR DEVIS 5.670,00
2239	Commande occipitale large  Uniquement compatible avec R-NET OMNI II CODE 839 ou LINX IN 500, module d'entrée CODE 2855	LPPR / SUR DEVIS 5.670,00

Modules de commande spéciale

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2851	LiNX joystick compact  Uniquement avec écran tactile LINX Remote REM 400 CODE2838/2849 et LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850	Commande personnalisé LPPR / 1500,00€ 1.421,80
2852	LiNX joystick compact Lite (faible force de poussée)  Uniquement en combinaison avec LINX Touchscreen Remote REM 400 CODE2838/2849 et LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850	Commande personnalisé LPPR / 1500,00€ 1.421,80
2854	LiNX IN 200 Module  Uniquement en combinaison avec la commande LINX CODE 2838	LPPR / SUR DEVIS 780,00
2855	LiNX IN 500, Input Module w. S/P  seulement en combinaison avec la commande LINX CODE 2838	LPPR / SUR DEVIS 800,00
2856	LiNX Output Module  seulement en combinaison avec la commande LINX CODE 2838	LPPR / SUR DEVIS 256,00

Module de commande Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
985	Programmation de série (standard)	
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Bouton-poussoir externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION		HT EUR €
543	Bouton-poussoir, diamètre 63 mm, vert	LPPR / SUR DEVIS	340,00
596	Bouton-poussoir, diamètre 63 mm, jaune	LPPR / SUR DEVIS	340,00
778	Bouton-poussoir, diamètre 30 mm, vert	LPPR / SUR DEVIS	340,00
779	Bouton-poussoir, diamètre 30 mm, jaune	LPPR / SUR DEVIS	340,00

- !

 Uniquement en combinaison avec l'écran tactile LINX Remote (Rem 400) CODE 2838/2849
- Uniquement en combinaison avec Écran tactile LiNX (Rem 500) CODE 2838/2850
- Uniquement en combinaison avec le module LINX IN 200 CODE 2854
- Uniquement en combinaison avec Module de sortie LiNX CODE 2856

Embouts de joystick

UNIQUEMENT EN COMBINAISON AVEC LA COMMANDE R-NET

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
553	Fourche TETRA verticale	
556	Fourche TETRA horizontale	
734	Fourche TETRA réglable horizontalement à la largeur de la main	
4589	Bouton Joystick Poignée champignon	
4590	Joystick Bouton Boule 38 mm	
4591	Bouton Joystick Poignée en T	
4593	Joystick Bouton Poignée	
4594	Joystick Bouton-poignée	
4595	Bouton Joystick Softball 70 mm	
4596	Balle de golf, petite, 43 mm	
	! seulement en combinaison avec la commande LINX CODE 2838	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**13 Couleurs d'accens**

CODE	CHASSIS	ACCENT	HT EUR €
207	Noir mat		
212	Noir mat	Blanc polaire	
186	Noir mat	Magic Blue	
227	Noir mat	Rouge métallique	
180	Noir mat	Citron vert	
214	Noir mat	Jaune soleil	

14 Autres options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
970	Porte-canne  Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608	LPPR / SUR DEVIS 104,00
833	Ceinture de sécurité	
589	Harnais quatre points	
781	Port de chargement USB  Uniquement en combinaison avec le répartiteur de bus à 4 compartiments CODE 2859	LPPR / SUR DEVIS 216,00
2859	Répartiteur de bus 4 fois	LPPR / SUR DEVIS 79,00
2721	Kit d'adaptation station d'accueil Dahl  PAS DISPONIBLE EN CE MOMENT	LPPR / SUR DEVIS 1.240,00
Pas en combinaison avec les volants amortis 8" et 9" CODE 2145 et 2146		

Marquage arrière

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2676	Film de marquage arrière	LPPR / SUR DEVIS 120,00
676	Triangle de signalisation arrière	LPPR / SUR DEVIS 120,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

15 Service

ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR €
55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la Vitesse, etc.	614,00
55709	Paramétrage médicalement nécessaire sur des valeurs de réglage spécifiques au client contient des adaptations de programmes simples et l'intégration de commandes spéciales	1.226,00