

iCHAIR ORBIT 2

1.618

LPPR 4100012

FERP CLASSE B



Poids d'utilisateur autorisé

120 kg

160 kg






Inclinaison électrique de l'assise jusqu'à 50° pour un soulagement efficace de la pression



Elévateur à ciseaux, y compris inclinaison du siège jusqu'à 30°



Unité d'assise et de dossier biomécanique

RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Le repose-jambes central permet un angle des genoux de 90°
- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur, unité d'entraînement standard à suspension
- Particulièrement adapté à l'intérieur : la rotation sur le propre axe aide lors des manœuvres dans des espaces étroits
- Les roues d'appui latérales (en option) permettent un déplacement aisé et en toute sécurité sur des rampes individuelles
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 11.071,56 / TTC 11.680,50 €
LPPR 4100012 / PLV 11.680,50 €



Poids d'utilisateur autorisé

120 kg
160 kg



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature



Caractéristiques techniques

Tolérances dimensionnelles +/- 15 mm, +/- 2°

Données sous réserve de modifications conceptuelles

¹⁾ Roue de 8" / 9" (mesuré avec un angle d'assise de 0°)²⁾ Systèmes d'assise : standard / dos à contours / dos à contours biomécaniques³⁾ jusqu'à la plaque d'assise sans coussin⁴⁾ repose-jambes individuels/centraux⁵⁾ standard / pivotant vers le haut⁶⁾ min. avec CODE 38 / 43 / 48 / 53 // max.⁷⁾ avec dossier en tube rond (C.608) rabattu sur le siège⁸⁾ dépend des batteries utilisées⁹⁾ Réglage du dossier : mécanique / électrique / biomécanique

Largeur d'assise en mm	380, 400, 430, 450, 480, 500, 550
Profondeur d'assise en mm	400 - 550
Hauteur d'assise avant en mm	425, 460, 495 / 440, 475, 510 ^{1,3)}
Longueur en mm	111 - 133
Hauteur de dossier en mm	520, 570 / 520, 570, 620 / 570, 620 ²⁾
Longueur de jambes en mm	340 - 480 / 280 - 450 ^{3,4)}
Hauteur d'accoudoir en mm	250 - 360 / 220 - 380 ^{3,5)}
Longueur avec repose-pieds central en mm	1200 - 1350 / 1100 - 1200 ⁴⁾
Longueur sans repose-pieds en mm	930
Largeur min., état déplié avec 12"	600 / 600 / 640 / 680 // 800 ⁶⁾
Largeur min., état déplié avec 14"	640 / 640 / 640 / 680 // 800 ⁶⁾
Hauteur sans appuie-tête en mm	940 - 1180
Hauteur de transport min. en mm	680 - 780 ⁷⁾
Hauteur d'obstacle max. en mm	60
Rayon de braquage (avec repose-jambes central)	700
Rayon de braquage (avec repose-jambes individuel)	800
Garde au sol	70
Poids de transport à vide équipement de base min.	120 kg - 165 kg
Poids total autorisé, options incluses	330 kg
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 180 W / 2 x 350 W
Autonomie	30 km - 45 km ⁸⁾
Montées / descentes autorisées	15 %
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	0° jusqu'à +30° / 0° jusqu'à +50°
Inclinaison du siège mécanique	0°, 4°, 7°, 10°
Angle d'inclinaison de dossier électrique	-10° jusqu'à +30° / -10° jusqu'à +50° / 0° jusqu'à +80° ⁹⁾

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**00 Châssis / Motorisation**

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	MOTEUR	POIDS UTILE	HT EUR €
2115	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg	
2117	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg	

Option de châssis

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
918	Module de stabilisation de conduite ESP  Ne pas utiliser avec R-NET/LED CODE 702/415	LPPR Sur devis 1.678,00

Forme du châssis (angle de châssis et rétrécissement de châssis)☒

CODE	DÉSIGNATION	Dimensions	HT EUR €
2000	Largeur du cadre : étroit  Pas en combinaison avec pneus 9" CODE 163 Pas en combinaison avec repose-pieds individuel pour repose-jambes central CODE 5107 Pas en combinaison avec grand repose-pieds pour repose-jambes central CODE 5108	516 mm	
2001	Largeur du cadre : large	570 mm	

Suspension

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
892	Suspensions : réglées pour des utilisateurs pesant jusqu'à 120 kg	
891	Suspension : réglée pour des utilisateurs pesant jusqu'à 160 kg	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Roues motrices

Les pneus sont composés d'un mélange de caoutchouc qui peut laisser des traces permanentes ou difficiles à effacer sur certains supports (par exemple, sols en plastique, en bois ou en parquet, moquettes, tapis).

Nous ne pouvons pas être tenus responsables des dommages causés par l'abrasion des supports.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
815	Roue motrice 12" avec jante en aluminium  Pas en combinaison avec la suspension de volant pour roue 8" CODE 2145 et 2146	
460	Roue motrice 14" avec jante en aluminium	
2460	Pneus cross 14" (FAT-BOY), pneus à air avec protection contre les crevaisons  Seulement en combinaison avec pneus à crampons, noirs CODE 482 et CODE 908 Pas en combinaison avec pare-éclaboussures pour roues motrices CODE 824	

Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
846	profil racing, pneus gonflables anti-crevaison	
904	profil racing, pneus bandages	
482	Profil à crampons, anti-crevaison Pneumatiques	
905	profil à crampons, bandages	
824	garde-boue pour les roues motrices  Pas en combinaison avec pneus Cross CODE 2460	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

02 Roues directrices/hauteur d'assise

		HAAv (mm)					
		(C-2511)	(C-2511)	(C-2512)	(C-2512)	(C-2513)	(C-2513)
Code	Volant Ø INCH	425	440	460	475	495	510
157	8"						
163	9"						

 VSH mesuré à 0° d'inclinaison du siège, jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise

Volant 9" non connecté avec 6 km/h CODE 115
Volant 9" uniquement connecté avec cadre plus large CODE 2001
Volant 9" uniquement connecté avec roue motrice 14" avec jante en aluminium CODE 460
Volant 9" non connecté avec suspension de volant pour roue 8" CODE 2145 et 2146
Volant 9" non associé à une grande plaque de repose-pieds pour repose-jambes central CODE 5108
Volant 9" non associé à une plaque de repose-pieds simple pour repose-jambes central CODE 5107

Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
146/157	8" Pneus anti-crevaison	
157/900	8" Pneus bandages	
146/163	9" Pneus anti-crevaison	
163/900	9" Pneus bandages	
	 Uniquement disponible avec cadre plus large CODE 2001 Uniquement disponible avec roue motrice 14" avec jante en aluminium CODE 460	
816	Garde-boue pour roue 9"	
	 Uniquement en combinaison avec le volant 9" CODE 163	

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2145	fourche avec amortisseur 8" (recommandés pour un poids d'utilisateur allant jusqu'à 100 kg)	899,00
2146	fourche avec amortisseur de 8" (recommandés pour un poids d'utilisateur allant jusqu'à 160 kg)	899,00

 Uniquement en combinaison avec roue motrice 14" avec jante en aluminium CODE 460
Uniquement en combinaison avec roue 8" CODE 157
Hauteur de siège avec suspension de Roue +15 mm

LPPR Sur devis

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de la roue arrière

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
147	Pneus en caoutchouc plein de 6", noirs	
246	Pneus jumelés 6" (paire), increvables, noirs	

Couleur des pneus (roues avant et motrices)

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
908	Noir, résistant à l'abrasion	
909	Gris	Cette couleur est uniquement disponible sur DEMANDE
	⚠ Pas en combinaison avec pneus 14" Cross FAT-BOY CODE 2460	

03 Largeur/profondeur d'assise

		Profondeur d'assise (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
Code	Largeur de l'assise	400	430	460	490	520	550
38	380 mm						
40	400 mm*						
43	430 mm						
45	450 mm*						
48	480 mm						
50	500 mm*						
53	530 mm						

* Tailles disponibles seulement en combinaison avec dossier central

⚠ Possibilité de réglage supplémentaire de la largeur du siège via les accoudoirs, catégorie options d'accoudoirs

Profondeur d'assise 550 mm CODE 955 n'est pas compatible avec Inclinaison électrique du siège, réglable en continu de 50 degrés CODE 4118
Largeur d'assise 530 mm CODE 53 n'est pas compatible avec Netti Uno Back CODE 7201 et Netti Kyphotic CODE 7205

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

04 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4276	Plaquette d'assise sans coussin	
561	Coussin d'assise textile, noir, 60 mm d'épaisseur	
948	iCHAIR MEYLIFE assise contours	
7206	Plaquette d'assise avec coussin Netti Uno	
7203	Plaquette d'assise avec coussin Netti Sit	LPPR PAP / 600,00€ 347,00

 Netti et Ride pas en combinaison avec profondeur d'assise 550 mm

05 Options d'assise/de dossier

Housse d'assise/de dossier/d'appui-tête

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
237	Housse textile noire	
254	similicuir	
	 s'applique uniquement aux coussins de contour CODE 949 et à l'appui-tête CODE 914	

Bascule d'assise / Lift

CODE	DÉSIGNATION	BASCULE D'ASSISE	LIFT	HT EUR €
119	Inclinaison mécanique de l'assise par étapes	0° bis 9°		
	 Pas en combinaison avec le dos central CODE 2946			
118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu sur 30 degrés	0° à 30°		
	 Uniquement en liaison avec la commande à 2 ou 6 positions des moteurs de réglage CODE 682 ou 678			
4118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu sur 50 degrés	0° à 50°		
	 Uniquement en liaison avec la commande à 2 ou 6 positions des moteurs de réglage CODE 682 ou 678			
27	Lift, y compris la bascule d'assise	0° à 30°	300 mm	LPPR LIFT / 1.500,00€ 1.421,80
	 Uniquement en liaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678			

 La plage de réglage peut varier de +/- 3° max. en fonction du SH et de la taille des roues directrices

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

06 Système de dossier

Dossier en tube rond, rembourrage et hauteur du dossier

		Hauteur du dossier (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-921)	(C-922)
Code	Désignation	520	570	620	670
608	Tubes ronds, 22 mm, préparés pour les systèmes de dossier externes				
608/735	Toile réglable en tension sans rembourrage				
608/736	Toile réglable en tension avec rembourrage, noir				
608/7201	Dossier Netti Uno Back				
608/7209	Dossier Netti Smart	LPPR PAP / 600,00€		347,00	347,00
608/7207	Dossier Netti Stabil	LPPR PAP / 600,00€		347,00	347,00
608/7210	Dossier Netti Super Stabil	LPPR PAP / 600,00€		347,00	347,00
608/7205	Dossier Netti Kyphotic	LPPR PAP / 600,00€		347,00	347,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Réglages du dossier pour les dossiers en tube rond

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
401	Inclinaison mécanique du dossier pour les dossiers en tube rond	
25	Inclinaison électrique du dossier pour dossier en tube rond	

! Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608

Dossier central/plaque contour

		Hauteur du dossier (mm)			
		(C-921)	(C-922)	(C-923)	(C-928)
Code	Désignation	520	570	620	670
949/2038	Plaque contours de 380 mm de large				
949/2040	Plaque contours de 400mm de large				
949/2043	Plaque contours de 430mm de large				
949/2045	Plaque contours de 450 mm de large				
949/2048	Plaque contours de 480 mm de large				
949/2050	Plaque contours de 500 mm de large				
949/2053	Plaque contours de 530 mm de large				

! Uniquement en combinaison avec le dossier central CODE 2946

La hauteur de dossier 520 mm CODE 921 ou 570 mm CODE 922 ne peut être montée qu'en combinaison avec le réglage électrique du dossier CODE 2946/2947 La hauteur de dossier 670 mm CODE 928 ne peut être montée qu'en combinaison avec le réglage électrique biomécanique du dossier CODE 2946/2948

Réglages du dossier pour un dos central

CODE	DÉSIGNATION	Angle en degrés	HT EUR €
2946/2947	Réglage électrique du dossier pour un dos centré, en continu	150°	
	! Uniquement en combinaison avec accoudoir, pivotant, réglable en angle CODE 24 ou accoudoir amovible, réglable en hauteur et en profondeur CODE 106		
2946/2948	Réglage électrique biomécanique du dossier pour le dos central, en continu	170°	LPPR / Sur devis 1.600,00
	! Uniquement en combinaison avec accoudoir pivotant, réglable en angle, biomécanique CODE 324		

! Uniquement en combinaison avec le répartiteur de bus 4 voies CODE 2859

Uniquement en combinaison avec la commande 6 voies des moteurs de réglage CODE 678

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**Options supplémentaires/positionnement**

CODE	DÉSIGNATION	POSITIONNEMENT	HT EUR €
914	Appuie-tête 3D multifonctionnel avec possibilité de réglage individuel des joues latérales  Plage de réglage : horizontale, verticale et position angulaire Polster avec articulation sphérique 3D		
937	Rallonge d'appui-tête pour appui-tête 3D		
4275	Rail de montage, accessoires au dossier  Uniquement en combinaison avec le dos central CODE 2946		
2957	Pelote thoracique pivotante  Uniquement en combinaison avec les rails de montage CODE 4275	LPPR PAP Membres sup/ 600,00€	284,36
797	Joue latérale pour coussin d'assise		
4933	Cale-cuisses réglables en continu, en largeur et en profondeur	LPPR PAP Membres inf/ 600,00€	284,36
814	poignée de poussée pour le dossier central  Uniquement en combinaison avec le dos central CODE 2946	Contour	
2958	Extension de profondeur pour dossier tube rond  Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608	Tube rond	

07 Accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur 5 = pivotant vers le haut 6 = biomécanique

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	HT EUR €
106	Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et en profondeur  Pas en combinaison avec le réglage électrique biomécanique du dossier CODE 2946/2948	1,2,3,4	
24	Accoudoir relevable et réglable en angle  Pas en combinaison avec le réglage électrique biomécanique du dossier CODE 2946/2948	2,3,4,5	
324	Accoudoir relevable et réglable en angle biomécanique  Pas en combinaison avec le réglage électrique du dossier CODE 2946/2947	2,3,4,5,6	

Options d'accoudoirs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4422	Fixation des accoudoirs en position de base  Uniquement en combinaison avec accoudoir orientable vers le haut, réglable en angle, biomécanique CODE 324 ou accoudoir orientable vers le haut, réglable en angle CODE 24	
101	Protège-vêtements pour accoudoir  Uniquement en combinaison avec accoudoir amovible, réglable en hauteur et en profondeur CODE 106	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Accoudoir

CODE	DÉSIGNATION	POSITION	HT EUR €
975	Manchette rembourrée (standard)	gauche	
974	Manchette rembourrée (standard)	droite	
4990	Manchette rembourrée (standard) avec articulation pivotante	gauche	
4984	Manchette rembourrée (standard) avec articulation pivotante	droite	
4982	Appui-bras pour hémiplégie LPPR PAP Membres sup/ 600,00€	gauche	109,00
4981	Appui-bras pour hémiplégie LPPR PAP Membres sup/ 600,00€	droite	109,00
4993	Appui-bras pour hémiplégie avec articulation pivotante / LPPR PAP/ 600,00€	gauche	109,00
4991	Appui-bras pour hémiplégie avec articulation pivotante / LPPR PAP/ 600,00€	droite	109,00
4988	Repose-mains plat pour coque d'avant-bras hémiplégique / LPPR PAP/ 600,00€ ! Uniquement en combinaison avec CODE 4982 ou 4993 Pas en combinaison avec CODE 975 ou 4990	gauche	79,00
4985	Repose-mains plat pour coque d'avant-bras hémiplégique / LPPR PAP/ 600,00€ ! Uniquement en combinaison avec CODE 4981 ou 4991 Pas en combinaison avec CODE 974 ou 4984	droite	79,00
4987	Repose-main avec ergon. Poignée pour coque d'avant-bras hémiplégique LPPR PAP Membres sup/ 600,00€ ! Uniquement en combinaison avec CODE 4982 ou 4993 Pas en combinaison avec CODE 975 ou 4990	gauche	79,00
4986	Repose-main avec ergon. Poignée pour coque d'avant-bras hémiplégique LPPR PAP Membres sup/ 600,00€ ! Uniquement en combinaison avec CODE 4981 ou 4991 Pas en combinaison avec CODE 974 ou 4984	droite	79,00
4989	Rallonge pour coque d'avant-bras hémiplégique / LPPR PAP Membres sup/ 600,00€ ! Uniquement en combinaison avec CODE 4982 ou 4993 Pas en combinaison avec CODE 975 ou 4990	gauche	79,00
4983	Rallonge pour coque d'avant-bras hémiplégique / LPPR PAP Membres sup/ 600,00€ ! Uniquement en combinaison avec CODE 4981 ou 4991 Pas en combinaison avec CODE 974 ou 4984	droite	79,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**08 Potences repose pieds et Relève-jambes****Repose-jambes latéraux**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
293	Repose-pied, amovibles et pivotants	
4092	Repose-jambes, amovibles, pivotants, réglables en hauteur mécaniquement (seulement avec accoudoir standard CODE 106)	
2086	Repose-jambes, amovibles, pivotants, réglables en hauteur électriquement  Uniquement en liaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678 Uniquement en liaison avec le pliage mécanique du siège CODE 119	LPPR / 1.250,00 € 1.184,83

Repose-jambes central

CODE	DÉSIGNATION	ANGLE DU RJ	LJ	HT EUR €
5092/5100	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	280-400 mm	
5092/5101	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle	85°-95°	330-450 mm	
4935/5086	Repose-jambes central électrique, réglage élect. Compensation de la longueur  Uniquement en combinaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678 Uniquement en combinaison avec le rembourrage de mollet CODE 2945	90°-150°	200-400mm	1.184,83 LPPR / 1.250,00 €
5086/5104	Repose-jambes central électrique, compensation de longueur électrique  Uniquement en combinaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678 Uniquement en combinaison avec le rembourrage de mollet CODE 2945	90°-150°	200-450mm	1.184,83 LPPR / 1.250,00 €
4949/5086	Repose-jambes central électrique, abaissable électriquement, compensation de la longueur du sol  Uniquement en liaison avec la commande à 6 positions des moteurs de réglage CODE 678 Uniquement en liaison avec le rembourrage de mollet CODE 2945 Non en liaison avec le repose-pieds individuel pour repose-jambes central CODE 5107	90°-150°	350-450mm	1.184,83 LPPR / 1.250,00 €

09 Options de repose-pieds pour la potence centrale

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR	HT EUR €
5109	Palette standard pour potence centrale  Pas en combinaison avec les repose-jambes latéraux	275 mm	
5108	Palette Large pour potence centrale  Pas en combinaison avec les repose-jambes latéraux	310 mm	
5107	2 Palettes individuels pour potence centrale  Pas en combinaison avec les repose-jambes latéraux Pas en combinaison avec le repose-jambes central électrique CODE 4949/5086	300 mm	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	LJ	HT EUR €
808	Palettes individuelles, relevables, réglables en angle ⚠ Pas en combinaison avec le repose-jambes central			
57	Palette Monobloc ⚠ Pas en combinaison avec le repose-jambes central			

Options de repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
822	Sangles de coup de pieds (paire)	
823	Talonnaire (paire)	
2945	Coussinets pour mollets ⚠ Uniquement en combinaison avec le repose-jambes central	

10 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
511	Batteries gel 60 Ah (20 h)	
5158	Batteries sans entretien 80 Ah (20 h)	LPPR 4550001 / sur devis 235,00
732	Chargeur 8 A pour 60 Ah (20 h)	
733	Chargeur 12 A pour 80 Ah (20 h)	LPPR 4550001 / sur devis 115,00

11 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
932	Éclairage LED à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

12

Modules de commande et accessoires

LINX

		Commande moteur de réglage	
Code	Module de commande	2-fois (C-682)	6-fois (C-678)
2838/2847	LiNX RM+LIGHTS+LTD SEAT (Rem 215)		
2838/2848	LiNX RM+LIGHTS+SEAT (Rem 216)		
2838/2849	LiNX avec Écran tactile (Rem 400)		
2838/2850	LiNX Écran tactile (Rem 500) pour commande spéciale		

LINX REM 500 CODE 2838/2850 n'est disponible qu'avec le répartiteur de bus à 4 compartiments CODE 2859 et le support de module de commande CODE 4860

Accessoires pour modules de commande/réglage

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2857	Commutateurs à bascule pour REM 400	
 Uniquement en combinaison avec l'écran tactile LiNX Remote REM 400 CODE2838/2849		

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**R-NET****Commande moteur de réglage**

Code	Module de commande	6 servomoteurs / 678
702/415	R-NET LED	
702/416	R-NET ECRAN LCD CJSM	
702/398	R-NET LCD IR/BT CJSM 2	
702/839	R-NET OMNI II	1.900,00 LPPR / Sur devis

⚠ R-NET OMNI II n'est utilisable qu'avec le répartiteur de bus 4-fois CODE 2850
CODE 839 OMNI II Fonction clignotante et fonction klaxon uniquement sélectionnables par menu

Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
74	Montage à droite	
60	Montage à gauche	

13 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4859	Pantographe fixe réglable en profondeur	
4860	Pantographe escamotable, réglable en longueur et en hauteur	
4874	Arceau de protection pour manipulateur	
2060/4789	Commande tierce personne montée à gauche ⚠ Uniquement en combinaison avec le répartiteur de bus à 4 compartiments CODE 2859	Commande personnalisée / LPPR 1500,00€ 1.421,80
2074/4789	Commande tierce personne montée à droite ⚠ Uniquement en combinaison avec le répartiteur de bus à 4 compartiments CODE 2859	Commande personnalisée / LPPR 1500,00€ 1.421,80

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**Raccourci pour module de réglage**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2858/4597	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement LINX) - Montage sur le côté du module de commande  Uniquement en combinaison avec la commande LINX REM400 ou REM500 CODE 2838/2849 ou 2838/2850 Uniquement en combinaison avec le support de module de commande CODE 4860	1.108,00*
2858/4599	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement LINX)-Montage en face du module de commande  *Uniquement en combinaison avec la commande LINX REM400 ou REM500 CODE 2838/2849 ou 2838/2850	1.108,00*
4597/4615	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement R-Net) - Montage sur le côté du module de commande  Uniquement en combinaison avec le support de module de commande CODE 4860	1.108,00*
4599/4615	Clavier de réglage externe pour 5 fonctions électriques (uniquement R-Net) - Montage en face du côté du module de commande	1.108,00*

*LPPR / Sur
devis

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**Modules de commande spéciale**

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2851	LiNX joystick compact  Uniquement en combinaison avec l'écran tactile LINX Remote REM 400 CODE 2838/2849 ou LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850	Commande personnalisée LPPR / 1500,00€ 1.421,80
2852	LiNX joystick compact Lite (faible force de poussée)  Uniquement en combinaison avec l'écran tactile LINX Remote REM 400 CODE 2838/2849 ou LINX Specialty Touchscreen Display REM 500 CODE 2838/2850	Commande personnalisée LPPR / 1500,00€ 1.421,80
2854	LiNX IN 200 Module	LPPR / SUR DEVIS 780,00
2855	LiNX IN 500, Input Module w. S/P	LPPR / SUR DEVIS 800,00
2856	LiNX Output Module	LPPR / SUR DEVIS 256,00
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral  Pas en combinaison avec le clavier externe pour 5 fonctions électriques (R-Net) CODE 4615	Tablette LPPR/ PLV 132,00€ 125,11
4660	commande du plateau pivotant vers la droite  Uniquement en combinaison avec la commande R-NET CODE 702 Pas en combinaison avec l'accoudoir pivotant vers le haut, angle réglable CODE 24 Pas en combinaison avec R-NET OMNI II CODE 702/839 Pas en combinaison avec le clavier de réglage externe pour Fonctions (R-NET) CODE 4615	LPPR / SUR DEVIS 770,00
4661	commande du plateau pivotant vers la gauche  Uniquement en combinaison avec la commande R-NET CODE 702 Pas en combinaison avec l'accoudoir pivotant vers le haut, angle réglable CODE 24 Pas en combinaison avec R-NET OMNI II CODE 702/839 Pas en combinaison avec le clavier de réglage externe pour Fonctions (R-NET) CODE 4615	LPPR / SUR DEVIS 770,00
2238	Commande occipitale étroite  Uniquement en combinaison avec la commande R-NET CODE 702	LPPR / SUR DEVIS 5.670,00
2239	Commande occipitale large  Uniquement en combinaison avec la commande R-NET CODE 702	LPPR / SUR DEVIS 5.670,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ S Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Bouton-poussoir externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
543	Bouton-poussoir, diamètre 63 mm, vert	LPPR / SUR DEVIS 340,00
596	Bouton-poussoir, diamètre 63 mm, jaune	LPPR / SUR DEVIS 340,00
778	Bouton-poussoir, diamètre 30 mm, vert	LPPR / SUR DEVIS 340,00
779	Bouton-poussoir, diamètre 30 mm, jaune	LPPR / SUR DEVIS 340,00

! Le bouton externe peut être utilisé dans les connexions suivantes :
Contrôle R-NET CODE 702
Télécommande à écran tactile LINX (Rem 400) CODE 2838/2849
Écran tactile spécialisé LiNX (Rem 500) CODE 2838/2850
LINX IN 200 modules CODE 2854
LINX IN 500 CODE 2855
Module de sortie LiNX CODE 2856

Module de commande Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
985	Programmation de série (standard)	
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	

Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
556	Fourche TETRA horizontale	
734	Fourche TETRA réglable horizontalement à la largeur de la main	
4589	Bouton Joystick Poignée champignon	
4590	Joystick Bouton Boule 38 mm	
4591	Bouton Joystick Poignée en T	
4593	Joystick Bouton Poignée	
4594	Joystick Bouton-poignée	
4595	Bouton Joystick Softball 70 mm	
4596	Balle de golf, petite, 43 mm	

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes☒ Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**14 Couleurs d'accentuation**

CODE	CHASSIS	ACCENT	HT EUR €
207	Noir mat		
212	Noir mat	Blanc polaire	
186	Noir mat	Magic Blue	
227	Noir mat	Rouge métallique	
180	Noir mat	Citron vert	
214	Noir mat	Jaune soleil	

15 Autres options

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
4795	Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick  Uniquement en combinaison avec la commande R-NET CODE 702	LPPR / SUR DEVIS 59,00
970	Porte-canne  Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608	LPPR / SUR DEVIS 104,00
833	Ceinture de sécurité	
589	Harnais quatre points	
781	Port de chargement USB  Incompatible pour le moment avec module Rnet 702 Obligatoire avec le CODE 2859	LPPR / SUR DEVIS 216,00
2859	Répartiteur de bus 4 fois	LPPR / SUR DEVIS 79,00
4772	Expertise du TÜV	
2721	Kit d'adaptation station d'accueil Dahl  Pas en combinaison avec la suspension de volant pour roue 8" CODE 2145 et 2146	LPPR / SUR DEVIS 1.240,00

Marquage arrière

CODE	DÉSIGNATION	HT EUR €
2676	Film de marquage arrière  Uniquement en combinaison avec le dos central CODE 2946	LPPR / SUR DEVIS 80,00
676	Triangle de signalisation arrière  Uniquement en combinaison avec dossier en tube rond CODE 608	LPPR / SUR DEVIS 200,00

☐ Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

S

 Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

☐ Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

24

Service

ARTICLE	DÉSIGNATION	HT EUR €
55704	Forfait de paramétrage spécifique à chaque client ! ne contient que la facilité d'ajustement des taux de parité, comme l'accélération, la Vitesse, etc.	
55709	Paramétrage médicalement nécessaire sur des valeurs de réglage spécifiques au client ! contient des adaptations de programmes simples et l'intégration de commandes spéciales	