

OPTIMUS 2

2.322

LPPR 9547600

FREP CLASSE B

 **Poids d'utilisateur autorisé**

150 kg (chargement incl.)

120 kg (chargement incl.)





Jantes alu



Commande confortable



Excellente traction et capacité tout-terrain



Confort d'assise optimal – adaptabilité optimale

D'excellentes forces – un super pouvoir

RENTABILITÉ

- Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité et un châssis en tubes d'acier de précision pour une capacité de charge maximale (poids d'utilisateur jusqu'à 150 kg, chargement incl.,

Ajustement simple, même ultérieur, des

- propriétés de conduite, des options d'équipement, des commandes spéciales et des unités de siège

Le système électronique R-NET de série

- permet une commande simple et une programmation optimale

Une sécurité sur le long terme au niveau de

- l'approvisionnement en pièces détachées grâce à une structure de commerce spécialisé généralisée

Besoin réduit en réparations grâce à

- l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Très bon concept de sécurité des composants, par ex. phares halogènes et frein à tambour de série
- Choix entre différentes unités de siège pour un soutien optimal
- Adapté même aux soins complexes avec, par ex. le réglage électrique de l'angle du siège et du dossier
- Les propriétés de conduites programmables individuellement permettent un ajustement sur-mesure au comportement de conduite de l'utilisateur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Possibilité d'utiliser des unités de commande spéciales très variées

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour une utilisation quotidienne durable, toute la journée, principalement à l'extérieur
- Pour les conducteurs qui utilisent un fauteuil roulant manuel ou des béquilles à l'intérieur mais ont besoin de plus de soutien à l'extérieur
- Grâce à la direction directe, grandes sécurité et fiabilité à l'extérieur
- Grâce à l'amortissement de chaque roue et à la grande aptitude au franchissement de pentes, idéal pour les terrains accidentés
- Grâce aux propriétés de conduite optimales et, si besoin, à l'utilisation de batteries plus grandes, il est possible de parcourir des distances plus longues
- Petit rayon de braquage pour l'utilisation à l'intérieur

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@Meyra-Netti.fr

Service après-vente: +33 134641558

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

HT 11.071,56 / TTC 11.680,50 €

LPPR 9547600 / PLV 11.680,50 €

**VPH, ACHAT NEUF, FREP-B, MODULAIRE PROPULS MOTEUR ÉLEC
MULTI-POSITION - CLASSE B, MEYRA NETTI**



Poids d'utilisateur autorisé

150 kg (chargement incl.)



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2025 - 31.12.2025.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations

Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités

Codes et libellé de prescription :

- 9547600 : VPH, ACHAT NEUF, FREP-B, MODULAIRE PROPULS MOTEUR ÉLEC MULTI-POSITION - CLASSE B, MEYRA NETTI
- 9929571 : VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR, MEYRA NETTI
- 9937790 : VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR, MEYRA NETTI
- 9992552 : VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE,FRE FREP FREV,MEYRA NETTI
- 9929909 : VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE,MEYRA NETTI
- 9947600 : VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE, MEYRA NETTI
- 9980394 : VPH, ADJONCTION, BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP ET FREV, MEYRA NETTI
- 9938305 : VPH, ADJ, SUPPLÉMENT POUR ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) POUR FRE, FREP ET FREV, MEYRA NETTI
- 9959320 : VPH, ADJ, SUPPLÉMENT POUR FAUTEUIL ROULANT BARIATRIQUE POUR FRE FREP FREV SCO, MEYRA NETTI
- 4960062 : VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

Caisse de maladie / organisme payeur

Commerce spécialisé Interlocuteur/Tél.

Spécialiste des soins MEYRA

Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature

Caractéristiques techniques

¹⁾ Systèmes d'assise ERGOSTAR / ErgoSeat / RECARO

²⁾ voir catégorie largeur d'assise

³⁾ Dans des conditions de test avec batterie 107 Ah (20 h)

⁴⁾ Pour la performance kilométrique, voir aussi catégorie 00

⁵⁾ Pour la version 6, 10

⁶⁾ selon la conception

⁷⁾ Sans repose-jambes et sans accoudoirs

⁸⁾ Pour les détails, voir le tableau des portées

| | |
|---|--|
| Largeurs d'assise en mm | 380 - 560 ²⁾ |
| Profondeur d'assise en mm | ERGOSTAR 500 / ErgoSeat 420 - 530 / RECARO 480 - 530 ¹⁾ |
| Hauteur de dossier en mm | ERGOSTAR 640 / ErgoSeat 550 / RECARO 640 ¹⁾ |
| Longueur de jambes en mm | ERGOSTAR 380 - 520 / ErgoSeat 410 - 550 / RECARO 420 - 560 ¹⁾ |
| Hauteur d'accoudoir en mm | ERGOSTAR 190 - 250 / ErgoSeat 220 - 280 / RECARO 230 - 290 ¹⁾ |
| Hauteur d'assise avant en mm | ERGOSTAR 610 / ErgoSeat 580 / RECARO 650 |
| Longueur avec repose-jambes en mm | 1160 |
| Longueur sans repose-jambes en mm | 1030 |
| Largeur hors tout à partir de | 680 |
| Hauteur sans appuie-tête en mm | ERGOSTAR 1170 / ErgoSeat 1050 / RECARO 1130 ¹⁾ |
| Longueur de transport en mm | ERGOSTAR 1340 / ErgoSeat 1160 / RECARO 1260 ¹⁾ |
| Hauteur de transport min. en mm | ERGOSTAR 720 / ErgoSeat 760 / RECARO 800 ¹⁾ |
| Taille de roue avant en mm | 360 x 120 |
| Taille de roue arrière en mm | 320 x 100 |
| Hauteur d'obstacle max. en mm | 110 |
| Rayon de braquage en mm | 1200 |
| Autonomie | 45 - 111 km ⁸⁾ |
| Poids de transport à vide équipement de base min. | 150 kg ³⁾⁷⁾ |
| Poids utilisateur max | ERGOSTAR 150 kg / ErgoSeat 150 kg / RECARO 120 kg ⁵⁾ |
| Poids total autorisé, options incluses | ERGOSTAR 330 kg / ErgoSeat 330 kg / RECARO 300 kg ⁵⁾ |
| Chargement max. | 10 kg |
| Vitesses de conduite | 6 km/h / 10 km/h |
| Puissance du moteur | 950 W ⁵⁾ |
| Montées / descentes autorisées | 18% |
| Type de direction | direct |
| Inclinaison de siège électrique | ERGOSTAR 7-22° / ErgoSeat 5-20° / RECARO 20-35° ¹⁾ |
| Inclinaison du siège mécanique | ERGOSTAR 7-15° / ErgoSeat 5-13° / RECARO 20-28° ¹⁾ |
| Angle d'inclinaison de dossier électrique | -10° - 50° |
| Angle dorsal mécanique | 0° - 30° |
| Position des Moteurs | Front |



Caractéristiques techniques *** continuation

Tableau de portée par batterie

| | 66 Ah (5h), 80 Ah (20h) | 88 Ah (5h), 107 Ah (20h) | 110 Ah (5h), 125 Ah (20h) |
|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Portée 6 km/h | 67 km | 89 km | 111 km |
| Portée 10 km/h | 45 km | 60 km | 76 km |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**00 Châssis/motorisation**

| CODE | VITESSE | AUTONOMIE | MOTEUR | HT EUR € |
|------|---|------------------------------------|--------|----------|
| 115 | 6 km/h | voir tableau des données page 3 | 950 W | |
| 117 | 10 km/h | voir tableau des données page 3 | 950 W | |
| | ⚠ en Allemagne, uniquement en combinaison avec le marquage arrière CODE 676 ou CODE 2676 | | | |
| 150 | OPTION RACING (limitée à 10 km/h sortie usine) | voir tableau des données page 3 | 950 W | |
| | ⚠ Uniquement en combinaison avec la ceinture abdominale avec boucle CODE 833 Non en combinaison avec CODE 5160 Batterie 80 Ah | | | |

01 Largeur d'assise

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|--|----------|
| 38 | Ergoseat réglable en continu via les accoudoirs (LA 380-500mm) | |
| 43 | ErgoSeat réglable en continu via les accoudoirs (LA 430-500 mm) | |
| 48 | ErgoSeat réglable en continu via les accoudoirs (LA 480-530 mm) | |
| 961 | ERGOSTAR largeur 500mm réglable en continu via les accoudoirs (LA 500-560mm) | |
| 53 | Ergoseat réglable en continu via les accoudoirs (LA 530mm-56mm) | |

02 Roues (pneus, couleur)

Les pneus sont composés d'un mélange de caoutchouc qui peut laisser des traces permanentes ou difficiles à effacer sur certains supports (par exemple, sols en plastique, en bois ou en parquet, moquettes, tapis).
Nous ne pouvons pas être tenus responsables des dommages causés par l'abrasion des supports.

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|---|----------|
| 482 | Pneus à air avec profil à crampons sur jantes en aluminium | |
| 904 | Pneus bandages (profil à crampons) sur jantes en aluminium | |
| 909 | Pneus gris | |
| 908 | Pneus noirs | |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de roue

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|---------------------------------------|----------|
| 816 | garde-boue pour les roues directrices | |
| 4779 | garde-boue pour les roues motrices | |
| 72 | Frein à tambour | |

05 Bascule d'assise / Lift

| CODE | DÉSIGNATION | BASCULE D'ASSISE | HT EUR € |
|------|---|------------------|----------|
| 118 | Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 15° | 5°-20° | |
| 119 | Inclinaison mécanique du siège | 4°-12° | |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

07 Option d'assise / dossier

Système de dossier

| CODE | Système d'assise | sans dossier | Coque ErgoSeat (4268) / Rembourrage ErgoSeat (949) / ErgoSeatPRO (2019) |
|--------|------------------------------|--------------|---|
| 593 | Sans plaque d'assise | | LPPR PAP A 9937790 / 600,00€ |
| 4276 | Plaque d'assise sans coussin | | |
| 948/43 | ErgoSeat-Siège (430mm) | | 296,00 |
| 948/48 | ErgoSeat-Siège (480mm) | | 296,00 |

*Explications concernant le dossier :

Coque ErgoSeat comprend la coque du dossier et la barre de poussée

Coussin ErgoSeat comprend la coque du dossier, le coussin et la barre de poussée EroSeatPro

comprend le dossier confort avec coussin de recouvrement, hauteur 530mm transformable en 570mm

Options d'assise (*Momentanément indisponible*)

Les sièges RECARO ne sont actuellement pas disponibles

| CODE | Unités de siège optionnelles | Dossier | |
|---------|---|-----------|------------|
| | | mécanique | électrique |
| 579/567 | Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée | | |
| 580/578 | Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues | | |
| 581/584 | Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé | | |

 L'option ERGOSTAR n'est pas testée en cas de crash

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.




Accessoires du dossier confort ErgoSeat Pro

LPPR PAP membres sup 9937790 / 600,00€

| CODE | DÉSIGNATION | DIMENSIONS EN MM | HT EUR € |
|------|------------------------------------|--------------------|----------|
| 2032 | Inserts pour thorax, paire, petits | 230 x 120/60 x 125 | 262,00 |
| 2021 | Inserts pour thorax, paire, grands | 310 x 125/70 x 140 | 248,00 |

 Pas en combinaison avec ErgoSeat dossier CODE 949





08 Revêtements ErgoSeat

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|---|----------|
| 237 | Revêtement ErgoSeat, textile, noir  seulement en combinaison avec le siège ou le dos ErgoSeat CODE 948 ou 949 | |
| 4980 | Housse ErgoSeat, hydrofuge, noir  seulement en combinaison avec le siège ou le dos ErgoSeat CODE 948 ou 949 | |
| 297 | Toile ErgoSeat textile rouge/noir RS Edition  seulement en combinaison avec le CODE 2201 RS Edition | |

09 Revêtements RECARO

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|-------------------------------------|----------|
| 235 | Revêtement RECARO, textile, noir | |
| 3254 | Revêtement RECARO, similicuir, noir | |

10 Options du dossier (réglages)

| CODE | DÉSIGNATION | CONSTITUTIONS | HT EUR € |
|------|--|----------------------------|----------|
| 814 | Barre de poussée transversale pour système d'assise RECARO  Pas en combinaison avec le dos ErgoSeat CODE 949 | | |
| 913 | Appuie-tête, amovible  seulement en combinaison avec ERGOSTAR CODE 961 ou dos d' ErgoSeat CODE 949/4268/2019 | | |
| 401 | Réglage mécanique du dossier  seulement en combinaison avec dos d'ErgoSeat CODE 949/4268/2019 | de -10° à 30° 10°Étapes | |
| 25 | Réglage électrique du dossier  seulement en combinaison avec ErgoSeat dossier CODE 949/4268/2019 Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête, cuir synthétique noir (CODE 913) | -10° à 50° En continu | |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

11 Protège-vêtements et accoudoirs

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|--|----------|
| 106 | Accoudoir avec manchette rembourré, réglable en hauteur et amovible | |
| 24 | Accoudoir relevable avec manchette rembourré et à angle réglable ⚠ <i>seulement en combinaison avec ERGOSTAR</i> <i>seulement en combinaison avec le support de module de commande CODE 4859 ou 828</i> | |

12 Potences repose pieds et Relève-jambes

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|--|--|
| 293 | Repose-pied, amovibles et pivotants | |
| 4092 | Repose-jambes, amovibles et pivotants | |
| 2086 | Repose-jambes électrique, amovibles, pivotants | LPPR 9992552 RPJ électrique / 1.250,00€ 1.184,83 |

13 Repose-pieds

| CODE | DÉSIGNATION | PROFONDEUR | LJ | HT EUR € |
|------|--|------------|-----------|----------|
| 57 | Palette Monobloc réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur en continu et à angle réglable | 150mm | 380-480mm | |
| 808 | Palettes séparées réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable | 150mm | 380-480mm | |

Option repose-pieds

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|----------------------------------|----------|
| 822 | Sangles de coup de pieds (paire) | |
| 823 | Talonnière (paire) | |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

14 Batteries et chargeurs

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|--|----------|
| 5160 | Batteries sans entretien 66 Ah (5h), 80 Ah (20h) | |
| 5155 | Batteries sans entretien env. 88 Ah (5h), 107 Ah (20h) ⚠ Seulement en combinaison avec le chargeur CODE 733 | |
| 5161 | Batteries sans entretien environ 110 Ah (5h), 125 Ah (20h) ⚠ Seulement en combinaison avec le chargeur CODE 733 | |
| 732 | Chargeur 8 A pour batteries 80 Ah (20h) | |
| 733 | Chargeur 12 A Pour batteries 107 Ah et 125 Ah | |

15 Éclairage

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|-----------------|----------|
| 932 | Éclairage actif | |

16 Modules de commande et accessoires

*R-NET LED - module de puissance avec affichage LED (contrôle de tous les moteur de puissance et système d'éclairage)
R-NET LCD - module de puissance LCD affichage couleur LCD (contrôle de tous les moteurs de puissance et les système d'éclairage)


Commande moteur de réglage

| Code | Module de commande | aucun | 2 servomoteurs / 682 | 6 servomoteurs / 678 | 8 servomoteurs / 780 |
|---------|------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 702/415 | R-NET LED | | | | |
| 702/416 | R-NET ECRAN LCD CJSM | | | | |
| 702/398 | R-NET LCD IR/BT CJSM 2 | | | | |
| 702/839 | R-NET OMNI II | | | | 2.414,00 |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard:

Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

17 Support pour module de commande

| CODE | DÉSIGNATION | LPPR | HT EUR € |
|------|---|-----------------------------------|----------|
| 4859 | Pantographe fixe réglable en profondeur | | |
| 4860 | Pantographe escamotable, réglable en hauteur et profondeur  Pas en combinaison avec l'élément latéral CODE 24 | | |
| 851 | Déplacement module de commande pour accompagnateur (fixation à l'avant ou l'arrière) | | |
| 4789 | Commande tierce personne, montage sur le tube du dossier | Commande personnalisé / 1.500,00€ | 1.184.83 |


Montage du module de commande

| CODE | DÉSIGNATION | PILOTAGE | HT EUR € |
|------|------------------|----------|----------|
| 74 | Montage à droite | | |
| 60 | Montage à gauche | | |





19 Logiciel

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|---|----------|
| 985 | Programmation de série (standard) | |
| 998 | Programmation spéciale (écart par rapport à la norme) | |

20 Couleurs du châssis et accents

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|--|----------|
| 183 | Argent métallique | |
| 216 | Noir foncé | |
| 2201 | Édition couleur RS  seulement en combinaison avec Ergo-Seat CODE 948 et CODE 949 | |
| | Bleu océan (n'est plus disponible) | |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**21** Autres options

| CODE | DÉSIGNATION | HT EUR € |
|------|--|--|
| 4795 | Protection antidémarrage, clé, à installer sur la prise de charge du joystick  <i>Seulement en combinaison avec R-Net</i> | |
| 833 | Ceinture de sécurité | |
| 906 | Rétroviseur droit | |
| 927 | Rétroviseur gauche | |
| 970 | Porte-canne | |
| 539 | Klaxon renforcé | |
| 930 | Tablette thérapeutique à pivotement latéral | LPPR Tablette 9947600 / 132,00€ 125,11 |
| 781 | Port de chargement USB | |
| 782 | Barre universelle pour accueillir les supports de téléphone portable | |
| 2676 | Film de marquage arrière  <i>Seulement en combinaison avec ErgoSeat</i> | |
| 676 | Triangle de signalisation arrière  <i>Seulement en combinaison avec ERGOSTAR ou RECARO</i> <i>Seulement en combinaison avec barre de poussée CODE 814</i> | |
| 994 | Porte-bagages | |
| 993 | Coffre à bagages, noir  <i>pas en combinaison avec inclinaison électrique du dossier CODE 25</i> <i>pas en combinaison avec RECARO spécial F/W/X CODE 567/578/584</i> | |