



TA IQ


CLIENT :		Adresse de livraison:	
Numéro client:	Date:	Adresse:	Ville:
		Code postal:	Téléphone:
Personne à contacter:		E-Mail:	
Référence:			

Specifications

	FWD	MWD	RWD
Longueur avec RPJ : (mm)	985-1100	985-1100	940-1060
Largeur hors tout : (mm)	630 - 735 avec LC		
Largeur d'assise min.-max.: (mm)	250-550		
Profondeur d'assise min.-max.: (mm)	250-600		
Hauteur d'assise sans coussin : (mm)	380		
Hauteur du dossier min.-max.: (mm)	380-790		
Bascule d'assise : (°)	45		
Inclinaison de dossier min.-max.: (°)	85-135		
Lift: (mm)	300		
longueur du repose pied min.-max.: (mm)	110-530		
Inclinaison du repose pied min.-max.: (°)	90-180		
Réglage de l'accoudoir min.-max.: (mm)	370-475		

	FWD	MWD	RWD
Poid total : (kg)	150	155 -165	150
Poids utilisateur Max : (kg)	140		
Stabilité dynamique en montée : (°)	10		
Hauteur d'obstacle : (mm)	100	80	80
Garde au sol: (mm)	700		
Vitesse maximal : (km/h)	10 / 12 / 15		
Rayon de giration : (mm)	650	450	650

Détails utilisateurs



All seat dimensions are always measured without seat cushion!

01 Profondeur d'assise:
02 Largeur d'assise:
03 Largeur poitrine:
04 Profondeur poitrine:
05 Hauteur des coudes:
06 Hauteur sous axillaire:
07 Hauteur du dos:
08 Hauteur de tête:
09 Longueur avant bras:
10 distance cropopité / talon:
Taille:
Poids (kg):

Spécifiez les dimensions en mm
référez-vous aux croquis

PRIX PUBLIC TTC : 14.380,50 €

LPPR 4100012 / 11.680,50 €

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position – classe B

Adjonctions incluses :

Lift (LPPR/PLV 1.500,00€)

PAP membres inférieurs (LPPR/PLV 600,00€)

PAP membres supérieurs (LPPR/PLV 600,00€)

Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à :
info@meyragroup.com

Service client : 01 34 64 15 58

1 Chassis / Moteur

	CODE	DESCRIPTION		Vitesse	Moteur	Autonomie (*)	Poids utilisateur Max	PRIX HT
☐	97055	TA IQ MWD (Roues motrices centrales)	Lift 300 mm & bascule d'assise à 45° inclus	10 km/h	2 x 350 W	40 km	140 kg	13.630,80 €
☐	97056	TA IQ MWD OPTION LC INCLUS ROUE MOTRICE 4.00-6, ET ROUES DIRECTRICES 4" PNEUMATIQUES NOIR	Lift 300 mm & bascule d'assise à 45° inclus	15 km/h	2 x 600 W	20-25 km ¹⁾ 30-35 km ²⁾	140 kg	2.000,00 €
☐	97057	TA IQ MWD OPTION RS	Lift 300 mm & bascule d'assise à 45° inclus	10 km/h	2 x 600 W	25-30 km ¹⁾ 35-40 km ²⁾	140 kg	2.000,00 €
☐	97065	TA IQ RWD (Propulsion)	Lift 300 mm & bascule d'assise à 45° inclus	15 km/h	2 x 350 W	40 km	140 kg	13.630,80 €
☐	97075	TA IQ FWD (Traction)	Lift 300 mm & bascule d'assise à 45° inclus	10 km/h	2 x 350 W	40 km	140 kg	13.630,80 €

(*) Selon les exigences du TA

1) Avec Batterie 80 Ah

2) Avec Batterie 100 Ah



97055/97057



97065



97075



97056

Options pour chassis / Moteur

PRIX HT

CODE	DESCRIPTION		
☐ 95380	Gyro module (standard incl. pour FWD) comprend les ref : 95286, 95265 et 95507	LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis	€ 360,00
☐ 97349	Anti-bascule pour RWD and FWD, la paire		
☐ 97266-1	Système Dahl avec plaque de verrouillage	LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis	€ 435,00
☐ 97267-1	Système Dahl sans plaque de verrouillage	LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis	€ 275,00



97266-1

2 Batteries et chargeurs

CODE	DESCRIPTION		
☐ 97432	Batteries 80Ah GEL (2 pcs)		
☐ 97322	Batteries 100Ah AGM(2 pcs)	LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis	€ 900,00
☐ 97190	Charger 8A GEL		
☐ 97284	Charger 10A Medico GEL	LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis	€ 400,00
☐ 97374	Charger 24V-12A AGM	LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis	€ 500,00
☐ M1060475	Câble d'alimentation Type J (pour 8A charger)	Switzerland	

3 Roues



Roues Motrices 3.00-8

(non compatible avec version LC (97056))

Jantes Alu Gris

Jantes Alu Noir

Roues directrices 200 x 50

(non compatible avec version LC (97056))

Jantes Alu Gris

Jantes Alu Noir

Roues Motrices 12½ x 2 1/4

(non compatible avec version LC (97056))

Jantes Alu Noir

Roues directrices (8")

Jantes Alu Noir

Pneumatique		Bandage	
Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
☐ 97142	☐ 97263	97226	97264
☐ 97244	☐ 97194	97265	97196
Pneumatique		Bandage	
Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
☐ 97292	☐ 97260	97227	97261
☐ 97245	☐ 97259	97262	97195
Pneumatique		Bandage	
Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
☐ 97270	☐ 97131	97348	97143
Pneumatique		Bandage	
Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
☐ 97269	☐ 97314	97313	97300

Options de chassis / Moteur

CODE	DESCRIPTION
☐ 97378 97379	Fourche standard monobras (la paire)
☐ 97282	Garde boues pour roues directrices (la paire) Non compatible avec les roues 4"



97378/97379



97282

4 Assise

Lift / bascule d'assise : LPPR 4530002 VPH, adjonction, Supplément pour élévation « électrique » (lift) pour FRE, FREP et FREV

CODE	DESCRIPTION
☐ 97104	Lift de 300 mm
☐ 97099	Bascule d'assise 45°



97104



97099

Largeur d'assise

CODE	DESCRIPTION	
☐	Largeur d'assise 250mm	adjustable de 250 - 300 ou 350 mm
☐	Largeur d'assise 380mm	extension de profondeur inclus (80233)
☐	Largeur d'assise 400mm	extension de profondeur inclus (80233)
☐	Largeur d'assise 450mm	extension de profondeur inclus (80216)
☐	Largeur d'assise 500mm	extension de profondeur inclus (80215) renforcé par une plaque centrale (80502)
☐	Largeur d'assise 550mm	extension de profondeur inclus (80215) renforcé par une plaque centrale (80502)

Profondeur d'assise

Profondeur d'assise réglable en continu de 250 - 600mm:

Préciser la profondeur d'assise requise, obligatoire :

systèmes d'assise : **LPPR 4550001 VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE, FREP**

CODE	DESCRIPTION	Seat width					
☐	80519 Assise TA avec sangle réglable	380mm	400mm	450mm	500mm	550mm	€ 1 650,00



80519

Coussin d'assise : **LPPR 4510005 VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur**



Netti Sit

Bonne répartition de la pression et propriétés stabilisatrices.
Les propriétés de la mousse sont adaptées à la taille du coussin - et donc au poids de l'utilisateur.
Aucune adaptation ni aucun réglage n'est nécessaire.
Housse de stabilisation de la température disponible pour assurer un bon microclimat et prévenir les escarres.

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)
☐	N187306 Netti Sit 3D	380x400
☐	N187307 Netti Sit 3D	380x450
☐	N187308 Netti Sit 3D	380x500
☐	N187309 Netti Sit 3D	400x400
☐	N187310 Netti Sit 3D	400x450
☐	N187311 Netti Sit 3D	400x500
☐	N187333 Netti Sit 3D	400x550
☐	N187312 Netti Sit 3D	430x400
☐	N187313 Netti Sit 3D	430x450
☐	N187314 Netti Sit 3D	430x500
☐	N187315 Netti Sit 3D	450x400
☐	N187316 Netti Sit 3D	450x450
☐	N187317 Netti Sit 3D	450x500
☐	N187318 Netti Sit 3D	450x550
☐	N187319 Netti Sit 3D	500x450
☐	N187320 Netti Sit 3D	500x500
☐	N187321 Netti Sit 3D	500x550
☐	N187322 Netti Sit 3D	550x500
☐	N187323 Netti Sit 3D	550x550
☐	N188306 Netti Sit Easy Care	380x400
☐	N188307 Netti Sit Easy Care	380x450
☐	N188308 Netti Sit Easy Care	380x500
☐	N188309 Netti Sit Easy Care	400x400
☐	N188310 Netti Sit Easy Care	400x450
☐	N188311 Netti Sit Easy Care	400x500
☐	N188333 Netti Sit Easy Care	400x550
☐	N188312 Netti Sit Easy Care	430x400
☐	N188313 Netti Sit Easy Care	430x450
☐	N188314 Netti Sit Easy Care	430x500
☐	N188315 Netti Sit Easy Care	450x400
☐	N188316 Netti Sit Easy Care	450x450
☐	N188317 Netti Sit Easy Care	450x500
☐	N188318 Netti Sit Easy Care	450x550
☐	N188319 Netti Sit Easy Care	500x450
☐	N188320 Netti Sit Easy Care	500x500
☐	N188321 Netti Sit Easy Care	500x550
☐	N188322 Netti Sit Easy Care	550x500
☐	N188323 Netti Sit Easy Care	550x550



Varilite Evolution PSV

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants présentant un degré élevé de dégradation des tissus et des besoins de positionnement symétrique.
Le PSV de VARILITE rend automatique le réglage des coussins.
Le PSV Evolution utilise la nouvelle valve de réglage de pression révolutionnaire de VARILITE (brevet en cours). La PSV fonctionne en détectant la pression interne du coussin. Lorsque l'air est libéré, la pression interne diminue et l'utilisateur est immergé dans le coussin pour une distribution efficace de la pression.

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)
☐ 93000	Varilite Evolution PSV	300x350
☐ 93001	Varilite Evolution PSV	350x350
☐ 93002	Varilite Evolution PSV	350x400
☐ 93420	Varilite Evolution PSV	350x450
☐ 93421	Varilite Evolution PSV	350x500
☐ 93422	Varilite Evolution PSV	380x380
☐ 93423	Varilite Evolution PSV	380x430
☐ 93424	Varilite Evolution PSV	400x350
☐ 93003	Varilite Evolution PSV	400x400
☐ 93004	Varilite Evolution PSV	400x450
☐ 93005	Varilite Evolution PSV	400x500
☐ 93006	Varilite Evolution PSV	430x430
☐ 93007	Varilite Evolution PSV	450x400
☐ 93008	Varilite Evolution PSV	450x450
☐ 93009	Varilite Evolution PSV	450x500
☐ 93435	Varilite Evolution PSV	500x400
☐ 93268	Varilite Evolution PSV	500x450
☐ 93010	Varilite Evolution PSV	500x500
☐ 93277	Varilite Evolution PSV	550x450
☐ 93278	Varilite Evolution PSV	550x500
☐ 93279	Varilite Evolution PSV	600x450
☐ 93280	Varilite Evolution PSV	600x500



Varilite Meridian TM

Les thérapeutes recommandent le méridien aux personnes souffrant d'un dysfonctionnement moteur et neurologique dû à une lésion de la moelle épinière, un accident vasculaire cérébral, une sclérose en plaques, une infirmité motrice cérébrale et une lésion cérébrale traumatique. Les thérapeutes apprécient la crête pré-ischiale intégrale et l'effet de coin créé par les deux chambres du Meridian.
Les utilisateurs et les soignants apprécient son faible poids, son confort et sa facilité d'utilisation. Pas de pompes ni d'accessoires. Pas de pétrissage ni de manipulation.

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)
☐ 93362	Varilite Meridian TM	300x350
☐ 93363	Varilite Meridian TM	350x350
☐ 93364	Varilite Meridian TM	350x400
☐ 93411	Varilite Meridian TM	350x450
☐ 93412	Varilite Meridian TM	350x500
☐ 93414	Varilite Meridian TM	380x380
☐ 93415	Varilite Meridian TM	380x430
☐ 93413	Varilite Meridian TM	400x350
☐ 93365	Varilite Meridian TM	400x400
☐ 93366	Varilite Meridian TM	400x450
☐ 93367	Varilite Meridian TM	400x500
☐ 93368	Varilite Meridian TM	430x430
☐ 93369	Varilite Meridian TM	450x400
☐ 93370	Varilite Meridian TM	450x450
☐ 93371	Varilite Meridian TM	450x500
☐ 93571	Varilite Meridian TM	450x550
☐ 93410	Varilite Meridian TM	500x400
☐ 93372	Varilite Meridian TM	500x450
☐ 93373	Varilite Meridian TM	500x500
☐ 93416	Varilite Meridian TM	550x450
☐ 93417	Varilite Meridian TM	550x500
☐ 93418	Varilite Meridian TM	600x450
☐ 93419	Varilite Meridian TM	600x500



Varilite Pro-Form NX™
2 compartments

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants ayant des besoins difficiles et asymétriques en matière de protection de la peau, de positionnement et de soutien postural. Modifiable.

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)
☐ 93296	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	300x350
☐ 93297	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	350x350
☐ 93298	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	350x400
☐ 93113	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	380x380
☐ 93114	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	380x430
☐ 93299	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	400x400
☐ 93300	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	400x450
☐ 93301	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	400x500
☐ 93115	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	430x430
☐ 93302	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	450x400
☐ 93303	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	450x450
☐ 93304	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	450x500
☐ 93116	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	500x400
☐ 93117	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	500x450
☐ 93305	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	500x500



Varilite Reflex™

Coussin de protection cutanée non ajustable comprenant
VARILITE Air-Release Device™.

CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)
☐ 93491	Varilite Reflex™	300x300
☐ 93492	Varilite Reflex™	300x350
☐ 93493	Varilite Reflex™	350x350
☐ 93494	Varilite Reflex™	350x400
☐ 93495	Varilite Reflex™	350x450
☐ 93496	Varilite Reflex™	350x500
☐ 93497	Varilite Reflex™	380x380
☐ 93498	Varilite Reflex™	380x430
☐ 93499	Varilite Reflex™	400x350
☐ 93500	Varilite Reflex™	400x400
☐ 93501	Varilite Reflex™	400x450
☐ 93502	Varilite Reflex™	400x500
☐ 93503	Varilite Reflex™	430x430
☐ 93504	Varilite Reflex™	450x400
☐ 93505	Varilite Reflex™	450x450
☐ 93506	Varilite Reflex™	450x500
☐ 93507	Varilite Reflex™	500x400
☐ 93508	Varilite Reflex™	500x450
☐ 93509	Varilite Reflex™	500x500



Varilite Stratus

Le coussin Varilite Stratus est un excellent choix pour les personnes qui présentent un risque modéré à faible de rupture des tissus et qui ont des besoins de positionnement modérés. Le coussin est doté d'une valve autogonflante unique qui permet à l'air d'entrer et de sortir du coussin afin qu'il puisse épouser la forme de l'utilisateur.

	CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)
☐	93047	Varilite Stratus	300x300
☐	93048	Varilite Stratus	300x350
☐	93049	Varilite Stratus	350x350
☐	93050	Varilite Stratus	350x400
☐	93110	Varilite Stratus	380x380
☐	93111	Varilite Stratus	380x430
☐	93051	Varilite Stratus	400x400
☐	93052	Varilite Stratus	400x450
☐	93053	Varilite Stratus	430x430
☐	93054	Varilite Stratus	450x400
☐	93055	Varilite Stratus	450x450
☐	93112	Varilite Stratus	450x500
☐	93056	Varilite Stratus	500x450
☐	93057	Varilite Stratus	500x500



Varilite Zoid™
PSV

Coussin de protection cutanée ajustable à profil bas
coussin pour les utilisateurs actifs de fauteuils roulants

	CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)
☐	93031	Varilite Zoid™ PSV	300x300
☐	93032	Varilite Zoid™ PSV	300x350
☐	93033	Varilite Zoid™ PSV	350x350
☐	93034	Varilite Zoid™ PSV	350x400
☐	93100	Varilite Zoid™ PSV	350x450
☐	93101	Varilite Zoid™ PSV	380x380
☐	93102	Varilite Zoid™ PSV	380x430
☐	93035	Varilite Zoid™ PSV	400x400
☐	93036	Varilite Zoid™ PSV	400x450
☐	93103	Varilite Zoid™ PSV	400x500
☐	93104	Varilite Zoid™ PSV	430x430
☐	93105	Varilite Zoid™ PSV	450x400
☐	93037	Varilite Zoid™ PSV	450x450
☐	93106	Varilite Zoid™ PSV	450x500
☐	93107	Varilite Zoid™ PSV	500x400
☐	93108	Varilite Zoid™ PSV	500x450
☐	93109	Varilite Zoid™ PSV	500x500



Varilite Junior

Idéal pour les enfants présentant un degré élevé
de dégradation des tissus et des besoins de
symétrique

	CODE	DESCRIPTION	LARGEUR x PROFONDEUR (mm)
☐	93588	Varilite Junior	250x250
☐	93599	Varilite Junior	275x325
☐	93600	Varilite Junior	300x300

5 Dossier

Tube de dossier

CODE	DESCRIPTION		
☐ 80298	Support de dossier réglable Non compatible avec accoudoirs code 97471	largeur de l'assise réglable par paliers 380 - 400 - 450 - 500 - 550 mm	
☐ 80355	Support de dossier réglable tubes extra long compatible avec accoudoirs code 97471	largeur de l'assise réglable par paliers 380, 400, 450, 500, 550 mm	
☐ 80298-1	Support de dossier réglable pour version JUNIOR Non compatible avec accoudoirs code 97471	largeur de l'assise réglable par paliers 250 - 300 - 350 mm	
☐ 97485	Support de dossier tube rond Bas compatible dossier Icon Varilite	largeur de l'assise réglable par paliers 380 - 400 - 450 - 500 - 550 mm	410mm
☐ 97486	Support de dossier tube rond Medium compatible dossier Icon Varilite	largeur de l'assise réglable par paliers 380 - 400 - 450 - 500 mm	510mm
☐ 97499	Support de dossier tube rond Medium Large compatible dossier Icon Varilite et Netti	largeur de l'assise réglable par paliers 450 - 500 - 550 mm	510mm
☐ 97487	Support de dossier tube rond Haut compatible dossier Icon Varilite et Netti	largeur de l'assise réglable par paliers 380 - 400 - 450 - 500 mm	610mm
☐ 97500	Support de dossier tube rond Haut Large compatible dossier Icon Varilite et Netti	largeur de l'assise réglable par paliers 450 - 500 - 550 mm	610mm



80298



80298-1
Junior



97485
Uniquement en
combinaison avec
dossier Varilite Icon



97486 - 97499
Compatible avec
Varilite Icon ou Netti



97487 - 97500
Compatible avec
Varilite Icon ou Netti

Backrest system Netti (only in combination w. combi Medium or Combi High back)



97474
Sangles Netti
A combiner avec code
97487 ou 97499



97488
Rehausseur Netti
En combinaison
avec le dossier
Combi High



97498-1
Netti sangle supplémentaire
Pour un soutien supplémentaire dans
le bas du dos

CODE	DESCRIPTION
☐ 97474	Sangle réglable en tension pour support de dossier 97486 et 97499
☐ 97474 97488	Sangle réglable en tension + sangle supplémentaire pour support de dossier 97487 et 97500
☐ 97498-1	Sangle de dossier basse avec les supports Utilisé si une sangle simple supplémentaire est nécessaire

LPPR 4510004 / VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur



Netti Uno Back

Coussin dorsal solide et confortable avec soutien lombaire. Réglable en hauteur en continu



Netti Smart

Pour les utilisateurs ayant des exigences de confort plus élevées
Couches de mousse multiples
Réglable en hauteur en continu



Netti Stabil

Pour les utilisateurs ayant des exigences plus élevées en matière de confort
Bon soutien lombaire.
Fonctionne bien en combinaison avec le support latéral Stabil.
Plusieurs couches de mousse pour une mise en place plus rapide
Réglable en hauteur en continu



Netti Super Stabil

Pour plus de confort et de stabilité
Bon soutien lombaire.
Fonctionne bien en combinaison avec le support latéral Stabil.
Livré avec deux coussins pour le réglage du soutien lombaire et du soutien latéral, ainsi que pour l'adaptation aux scolioses légères.
Plusieurs couches de mousse pour une mise en place plus rapide
Réglable en hauteur en continu



Netti Kyphotic

Pour les utilisateurs ayant une colonne vertébrale courbée
Soutien le long de la colonne vertébrale
Plusieurs couches de mousse - meilleur enfoncement
Supports latéraux bas.
Peut être ajusté individuellement et en continu en hauteur.

☐	N344702	Netti Uno Back 3D Mid	400
☐	N344703	Netti Uno Back 3D Mid	450
☐	N344704	Netti Uno Back 3D Mid	500
☐	N344705	Netti Uno Back 3D Mid	550
☐	N344902	Netti Uno Back Easy Care Mid	400
☐	N344903	Netti Uno Back Easy Care Mid	450
☐	N344904	Netti Uno Back Easy Care Mid	500
☐	N344905	Netti Uno Back Easy Care Mid	550
☐	N357305	Netti Smart 3D Mid	380
☐	N357306	Netti Smart 3D Mid	400
☐	N357307	Netti Smart 3D Mid	430
☐	N357308	Netti Smart 3D Mid	450
☐	N357309	Netti Smart 3D Mid	500
☐	N357310	Netti Smart 3D Mid	550
☐	N358305	Netti Smart Easy Care Mid	380
☐	N358306	Netti Smart Easy Care Mid	400
☐	N358307	Netti Smart Easy Care Mid	430
☐	N358308	Netti Smart Easy Care Mid	450
☐	N358309	Netti Smart Easy Care Mid	500
☐	N358310	Netti Smart Easy Care Mid	550
☐	N357321	Netti Smart 3D Tall	380
☐	N357322	Netti Smart 3D Tall	400
☐	N357323	Netti Smart 3D Tall	430
☐	N357324	Netti Smart 3D Tall	450
☐	N357325	Netti Smart 3D Tall	500
☐	N357328	Netti Smart one-piece foam 3D Tall	550
☐	N358321	Netti Smart Easy Care Tall	380
☐	N358322	Netti Smart Easy Care Tall	400
☐	N358323	Netti Smart Easy Care Tall	430
☐	N358324	Netti Smart Easy Care Tall	450
☐	N358325	Netti Smart Easy Care Tall	500
☐	N358328	Netti Smart one-piece foam Easy Care Tall	550

☐	N367305	Netti Stabil 3D Mid	380
☐	N367306	Netti Stabil 3D Mid	400
☐	N367307	Netti Stabil 3D Mid	430
☐	N367308	Netti Stabil 3D Mid	450
☐	N367309	Netti Stabil 3D Mid	500
☐	N367310	Netti Stabil 3D Mid	550
☐	N368305	Netti Stabil Easy Care Mid	380
☐	N368306	Netti Stabil Easy Care Mid	400
☐	N368307	Netti Stabil Easy Care Mid	430
☐	N368308	Netti Stabil Easy Care Mid	450
☐	N368309	Netti Stabil Easy Care Mid	500
☐	N368310	Netti Stabil Easy Care Mid	550
☐	N367321	Netti Stabil 3D Tall	380
☐	N367322	Netti Stabil 3D Tall	400
☐	N367323	Netti Stabil 3D Tall	430
☐	N367324	Netti Stabil 3D Tall	450
☐	N367325	Netti Stabil 3D Tall	500
☐	N367331	Netti Stabil 3D Tall	550
☐	N368321	Netti Stabil Easy Care Tall	380
☐	N368322	Netti Stabil Easy Care Tall	400
☐	N368323	Netti Stabil Easy Care Tall	430
☐	N368324	Netti Stabil Easy Care Tall	450
☐	N368325	Netti Stabil Easy Care Tall	500
☐	N368328	Netti Stabil one-piece Easy Care Tall	550
☐	N377302	Netti Super Stabil 3D Mid	380
☐	N377303	Netti Super Stabil 3D Mid	400
☐	N377304	Netti Super Stabil 3D Mid	430
☐	N377305	Netti Super Stabil 3D Mid	450
☐	N377306	Netti Super Stabil 3D Mid	500
☐	N377307	Netti Super Stabil 3D Mid	550
☐	N378302	Netti Super Stabil Easy Care Mid	380
☐	N378303	Netti Super Stabil Easy Care Mid	400
☐	N378304	Netti Super Stabil Easy Care Mid	430
☐	N378305	Netti Super Stabil Easy Care Mid	450
☐	N378306	Netti Super Stabil Easy Care Mid	500
☐	N378307	Netti Super Stabil Easy Care Mid	550
☐	N377321	Netti Super Stabil 3D Tall	380
☐	N377322	Netti Super Stabil 3D Tall	400
☐	N377323	Netti Super Stabil 3D Tall	430
☐	N377324	Netti Super Stabil 3D Tall	450
☐	N377325	Netti Super Stabil 3D Tall	500
☐	N377331	Netti SuperStabil one-piece foam 3D Tall	550
☐	N378321	Netti Super Stabil Easy Care Tall	380
☐	N378322	Netti Super Stabil Easy Care Tall	400
☐	N378323	Netti Super Stabil Easy Care Tall	430
☐	N378324	Netti Super Stabil Easy Care Tall	450
☐	N378325	Netti Super Stabil Easy Care Tall	500
☐	N378331	Netti SuperStabil one-piece foam Easy Care Tall	550
☐	N206301	Netti kyphotic 3D/Mars Mid	350
☐	N206302	Netti kyphotic 3D/Mars Mid	400
☐	N206303	Netti kyphotic 3D/Mars Mid	450
☐	N206304	Netti kyphotic 3D/Mars Mid	500

Systèmes de dossier Varilite Icon™



Icon™ Back System
Low

Combine la technologie innovante VariLock™ avec un look élégant et discret.



Icon™ Back System
Mid

Apporte soutien et positionnement pour améliorer le contrôle du tronc et réduire la fatigue



Icon™ Back System
Tall

Bien adapté aux utilisateurs ayant besoin d'un soutien supplémentaire ou d'un système d'inclinaison.



Icon™ Back System
Deep

Idéal pour les utilisateurs ayant besoin d'un soutien maximal

☐	93560	Varilite Icon™ Low, incl. adapter set 93567	350
☐	93561	Varilite Icon™ Low, incl. adapter set 93567	380
☐	93562	Varilite Icon™ Low, incl. adapter set 93567	400
☐	93563	Varilite Icon™ Low, incl. adapter set 93567	430
☐	93564	Varilite Icon™ Low, incl. adapter set 93567	450
☐	93565	Varilite Icon™ Low, incl. adapter set 93567	500
☐	93587	Varilite Icon™ Mid, incl. adapter set 93567	250
☐	93544	Varilite Icon™ Mid, incl. adapter set 93567	300
☐	93545	Varilite Icon™ Mid, incl. adapter set 93567	350
☐	93546	Varilite Icon™ Mid, incl. adapter set 93567	380
☐	93547	Varilite Icon™ Mid, incl. adapter set 93567	400
☐	93548	Varilite Icon™ Mid, incl. adapter set 93567	430
☐	93549	Varilite Icon™ Mid, incl. adapter set 93567	450
☐	93550	Varilite Icon™ Mid, incl. adapter set 93567	500
☐	93551	Varilite Icon™ Mid, incl. adapter set 93567	550
☐	93552	Varilite Icon™ Mid, incl. adapter set 93567	600
☐	93553	Varilite Icon™ Tall, incl. adapter set 93567	300
☐	93554	Varilite Icon™ Tall, incl. adapter set 93567	350
☐	93555	Varilite Icon™ Tall, incl. adapter set 93567	380
☐	93556	Varilite Icon™ Tall, incl. adapter set 93567	400
☐	93557	Varilite Icon™ Tall, incl. adapter set 93567	430
☐	93558	Varilite Icon™ Tall, incl. adapter set 93567	450
☐	93559	Varilite Icon™ Tall, incl. adapter set 93567	500
☐	93586	Varilite Icon™ Deep, incl. adapter set 93567	250
☐	93538	Varilite Icon™ Deep, incl. adapter set 93567	350
☐	93539	Varilite Icon™ Deep, incl. adapter set 93567	380
☐	93540	Varilite Icon™ Deep, incl. adapter set 93567	400
☐	93541	Varilite Icon™ Deep, incl. adapter set 93567	430
☐	93542	Varilite Icon™ Deep, incl. adapter set 93567	450
☐	93543	Varilite Icon™ Deep, incl. adapter set 93567	500

Réglages et options du dossier

CODE	DESCRIPTION	plage de réglage
☐	80363 Réglage mécanique du dossier, vérin manuel à déclenchement rapide	
☐	80577 Réglage mécanique du dossier, vérin à gaz	
☐	97235 Réglage électrique du dossier (vérin de 100 mm)	
☐	81137 Réglage électrique du dossier (vérin de 150 mm)	



Soutien latéral

CODE		DESCRIPTION				
selon largeur d'assise						
30cm 93254 □	35-38cm 93255 □	40-43cm 93256 □	45cm 93257 □	50-60cm 93258 □	Support cale tronc fixe pour dossier Varilite Icon™	Choisissez le coussin inférieur pour le soutien des cuisses et du tronc.
30cm 93239 □	35-38cm 93240 □	40-43cm 93241 □	45cm 93242 □	50-60cm 93243 □	Support cale tronc escamotable pour dossier Varilite Icon™	Court Choisissez le coussin inférieur pour le soutien des cuisses et du tronc.
30cm 93249 □	35-38cm 93250 □	40-43cm 93251 □	45cm 93252 □	50-60cm 93253 □	Support cale tronc escamotable pour dossier Varilite Icon™	Medium Choisissez le coussin inférieur pour le soutien des cuisses et du tronc.
30cm 93244 □	35-38cm 93245 □	40-43cm 93246 □	45cm 93247 □	50-60cm 93248 □	Support cale tronc escamotable pour dossier Varilite Icon™	Long Choisissez le coussin inférieur pour le soutien des cuisses et du tronc.
□	93262	Coussin pour support cuisse/cale tronc, 7,5x10 cm, la paire				
□	93263	Coussin pour support cuisse/cale tronc, 10x13 cm, la paire				
□	93264	Coussin pour support cuisse/cale tronc, 13x15 cm, la paire				



Fixe



Escamotable
Court



Escamotable
Medium




Escamotable
Long

Appui tête	Taille (mm) / Forme	Cover
CODE DESCRIPTION		
□ 80337 Appui tête TA (225 x 120 mm) avec support (80288)	225 x 125	
□ 80829 Appui tête TA (175 x 95 mm) avec support (80288-2)	175 x 95	
□ 80267 Appui-tête TA avec coussin de soutien temporal		LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis € 380,00



80267

□ M1086677 Appui tête Meyra Multifonctionnel 3D textile avec support	uniquement pour le dossier combi mid & high
□ M1086678 Appui tête Meyra Multifonctionnel 3D simili cuir avec support	uniquement pour le dossier combi mid & high



M1086677
M1086678

LPPR 4510001 / 160,00 €

VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable

☐	N42370	Appui-tête Netti A, avec support (97518 & 80047)	courbé	3D	€ 151,65
☐	N42369	Appui-tête Netti A, avec support (97518 & 80047)	courbé	Easy Care	€ 151,65
☐	N87398	Appui-tête Netti A avec bandeau frontal, avec support (97518 & 80047)	courbé	3D	€ 151,65
☐	N87397	Appui-tête Netti A avec bandeau frontal, avec support (97518 & 80047)	courbé	Easy Care	€ 151,65
☐	N44579	Appui-tête Netti A Mini, avec support (97518 & 80047)	150 x 200	3D	€ 151,65
☐	N42361	Appui-tête Netti B, avec support (97518 & 80047)	petit	3D	€ 151,65
☐	N42360	Appui-tête Netti B, avec support (97518 & 80047)	petit	Easy Care	€ 151,65
☐	N42352	Appui-tête Netti C, avec support (97518 & 80047)	large	3D	€ 151,65
☐	N42351	Appui-tête Netti C, avec support (97518 & 80047)	large	Easy Care	€ 151,65
☐	N81021	Appui-tête Netti D, avec support (97518 & 80047)	comfort	3D	€ 151,65
☐	N82983	Appui-tête Netti D, avec support (97518 & 80047)	comfort	Easy Care	€ 151,65
☐	N94233	Appui-tête Netti E, avec support (97518 & 80047)	côtés ajustables	3D	€ 326,00
☐	N94032	Appui-tête Netti E, avec support (97518 & 80047)	côtés ajustables	Easy Care	€ 326,00
☐	N87414	Appui-tête Netti F, avec support (97518 & 80047)	avec support menton	3D	€ 326,00
☐	N87413	Appui-tête Netti F, avec support (97518 & 80047)	avec support menton	Easy Care	€ 326,00



Appui-tête Netti A



Appui-tête Netti A avec bandeau frontal



Appui-tête Netti A Mini



Appui-tête Netti B



Appui-tête Netti C



Appui-tête Netti D



Appui-tête Netti E



Appui-tête Netti F

LPPR 4550001
VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis

☐	N45365	Appui-tête Netti Savant pédiatrique	120 mm	€ 846,00
☐	N45366	Appui-tête Netti Savant small	130 mm	€ 846,00
☐	N45367	Appui-tête Netti Savant adulte	150 mm	€ 846,00
☐	N45369	Barre horizontale pour Appui-tête Netti Savant	150 mm	€ 90,00
☐	N45370	Barre horizontale pour Appui-tête Netti Savant	250 mm	€ 100,00
☐	N45368	Adaptateur Netti Axion 60° pour appui tête Savant		€ 907,00
☐	N45378	Adaptateur Netti Axion 90° pour appui tête Savant		€ 907,00
☐	N45373	Netti Savant side Pad		€ 86,00
☐	N45398	Netti Savant forehead band		€ 86,00



Netti Savant head support



Netti Axion head support adapter



Netti Savant side pad

Cales bassins

	CODE	DESCRIPTION
☐	93262 80328	Coussin pour support cales bassins, avec coussin 75 x 100 mm, la paire
☐	93263 80328	Coussin pour support cales bassins, avec coussin 100 x 130 mm, la paire
☐	93264 80328	Coussin pour support cales bassins, avec coussin 130 x 150 mm, la paire

Ceintures et supports

	CODE	DESCRIPTION		
☐	93231	ceinture de hanche		
	XS	S	M	L
☐	☐	☐	☐	☐
	93221	93222	93223	93224
	☐	☐	☐	☐
	93225	93226	93227	93228
	☐	☐	☐	☐
	93235	93236	93237	93238
	☐	☐	☐	☐
	93272	93232	93233	93234
	80765	Support pour harnais de poitrine VARILITE		LPPR 4550001 sur devis € 84,00
	97157	Ceinture, enroulement automatique		LPPR 4550001 sur devis € 165,00

6 Accoudoirs

	CODE	DESCRIPTION		
☐	97471	Support d'accoudoir relevable avec renfort sur l'assise NEW	Hauteur ajustable de 230 à 320 mm	
☐	80289-2	Support d'accoudoir relevable avec renfort sur l'assise	Hauteur ajustable de 185 à 285 mm	
☐	80302	Support d'accoudoir relevable	Hauteur ajustable de 185 à 285 mm	
☐	80743	Arrêt pour support d'accoudoir relevable pour 80302 & 80289-2	Empêche l'appui-bras d'aller plus loin vers l'arrière	
☐	80347	Support d'accoudoir rigide	Hauteur ajustable de 100 à 280 mm	LPPR 4550001 sur devis € 317,00



80289-2



80302



80347



97471

Options pour accoudoirs

	CODE	DESCRIPTION		
☐	80320	Coussin d'accoudoir, droit, court 320mm	longueur 320mm	
☐	80335	Coussin d'accoudoir, droit, long 430mm	longueur 430mm	
☐	80336	Coussin d'accoudoir, gauche, court 320mm	longueur 320mm	
☐	80321	Coussin d'accoudoir, gauche, long 430mm	longueur 430mm	
☐	80651	Bord aluminium pour coussin accoudoir court		
☐	80652	Bord aluminium pour coussin accoudoir long		
☐	80830	Support d'accoudoir pivotant pour coussin de bras droit	pour ref 80302	
☐	80830-1	Support d'accoudoir pivotant pour coussin de bras gauche	pour ref 80302	
☐	20248	Sacchoche cuir pour accoudoir		LPPR 4550001 sur devis € 127,00



80320/80336



80335/80321



80651/80652



80830/80830-1



80347



20248

7 Repose jambes et palettes

repose jambes séparées

CODE	DESCRIPTION		
☐ 80700-1	Repose-jambes manuel séparé droit		
☐ 80701-1	Repose-jambes manuel séparé gauche		
☐ 80628	Repose-jambes électrique séparé droit	LPPR 4510002 / 1.250,00€	€ 1 184,83
☐ 80629	Repose-jambes électrique séparé gauche	LPPR 4510002 / 1.250,00€	€ 1 184,83
☐ 80716	Repose moignon droit		
☐ 80717	Repose moignon gauche		
☐ 80721	Appui genoux pour repose-jambes droit	pour repose-jambes électrique séparé droit 80628	
☐ 80730	Appui genoux pour repose-jambes gauche	pour repose-jambes électrique séparé gauche 80629	
☐ 80631-3	Tube inférieur pour repose-jambes droit + 100mm		
☐ 80631-2	Tube inférieur pour repose-jambes courbé + 100mm		
☐ M293	Repose pieds séparées modèle Meylife	avec l'adaptation du support (97449)	
☐ M4092	Repose jambes manuel séparées modèle Meylife	avec l'adaptation du support (97449)	
☐ M2086	Repose jambes électriques séparées modèle Meylife	avec l'adaptation du support (97449)	LPPR 4510002 / 1.250,00€ € 1 184,83



80700-1/80701-1



80628/80629



80716/80717

80721 / 80730



M293

Repose jambes central

CODE	DESCRIPTION		
☐ 95083	Potence centrale manuel réglable		
☐ 80357	Potence centrale électrique avec appui mollets	réglage mécanique de la longueur (par vis) 340-430mm + 150mm réglage électrique de la longueur (par contrôleur)	LPPR 4510002 / 1.250,00€ € 1 184,83
☐ 81124	Potence centrale électrique pour palettes séparées avec appui mollets	réglage mécanique de la longueur (par vis) 340-430mm + 150mm réglage électrique de la longueur (par contrôleur)	LPPR 4510002 / 1.250,00€ € 1 184,83
☐ 81128 81017	Potence centrale électrique avec palette rabattable électriquement et appui mollets	réglage mécanique de la longueur (par vis) 340-430mm + 150mm réglage électrique de la longueur (par contrôleur)	LPPR 4510002 / 1.250,00€ € 1 184,83
☐ 80571	Potence centrale électrique court avec appui mollets	réglage mécanique de la longueur (par vis) 250-310mm + 80mm réglage électrique de la longueur (par contrôleur)	LPPR 4510002 / 1.250,00€ € 1 184,83
☐ 81126	Potence centrale électrique court pour palettes séparées avec appui mollets	réglage mécanique de la longueur (par vis) 250-310mm + 80mm réglage électrique de la longueur (par contrôleur)	LPPR 4510002 / 1.250,00€ € 1 184,83



95083



81017

Footplate flip-up electric



80357

Palettes pour potence centrale

CODE	DESCRIPTION
☐ 80373-2	Palette standard avec rebord
☐ 80539-1	Palette standard avec découpe et rebord
☐ 80818	Palettes séparées



80373-2



80539-1



80818

Options pour repose jambes central

CODE	DESCRIPTION
☐ 80690	Coussin cuir de protection pour repose-jambes central électrique



80690

8 Eclairage

CODE	DESCRIPTION
☐ 97223	Eclairage LED
☐ ---	Sans Eclairage LED

9 Modules de commande et options

CODE	DESCRIPTION		
☐ 95174	Manipulateur, JSM, LED	sans éclairage	Module de puissance 120A
☐ 95253	Manipulateur, JSM, LED	accès éclairage	Module de puissance 120A
☐ 95172-1	Manipulateur, CJSM 1 avec écran LCD	sans éclairage	Module de puissance 120A € 211,00
☐ 95252-1	Manipulateur, CJSM 1 avec écran LCD	accès éclairage	Module de puissance 120A € 211,00
☐ 95501	Manipulateur CJSM 2 avec écran LCD	Fonction infrarouge	Module de puissance 120A € 369,00
☐ 95524	Manipulateur CJSM 2 avec écran LCD	fonction infrarouge et Bluetooth	Module de puissance 120A € 1 108,00
En combinaison avec CJSM ou CJSM 2, choisissez votre langue préférée			
☐	Danois		
☐	Anglais		
☐	Allemand		
☐	Français		



95174/95253
JSM LED



95172-1/95252-1
CJSM-1



95501/95524
CJSM-2



Support module de commande

CODE	DESCRIPTION
☐ 80407	Pantographe escamotable droit pour module de commande
☐ 80408	Pantographe escamotable gauche pour module de commande
☐ 80838	Support escamotable vers le bas droite ou gauche



80407/80408



80838

Embout pour module de commande

CODE	DESCRIPTION
☐ 95153	Standard
☐ 95154	Mushroom M48
☐ 95155	Ball 38 mm
☐ 95299	Ball 32mm
☐ 95306	Chin C38
☐ 95298	Cone S30
☐ 95305	Stick S80
☐ 95301	T-bar
☐ 95300	Softball 70mm
	Golfball



95153



95154



95155/95299



95306



95298



95305



95301



95300



☐ White
80653



☐ Orange
80653-4



☐ Pink
80653-2



☐ Yellow
80653-3



☐ Football
80653-7



☐ Football
80653-8

Module de commande supplémentaires : LPPR 4530001 VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV / 1500,00€

CODE	DESCRIPTION		
☐ 97342	Module de commande supplémentaire et support CISM-1	LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis	€ 1 161,00
☐ 97343	Module de commande supplémentaire et support CISM-2	LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis	€ 1 161,00
☐ 95213-1	Manipulateur pour commande tierce personne sans support de commande	LPPR 4530001 1 500,00€	€ 1 421,80
☐ M1087331	Support de commande tierce personne pour dossier tube rond fixation gauche	Avec manipulateur 95213-1	
☐ M1087330	Support de commande tierce personne pour dossier tube rond fixation droit	Avec manipulateur 95213-1	
☐ 80903	Support de commande tierce personne pivotante 1 main	sans manipulateur 95213-1	
☐ 80517	Support de commande tierce personne pivotante 1 main	sans manipulateur 95213-1	
☐ 80533	Support de commande tierce personne 2 main avec arrêt d'urgence	sans manipulateur 95213-1	



97342/
97343



80533



95213-1



80903



M1087331/
M1087330

10 Accessoires

CODE	DESCRIPTION		
☐ 80163	Tablette thérapeutique adulte avec support escamotable (80518)	LPPR 4510003 VPH, adjonction, tablette complète / 132,00€	€ 125,11
☐ 80164	Tablette thérapeutique junior avec support escamotable (80518-1)	LPPR 4510003 VPH, adjonction, tablette complète / 132,00€	€ 125,11
☐	Demi tablette thérapeutique sur demande en fabrication spéciale		
☐ 80175	Crochets pour sac (fixation à l'arrière du dossier)		



80162/80164



80175