



TA IQ Stand-Up


CLIENT :		Adresse de livraison:	
Numéro client:	Date:	Adresse:	
		Code postal:	Ville:
			Téléphone:
Personne à contact		E-Mail:	
Référence:			

Specifications

Longueur avec RPJ : (mm)	985-1100
Largeur hors tout : (mm)	630
Largeur d'assise min.-max.: (mm)	370-550
Profondeur d'assise min.-max.: (mm)	250-500
Hauteur d'assise sans coussin : (mm)	380
Hauteur du dossier min.-max.: (mm)	540-665
Bascule d'assise : (°)	40
Inclinaison de dossier min.-max.: (°)	50-96
Lift: (mm)	300
longueur du repose pied min.-max.: (mm)	370-580
Inclinaison du repose pied min.-max.: (°)	90-180
Réglage de l'accoudoir min.-max.: (mm)	185-285

Stabilité dynamique en montée :	10
Hauteur d'obstacle : (mm)	100
Garde au sol: (mm)	700
Vitesse maximal : (km/h)	10
Rayon de giration : (mm)	650
Autonomie batteries 80Ah: (km)	40
Poids utilisateur Max : (kg)	140
assise et fonction vertic	
assise, fonction vertic et couchée	100

Détails utilisateurs



All seat dimensions are always measured without seat cushion!

The grey colored rows are indicative and show a standard configuration

01 Profondeur d'assise:
02 Largeur d'assise:
03 Largeur poitrine:
04 Profondeur poitrine:
05 Hauteur des coudes:
06 Hauteur sous axillaire:
07 Hauteur du dos:
08 Hauteur de tête:
09 Longueur avant bras:
10 distance cropopité / talon:
Taille:
Poids (kg):

Spécifiez les dimensions en mm
référez-vous aux croquis

CODE LPPR 4100014 / VPH, Achat neuf, FREV, modulaire à propulsion par moteur électrique de verticalisation

Remboursement LPPR PLV : 25 069,25 €

LPPR FREV (21.069,25€)

Adjonctions incluses :

Lift (LPPR/PLV 1.500,00€)

Repose-jambe électrique (LPPR/PLV 1.250,00€)

PAP membres inférieurs (LPPR/PLV 600,00€)

PAP membres supérieurs (LPPR/PLV 600,00€)

Veuillez envoyer le formulaire de commande rempli à :
info@meyragroup.com

Service client : **01 34 64 15 58**

1 Chassis / Moteur

	CODE	DESCRIPTION		Vitesse	Moteur	Autonomie	Poids utilisateur Max	PRIX HT
☐	99210 99300	TA IQ FWD Stand-Up	Lift 300 mm & bascule d'assise à 45° inclus	10 km/h	2 x 350 W	40 km	140 kg (100 kg fonction couchée.)	€ 23 714,93



99210/99300

Options for chassis / Motor

	CODE	DESCRIPTION
☐		Gyro module (standard inclus)
☐		Anti-bascule à l'avant se met en place automatiquement lors de l'utilisation de la fonction Vertic.
☐		4-points accroches Taxi

2 Batteries et chargeurs

	CODE	DESCRIPTION	
☐	97432	Batteries 80Ah (2 pcs)	
☐	97190	Charger 8A Celpower	
☐	97284	Charger 10A Medico	LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis € 422,00

3 Roues



Roues Motrices 3.00-8

	Pneumatique		Bandage	
	Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
Jantes Alu Gris	☐ 97142	☐ 97263	☐ 97226	☐ 97264
Jantes Alu Noir	☐ 97244	☐ 97194	☐ 97265	☐ 97196

Roues directrices 200 x 50

	Pneumatique		Bandage	
	Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
Jantes Alu Gris	☐ 97292	☐ 97260	☐ 97227	☐ 97261
Jantes Alu Noir	☐ 97245	☐ 97259	☐ 97262	☐ 97195

Roues Motrices 1 1/2 x 2 1/4

	Pneumatique		Bandage	
	Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
Jantes Alu Noir	☐ 97270	☐ 97131	☐ 97348	☐ 97143

Roues directrices 4"

	Pneumatique		Bandage	
	Pneus gris	Pneus Noirs	Pneus gris	Pneus Noirs
Jantes Alu Noir	☐ 97269	☐ 97314	☐ 97313	☐ 97300

Options de chassis / Moteur

	CODE	DESCRIPTION
☐	97378 97379	Fourche standard monobras (la paire)
☐	97282	Garde boues pour roues directrices (la paire)



97378/97379



97282

4 Assise

Lift / bascule d'assise LPPR 4530002 VPH, adjonction, Supplément pour élévation « électrique » (lift) pour FRE, FREP et FREV

	CODE	DESCRIPTION
☐	97104	Lift de 300 mm
☐	97099	Bascule d'assise 45°
☐		Option multifonction (fonction couchée) Poids utilisateur Max 100kg
☐		Sans option multifonction (fonction couchée) Poids utilisateur Max 140kg



97104



97099

Largeur d'assise

	CODE	DESCRIPTION
☐		Largeur d'assise 380mm extension de profondeur inclus (80233)
☐		Largeur d'assise 400mm extension de profondeur inclus (80233)
☐		Largeur d'assise 450mm extension de profondeur inclus (80216)
☐		Largeur d'assise 500mm extension de profondeur inclus (80215) renforcé par une plaque centrale (80502)
☐		Largeur d'assise 550mm extension de profondeur inclus (80215) renforcé par une plaque centrale (80502)

Profondeur d'assise

Profondeur d'assise réglable en continu de 380 - 600mm:	Préciser la profondeur d'assise requise :	
---	---	-------

systèmes d'assise

LPPR 4510005 VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur

coussin d'assise


Varilite Evolution™
PSV

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants présentant un degré élevé de dégradation des tissus et des besoins de positionnement symétrique.
Le PSV de VARILITE rend automatique le réglage des coussins.
Le PSV Evolution utilise la nouvelle valve de réglage de pression révolutionnaire de VARILITE (brevet en cours). La PSV fonctionne en détectant la pression interne du coussin. Lorsque l'air est libéré, la pression interne diminue et l'utilisateur est immergé dans le coussin pour une distribution efficace de la pression.

	CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)
☐	93002	Varilite Evolution™ PSV	350x400
☐	93420	Varilite Evolution™ PSV	350x450
☐	93421	Varilite Evolution™ PSV	350x500
☐	93422	Varilite Evolution™ PSV	380x380
☐	93423	Varilite Evolution™ PSV	380x430
☐	93424	Varilite Evolution™ PSV	400x350
☐	93003	Varilite Evolution™ PSV	400x400
☐	93004	Varilite Evolution™ PSV	400x450
☐	93005	Varilite Evolution™ PSV	400x500
☐	93006	Varilite Evolution™ PSV	430x430
☐	93007	Varilite Evolution™ PSV	450x400
☐	93008	Varilite Evolution™ PSV	450x450
☐	93009	Varilite Evolution™ PSV	450x500
☐	93435	Varilite Evolution™ PSV	500x400
☐	93268	Varilite Evolution™ PSV	500x450
☐	93010	Varilite Evolution™ PSV	500x500
☐	93277	Varilite Evolution™ PSV	550x450
☐	93278	Varilite Evolution™ PSV	550x500
☐	93279	Varilite Evolution™ PSV	600x450
☐	93280	Varilite Evolution™ PSV	600x500


Varilite Meridian™
PSV

Les thérapeutes recommandent le méridien aux personnes souffrant d'un dysfonctionnement moteur et neurologique dû à une lésion de la moelle épinière, un accident vasculaire cérébral, une sclérose en plaques, une infirmité motrice cérébrale et une lésion cérébrale traumatique. Les thérapeutes apprécient la crête pré-ischiale intégrale et l'effet de coin créé par les deux chambres du Meridian. Les utilisateurs et les soignants apprécient son faible poids, son confort et sa facilité d'utilisation. Pas de pompes ni d'accessoires. Pas de pétrissage ni de manipulation.

	CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)
☐	93364	Varilite Meridian™ PSV	350x400
☐	93411	Varilite Meridian™ PSV	350x450
☐	93412	Varilite Meridian™ PSV	350x500
☐	93414	Varilite Meridian™ PSV	380x380
☐	93415	Varilite Meridian™ PSV	380x430
☐	93413	Varilite Meridian™ PSV	400x350
☐	93365	Varilite Meridian™ PSV	400x400
☐	93366	Varilite Meridian™ PSV	400x450
☐	93367	Varilite Meridian™ PSV	400x500
☐	93368	Varilite Meridian™ PSV	430x430
☐	93369	Varilite Meridian™ PSV	450x400
☐	93370	Varilite Meridian™ PSV	450x450
☐	93371	Varilite Meridian™ PSV	450x500
☐	93571	Varilite Meridian™ PSV	450x550
☐	93410	Varilite Meridian™ PSV	500x400
☐	93372	Varilite Meridian™ PSV	500x450
☐	93373	Varilite Meridian™ PSV	500x500
☐	93416	Varilite Meridian™ PSV	550x450
☐	93417	Varilite Meridian™ PSV	550x500
☐	93418	Varilite Meridian™ PSV	600x450
☐	93419	Varilite Meridian™ PSV	600x500


Varilite Pro-Form NX™
2 compartments

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants ayant des besoins difficiles et asymétriques en matière de protection de la peau, de positionnement et de soutien postural. Modifiable.

	CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)	
☐	93298	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	350x400	€ 0,00
☐	93113	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	380x380	€ 0,00
☐	93114	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	380x430	€ 0,00

☐	93299	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	400x400
☐	93300	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	400x450
☐	93301	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	400x500
☐	93115	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	430x430
☐	93302	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	450x400
☐	93303	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	450x450
☐	93304	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	450x500
☐	93116	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	500x400
☐	93117	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	500x450
☐	93315	Varilite Pro-Form NX™, 2 compartiments	500x500



Varilite Reflex™

Coussin de protection cutanée non ajustable comprenant VARILITE Air-Release Device™.

	CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)
☐	93494	Varilite Reflex™	350x400
☐	93495	Varilite Reflex™	350x450
☐	93496	Varilite Reflex™	350x500
☐	93497	Varilite Reflex™	380x380
☐	93498	Varilite Reflex™	380x430
☐	93499	Varilite Reflex™	400x350
☐	93500	Varilite Reflex™	400x400
☐	93501	Varilite Reflex™	400x450
☐	93502	Varilite Reflex™	400x500
☐	93503	Varilite Reflex™	430x430
☐	93504	Varilite Reflex™	450x400
☐	93505	Varilite Reflex™	450x450
☐	93506	Varilite Reflex™	450x500
☐	93507	Varilite Reflex™	500x400
☐	93508	Varilite Reflex™	500x450
☐	93509	Varilite Reflex™	500x500



Varilite Stratus

Le coussin Varilite Stratus est un excellent choix pour les personnes qui présentent un risque modéré à faible de rupture des tissus et qui ont des besoins de positionnement modérés. Le coussin est doté d'une valve autogonflante unique qui permet à l'air d'entrer et de sortir du coussin afin qu'il puisse épouser la forme de l'utilisateur.

	CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)
☐	93050	Varilite Stratus	350x400
☐	93110	Varilite Stratus	380x380
☐	93111	Varilite Stratus	380x430
☐	93051	Varilite Stratus	400x400
☐	93052	Varilite Stratus	400x450
☐	93053	Varilite Stratus	430x430
☐	93054	Varilite Stratus	450x400
☐	93055	Varilite Stratus	450x450
☐	93112	Varilite Stratus	450x500
☐	93056	Varilite Stratus	500x450
☐	93057	Varilite Stratus	500x500



Varilite Zoid™
PSV

Coussin de protection cutanée ajustable à profil bas coussin pour les utilisateurs actifs de fauteuils roulants

	CODE	DESCRIPTION	WIDTH x DEPTH (mm)
☐	93034	Varilite Zoid™ PSV	350x400
☐	93100	Varilite Zoid™ PSV	350x450
☐	93101	Varilite Zoid™ PSV	380x380
☐	93102	Varilite Zoid™ PSV	380x430
☐	93035	Varilite Zoid™ PSV	400x400
☐	93036	Varilite Zoid™ PSV	400x450
☐	93103	Varilite Zoid™ PSV	400x500
☐	93104	Varilite Zoid™ PSV	430x430
☐	93105	Varilite Zoid™ PSV	450x400
☐	93037	Varilite Zoid™ PSV	450x450

☐	93106	Varilite Zoid™ PSV	450x500
☐	93107	Varilite Zoid™ PSV	500x400
☐	93108	Varilite Zoid™ PSV	500x450
☐	93109	Varilite Zoid™ PSV	500x500

5 Dossier

Systèmes de dossier LPPR 4510004 / VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur



Icon™ Back System
Low

Combines innovative
VariLock™ hardware
with a sleek, low profile
look



Icon™ Back System
Mid

Provides support and
positioning to
improve trunk
control and decrease
fatigue



Icon™ Back System
Tall

Well suited for users
needing additional
support or with a tilt-
recline system



Icon™ Back System
Deep

Ideal for users
needing maximum
support

CODE	DESCRIPTION	SEAT WIDTH (mm)
☐ 93560	Icon™ Back System Low	350
☐ 93561	Icon™ Back System Low	380
☐ 93562	Icon™ Back System Low	400
☐ 93563	Icon™ Back System Low	430
☐ 93564	Icon™ Back System Low	450
☐ 93565	Icon™ Back System Low	500
☐ 93544	Icon™ Back System Mid	300
☐ 93545	Icon™ Back System Mid	350
☐ 93546	Icon™ Back System Mid	380
☐ 93547	Icon™ Back System Mid	400
☐ 93548	Icon™ Back System Mid	430
☐ 93549	Icon™ Back System Mid	450
☐ 93550	Icon™ Back System Mid	500
☐ 93551	Icon™ Back System Mid	550
☐ 93552	Icon™ Back System Mid	600
☐ 93553	Icon™ Back System Tall	300
☐ 93554	Icon™ Back System Tall	350
☐ 93555	Icon™ Back System Tall	380
☐ 93556	Icon™ Back System Tall	400
☐ 93557	Icon™ Back System Tall	430
☐ 93558	Icon™ Back System Tall	450
☐ 93559	Icon™ Back System Tall	500
☐ 93538	Icon™ Back System Deep	350
☐ 93539	Icon™ Back System Deep	380
☐ 93540	Icon™ Back System Deep	400
☐ 93541	Icon™ Back System Deep	430
☐ 93542	Icon™ Back System Deep	450
☐ 93543	Icon™ Back System Deep	500

Soutien latéral

CODE		DESCRIPTION			
selon largeur d'assise					
30cm	35-38cm	40-43cm	45cm	50-60cm	
☐	☐	☐	☐	☐	Support cale tronc fixe
93254	93255	93256	93257	93258	inclus coussin pour support cale tronc
30cm	35-38cm	40-43cm	45cm	50-60cm	
☐	☐	☐	☐	☐	Support cale tronc escamotable
93239	93240	93241	93242	93243	court inclus coussin 75 x 100mm pour support cale tronc
30cm	35-38cm	40-43cm	45cm	50-60cm	
☐	☐	☐	☐	☐	Support cale tronc escamotable
93249	93250	93251	93252	93253	medium inclus coussin 100 x 130mm pour support cale tronc
30cm	35-38cm	40-43cm	45cm	50-60cm	
☐	☐	☐	☐	☐	Support cale tronc escamotable
93244	93245	93246	93247	93248	long inclus coussin 130 x 150mm pour support cale tronc



Fixe



Escamotable court



Escamotable medium



Escamotable Long

Appui tête

CODE	DESCRIPTION
☐ 80337	Appui tête TA (225 x 120 mm) avec support (80288)
☐ 80267	Appui-tête TA avec coussin de soutien temporal



80267

Cales bassin

CODE	DESCRIPTION
☐ 93262 80328	Support cales bassins et coussins 75x100 mm, la paire
☐ 93263 80328	Support cales bassins et coussins 100x130 mm, la paire
☐ 93264 80328	Support cales bassins et coussins 130x150 mm, la paire



Ceintures et supports

CODE	DESCRIPTION			
☐ 93231	Ceinture pectorale			
	XS	S	M	L
☐ 93221	☐	☐	☐ 93223	☐ 93224
Ceinture de hanche VARILITE, obligatoire sur stand up				
☐ 93225	☐	☐ 93226	☐ 93227	☐ 93228
Ceinture de hanche VARILITE à 4 points				
☐ 93235	☐	☐ 93236	☐ 93237	☐ 93238
Maintien de cheville VARILITE (la paire)				
☐ 93272	☐	☐ 93232	☐ 93233	☐ 93234
Harnais poitrine VARILITE				
☐ 80765	Support pour harnais de poitrine VARILITE			
☐ 97157	Ceinture, enroulement automatique			
LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis				€ 165,00



Ceinture pectorale



Ceinture de hanche 2 points



ceinture de hanche 4 points



Maintien de cheville



Harnais poitrine

6 Accoudoirs

CODE	DESCRIPTION
☐	Accoudoir rabattable avec support avant verrouillable
Hauteur réglable de 185 à 285 mm	

Options des accoudoirs

CODE	DESCRIPTION
☐ 80320	Coussin d'accoudoir, droit, court
☐ 80335	Coussin d'accoudoir, droit, long
☐ 80336	Coussin d'accoudoir, gauche, court
☐ 80321	Coussin d'accoudoir, gauche, long
☐ 80651	Bord aluminium pour coussin accoudoir court
☐ 80652	Bord aluminium pour coussin accoudoir long
☐ 20248	Sacchoche cuir petit modèle pour accoudoir
LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis	
€ 127,00	



80320/80336



80335/80321



80651/80652



80830/80830-1



20248

7 Repose jambes et palette

Repose jambes central LPPR 4510002 / VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE

CODE	DESCRIPTION
☐ 95083	Potence centrale électrique réglable

Palette pour potence centrale

CODE	DESCRIPTION
☐ 99169	Palette monobloc Stand-Up renforcée angle, adjustable



99169

Options pour repose jambes central

CODE	DESCRIPTION
☐	Appui sous rotulien Réglable en profondeur sur 60 mm
☐ 80332	Appui mollet
☐ 81043	Coussin Gel pour appui sous rotulien



80332

8 Eclairage

CODE	DESCRIPTION
☐ 99116	Eclairage LED
☐ ---	Without lighting

9 Modules de commande et options

CODE	DESCRIPTION			
☐ 95172-1	Manipulateur, CISM 1 avec ecran LCD	sans éclairage		
☐ 95252-1	Manipulateur, CISM 1 avec ecran LCD	accès éclairage		
☐ 95501	Manipulateur CISM 2 avec écran LCD	Fonction infrarouge		
☐ 95524	Manipulateur CISM 2 avec écran LCD	fonction infrarouge et Bluetooth	LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis	€ 1 108,00



95172-1/95252-1

CISM-1



95501/95524

CISM-2

Support module de commande

CODE	DESCRIPTION	
☐ 80407	Pantographe escamotable droit pour module de commande	
☐ 80408	Pantographe escamotable gauche pour module de commande	
☐ 80838	Support escamotable vers le bas droite ou gauche	



80407/80408



80838

Embout pour module de commande

	CODE	DESCRIPTION
☐	95153	Standard
☐	95154	Champignon M48
☐	95155	Boule 38 mm
☐	95299	Boule 32mm
☐	95306	Cupule menton C38
☐	95298	Cone S30
☐	95305	Stick S80
☐	95301	T-bar
☐	95300	Boule mousse 70mm
☐	Select color	balle de golf



95153



95154



95155/95299



95306



95298



95305



95301



95300



White
☐
80653



Orange
☐
80653-4



Pink
☐
80653-2



Yellow
☐
80653-3



Football
☐
80653-7



Football
☐
80653-8

Module de commande supplémentaires LPPR 4530001 VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV / 1500,00€

	CODE	DESCRIPTION		
☐	97342	Module de commande supplémentaire inclus support pour CISM-1	LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis	€ 1 200,00
☐	97343	Module de commande supplémentaire inclus support pour CISM-2	LPPR 4550001 / Prise en charge sur devis	€ 1 200,00
☐	95213-1	Manipulateur pour commande tierce personne	sans support de commande / LPPR 4530001 1 500,00€	€ 1 421,80
☐	80903	Support de commande tierce personne pivotante 1 main	sans manipulateur 95213-1	
☐	80517	Support de commande tierce personne pivotante 1 main	sans manipulateur 95213-1	
☐	80533	Support de commande tierce personne 2 main avec arrêt d'urgence	sans manipulateur 95213-1	



97342/97343

10 Accessoires

CODE	DESCRIPTION	
☐ 80163	Tablette thérapeutique adulte avec support escamotable (80518)	LPPR 4510003 VPH, adjonction, tablette complète / 132,00€ € 125,11
☐ 80164	Tablette thérapeutique junior avec support escamotable (80518-1)	LPPR 4510003 VPH, adjonction, tablette complète / 132,00€ € 125,11
☐ 80175	Demi tablette thérapeutique sur demande en fabrication spéciale	NC
☐ 80175	Crochets pour sac (fixation à l'arrière du dossier)	
☐ 97285	TA kit avion	Le kit avion est conçu pour déconnecter facilement les batteries. C'est une exigence de la plupart des compagnies aériennes



80162/80164



80175