



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

☐ Devis

☐ Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 92° à 137° vers l'arrière
- Coussin dossier Netti UNO Back avec toile de dossier réglable en tension et coussin d'assise Netti UNO Seat, Revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
- Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut). Revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Rampe de poussée réglable en inclinaison
- Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide.
- Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
- Hauteur sol/siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm pour version longue et 375 mm à 450 mm pour la version short

Poids max. Utilisateur : 136 kg

Codes LPPR : **4100022** - VPH, ACHAT NEUF, FRMP, MODULAIRE A PROPULSION MANUELLE OU A POUSSER MULTI-FONCTION : 2 753,00 € / **4510003** - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLETE : 132,00 € TTC / **4510004** - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPERIEUR : dans la limite de 600,00 € / **4510005** - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE INFERIEUR : dans la limite de 600,00 € / **4520001** VPH, adjonction, système de conduite à double main courante pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV - 271,23 € / **4520003** - VPH, ADJONCTION, LEVIER DE BASCULEMENT - FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP ET FRMV

** 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV*

☒ Standard

☒ Pris en charge

☐ Sans supplément




☐ Remboursement sur devis*


				Prix public en €		LPPR
				HT	TTC	TTC
Largeur d'assise (Version Short)				2601,58	2753,00	2753,00
D65035SF	☆	350 mm	D65040SF			
D65043SF	☆	430 mm				
Largeur d'assise (Version Longue)				2601,58	2753,00	2753,00
D65035F	☆	350 mm	D65040F			
D65043F	☆	430 mm	D65045F			
D65050F	☆	500 mm				

COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES

☐ Pour une commande rapide avec accessoire ne faxez que la page 1

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
	A B C F23004 F21052 F21050 F29459/F29460			
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm			
	A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'Abeille)			
D27574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'Abeille) (À la place de l'appui-tête d'origine)			
D27573	Appui tête C " Plan Large" revêtement 3D (Nid d'Abeille) (À la place de l'appui-tête d'origine)			
F23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large" , Revêtement Mars			
D41649	Revêtement 3D (Nid d'Abeille) pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire			
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée (Tarif unitaire)			
	F29459 ☆ côté gauche F29460 ☆ côté droit			
	(Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard)			
	LPPR 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €			
F22085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24" et 22") Attention option D22007 obligatoire pour les roues 22"			
F21050	Table de thérapie standard renforcée (LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC) (Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges)			
F21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire (Sans supplément avec option table de thérapie F21050, F28826/F28832 ou F28828/F28836)			

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR	
		HT	TTC	TTC	
CHÂSSIS					
					
D83937	F28972	F41074	D28001	D21755	
Standard	Hauteur de dossier 500 mm		■	■	
Standard	Rampe de poussée réglable en angle par système de crantage		■	■	
Standard	Dispositifs anti-basculer escamotables		■	■	
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral		■	■	
D21755	Poignées de poussée pour tierce personne, amovibles et réglable en hauteur (Longueur 300 mm), en remplacement de la rampe de poussée d'origine	□	252	265,86	
D83937	Kit d'élargisseur d'accoudoirs (<i>Déport des accoudoirs de 12 mm par côté</i>)	○	-	-	
F28972	Modules anti-basculer avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du l'équipement du Netti III), réglables et escamotables. La paire (En remplacement des anti-basculer d'origine) (LPPR 4520003 - VPH, ADJ, LEVIER DE BASCULEMENT - FRMP - 25,00 € TTC)	☆	23,70	25,00	25,00
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire		■	■	
D28001	Extension de châssis (<i>Anti-basculer rallongées incluses</i>). La paire	□	315	332,33	
F29474	Blocage de proclive (<i>Évite la bascule d'assise vers l'avant</i>)	○	-	-	
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm (Montage à effectuer par le prestataire)	□	160	168,80	
D21808	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire (À la place des poignées 300 mm de l'option D21055 à choisir obligatoirement)	○	-	-	
D21075	Kit Auto - Recommandé pour les utilisateurs de plus de 1m85 lors du tansport en voiture inclus: <i>rallonge de dossier H600 mm + coussin de dossier adapté, tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) et noix de fixation en alu pour appui-tête.</i>	□	672	708,96	
ROUES AVANT					
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages		■	■	
F21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine)	○	-	-	
F21012	Roues avant 7" - 175 x 45 Gonflables (En remplacement des roues avant d'origine)	○	-	-	
F22003	Roues avant 5" -125 x 27 bandages (En remplacement des roues avant d'origine)	○	-	-	
ROUES ARRIERE					
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)		■	■	
F22006	Roues arrière 24" bandages larges à dessin crantés (Largeur 1" 3/8') PU Infill/Flexel	○	-	-	
F22008	Roues arrière 24" Gonflables (Largeur 1" 3/8')	○	-	-	
F22007	Fauteuil surbaissé : Kit avec roues arrière 22" x 1, roues avant 6" et anti-basculer plus courtes (En remplacement des roues arrière 24", des roues avant 7" et des anti-basculer d'origine)	○	-	-	
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues standard d'origine (LPPR 4520001 271,23 € TTC)		256,31	271,23	271,23
	D20832FS □ côté droit D20831FS □ côté gauche				
F22002	Roues arrière 20 x 1" bandages (À démontage rapide), À la place des roues 24" d'origine	○	-	-	
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, (Non disponibles avec DMC) . La paire	□	152	160,36	
D22013	Grip de main courante avec revêtement silicone (Non disponibles avec DMC) . La paire	□	126	132,93	
F70316	Kit transit roues arrière 16", avec freins accompagnant, bandages (À la place des roues 24"x1)	○	-	-	
F70315	Kit transit roues arrière 12 1/2 " avec freins accompagnant, bandages. (À la place des roues 24"x1)	○	-	-	
DOSSIER : 4510004 forfait dans la limite de 600,00 €					
					
Netti UNO Back	Netti Smart	Netti Stabil	Netti SuperStabil	Netti Kyphotic	
Standard	Cousin de dossier Netti UNO Back -Mousse mono densité avec retours latéreaux profondeur 100 mm Revêtement 3D (Nid d'abeille)		■	■	
F21338	Coussin de dossier Netti SMART - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) (En remplacement du coussin de dossier d'origine)	☆	347	366,09	
F21333	Coussin de dossier Netti STABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) (En remplacement du coussin de dossier d'origine)	☆	347	366,09	

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
DOSSIER (SUITE)				
F21334	Coussin de dossier Netti SUPER STABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement 3D (Nid d'abeille) <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	☆	347	366,09
F20630	Coussin de dossier Netti KYPHOTIC - Dossier évidé en revêtement 3D Nid d'abeille/Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une prof. de 170 mm (Dispo. uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et en hauteur 500 mm) <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	☆	347	366,09
F41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm <i>(Avec coussin de dossier adapté)</i> <i>(Non disponible avec Uno back et Kyphotic car ils n'existent pas en hauteur 600 mm)</i>	□	233	245,82
F21137	Toile de dossier souple avec 6 sangles réglables en tension	■		■
F21138	Toile de dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine <i>(Inclus avec cale tronc / Montage à effectuer par le prestataire)</i>	○	-	-
	Cale thoracique STABIL <i>(Tarif unitaire)</i> Non compatible avec coussin Netti UNO Back et Netti Smart			
	F26844 ☆ côté droit F26831 ☆ côté gauche Rigidifie les retours latéraux en cas de chute latérale de tronc (Scoliose sévère) et permet leur réglage en ouverture LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €		110,86	116,96
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	□	158	166,69
	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières <i>(Tarif unitaire)</i>			
	F27375 ☆ côté droit F27374 ☆ côté gauche LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €		110,86	116,96
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale	□	133	140,32
	Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-bascules rallongées. <u>Option non approuvée pour le transport en voiture</u>		1364	1439,02
	☐ D82411 80N ☐ D82412 120N ☐ D82413 160N Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques			
* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension seul <i>(Sans plaque d'assise NDS, ceinture 2pts non incluse mais fortement recommandée => voir page 7 pour le choix de la ceinture)</i> Extension de châssis + anti-bascules rallongées inclus		□		
* Dossier Dynamic FREE GAZ SPRING 40° d'extension avec plaque d'assise dynamique <i>(Extension de châssis, anti-bascules rallongées et ceinture de bassin 2pts BP Evoflex inclus). Pour un autre modèle de ceinture voir P7</i>		□		
Taille de la ceinture 2pts Bodypoint Evoflex (Uniquement avec plaque d'assise NDS)				Prix sur demande
	☐ M	☐ L	☐ XS	
	<u>Force du vérin Dynamic</u>			
	☐ 200N	☐ 300N	☐ 400N	
	☐ 500N	☐ 600N	☐ 700N	
	☐ 800N	☐ 900N	☐ 1000N	
	☐ 1100N	☐ 1200N	☐ 1300N	
SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI				
DOSSIER 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €				
				
F86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.</i> [A] (Inclus avec options harnais F86895, F86896, F86898, F86899 ou F20881)	○	-	-
F20881	Harnais rembourré. Fermeture type ceinture de sécurité Auto. [B]	☆	221,72	233,91
	Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex. [C]			
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆	221,72	233,91
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	☆		
	Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivotFit [D]			
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆	221,72	233,91
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	☆		

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC

ASSISE : 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €

								
Coussin d'assise Uno Seat		Coussin d'assise Netti Sit		Housse Netti Dry		Cales de bassin		
Standard	Revêtement assise, dossier, protège-genoux et appui-tête 3D (Nid d'abeille)					■	■	
Standard	Coussin d'assise Netti UNO SEAT - Mousse PU multi densité. Revêtement 3D (Nid d'abeille)					■	■	
F21007	Coussin d'assise Netti SIT de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D (Nid d'abeille). <i>(En remplacement du coussin d'assise d'origine)</i>					☆	324	341,82
F29488	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 20 mm par côté. La paire					☆	44,72	47,18
D21048	Revêtement Netti DRY (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.					□	210	221,55
	Plot d'abduction LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €							
F27493	☆	petit	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm			244,72	258,18
F27494	☆	moyen	Largeur	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm				
F27495	☆	large	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm				

SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI

ASSISE 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €

				
X 2				
[A]	[B]	[C]	[D]	
F86282	Kit d'articulation de ceinture. (Inclus avec les ceintures BodyPoint 2 et 4 pts) [A]	○	-	-
F20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée (Fixations en triangle incluses) . [B] <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i>	☆	120	126,60
	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint Evoflex [A] et [C] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>			
F86902	2 points, taille XS (200-280 mm)	☆		
F86891	2 points, taille M (230-380 mm)	☆	200	211,00
F86892	2 points, taille L (330-480 mm) - à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm	☆		
	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint [A] x2 et [D] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>			
F86889	4 points, taille XS (360 mm)	☆		
F86893	4 points, taille M (460 mm)	☆	200	211,00
F86894	4 points, taille L (620 mm)	☆		
F45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint (Compatible uniquement avec modèle [C] et [D])	○	-	-

ACCOUDOIRS / TABLETTES

Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm		■	■	
D41650	Revêtement 3D (Nid d'abeille) respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire	☐	137	144,54	
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine	☐	126	132,93	
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personne hémiplégique (unitaire)		☐	221	233,16
F28826	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 - 400 mm (LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC)	☆	125,12	132,00	132,00
F28832	Table de thérapie, escamotable sur le côté. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 - 500 mm (LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC)	☆	125,12	132,00	132,00
F28828	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 350 - 400 mm (LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC)	☆	125,12	132,00	132,00
F28836	Table de thérapie, verrouillable. Fixation par molette sous les accoudoirs. Pour LA 430 - 500 mm (LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC)	☆	125,12	132,00	132,00

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR		
		HT	TTC	TTC		
RELEVÉ-JAMBES						
						
Standard	F24005	D21041	F21044	F23014	Sangle mollet	
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement 3D. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm				■	■
F88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire				○	- -
F24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm (À la place des relève-jambes d'origine)				○	- -
D21041	Caisson de pieds rembourré (monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur et en inclinaison) Non approuvé pour transport en voiture				□	515 543,33
F21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche (montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes d'origine)				○	- -
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement 3D (Nid d'abeille). La paire				□	186 196,23
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire				□	63 66,47
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire				□	262 276,41
F23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la palette. La paire LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €				☆	44,72 47,18
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €				☆	80 84,40
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €				☆	80 84,40
F21293	Sangle Mollet rembourrée en plus des appui mollets d'origine LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €				☆	80 84,40
	Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). (NC avec coussinets de confort pour palettes) La paire LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €					
	☆	F44863 S (170 - 200 mm)			120 126,60	
	☆	F44864 M (190 - 230 mm)			120 126,60	
	☆	F44865 L (220 - 290 mm)			120 126,60	
	☆	F44904 XL (280 - 330 mm)			120 126,60	
D21081	Adduction supplémentaire. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total de 50 mm (Non compatible avec LA 430 mm / Option D88608 à choisir si relève-jambes Netti Grandis) . La paire				□	431 454,71
Relève-jambes Dynamic dual					Prix sur demande	
	D82296	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550 mm)			□	
	D82298	Relèves-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450 mm)			□	
APPUI-TÊTE						
						
A avec bandeau	D	E	F	D23015		
F27572	Appui-tête D "confort". Revêtement 3D Nid d'abeille (À la place de l'appui-tête d'origine)				○	- -
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêtement 3D (À la place de l'appui-tête d'origine) (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)				□	179 188,85
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)				□	34 35,87
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables (À la place de l'appui-tête d'origine)				□	326 343,93
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires (À la place de l'appui-tête d'origine) (Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)				□	326 343,93
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. (En remplacement de celui d'origine)				□	252 265,86
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C				□	95 100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C				□	95 100,23
D21064	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur l'appui-tête. (Non disponible avec l'appui tête Savant)				□	95 100,23
France : Meyra Netti 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône info.ry@meyragroup.com Tél. 04-50-27-37-63						
DANEMARK : Alu Rehab ApS Kløftehøj 8 DK-8680 Ry info.ry@meyragroup.com Phone +45 87887300						
Version: 2025-12						

Réf.	Désignation		Prix public en €		LPPR
			HT	TTC	TTC
APPUI-TÊTE (SUITE)					
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375).	☐	95	100,23	
D21065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. (Non disponible avec l'appui tête Savant)	☐	95	100,23	
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. (Non disponible avec l'appui tête Savant)	☐	105	110,78	
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	☐	95	100,23	
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête	☐	207	218,39	
 [A] [B] [C]					
D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)	☐	846	892,53	
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm (Non approuvé pour le transport en voiture)	☐	846	892,53	
F45373	[B] Extension support latéral (Non compatible avec bandeau de tête)	☐	86	90,73	
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	☐	95	100,23	
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (NA pour le transport en voiture)	☐	907	956,89	
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement (NA pour le transport en voiture)	☐	907	956,89	
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	☐	996	1050,78	
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	☐	996	1050,78	
D82746	Appui tête C, Plan Large revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic Appui tête équipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal (Noix de fixation alu, réf D82025, incluse)	☐ 	Prix sur demande		
ACCESSOIRES DIVERS					
D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée	☐ 	336	354,48	
FXXXXX	Main courante : ALU ☒ PLASTIQUE ☐ ACIER ☐		-	-	
F80080	Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Extension de châssis LPPR 4540001 - VPH, ADJ, SUPPORT D'OXYGENOTHERAPIE ET/OU DAPP DE VENTILATION ASSISTEE - 500,00 € TTC)  Largeur = Largeur d’assise - 405 mm Profondeur = 305 mm Hauteur rebord = 70 mm Charge maximal supportée = 6kg Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule	☆	473,93	500,00	500,00
D21022	Revêtement EasyCare pour assise, dossier, appui tête et protège-genoux + options de confort éventuelles (En remplacement des revêtements 3D Nid d'abeille d'origine)	☐	-	-	
D21239	Kit d'outillage (Nécessaire aux différents réglages du fauteuil)	☐	105	110,78	

Total :

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port
Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)
Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter
Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande :

par mail à info.ry@meyragroup.com
par fax au 04-50-60-51-80

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	350 mm, 400 mm, 430 mm, 450 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise LA 350 à 430 mm (Version short) :	375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm
Profondeurs d'assise LA 350 à 430 mm (Version longue) :	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise LA 430 à 500 mm (Version longue) :	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Hauteur de dossier :	500 mm (600 mm en option)
Bascule d'assise :	de -5° à +20°
Inclinaison dossier :	de 92° à 137° en arrière
Largeur totale du fauteuil :	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 12" ou 16" équipées de freins accompagnant :	Largeur d'assise + 170 mm
Avec roues 20", 22" et 24" équipées de freins accompagnant (à démontage rapide)	Largeur d'assise + 195 mm
Longeur totale :	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
Hauteur d'assise :	1050 mm
Poids du fauteuil :	30 kg avec relève-jambes, appui-tête et accoudoirs, sans coussins 15 kg châssis seul
Poids maxi. Utilisateur :	136 kg
Coloris du châssis :	Gris graphite
Revêtement :	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine avec Logo "Netti" UNO SEAT et UNO BACK Revêtement EasyCare en option (D21022)

Coussins d'assise et de dossier	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
Crash test :	ISO 7176-19 (136 kg)

Relève-jambes :		
	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège :
Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

