



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

☐ Devis

☐ Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 90° à 135° vers l'arrière
 - Coussin de dossier Netti UNO Back avec toile de dossier réglable en tension et coussin d'assise Netti UNO Seat. Revêtement EasyCare
 - Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
 - Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut), revêtement EasyCare
 - Poignées de poussée amovibles et réglables en hauteur (300 mm)
 - Roues arrière 24"x 1 et roues avant 7" à bandages. Quatre roues à démontage rapide.
 - Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur. Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
 - Hauteur sol/siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm
- Poids max. Utilisateur : 136 kg

Codes LPPR : **4100022** - VHP, ACHAT NEUF, FRMP, MODULAIRE A PROPULSION MANUELLE OU A POUSSER MULTI-FONCTION : 2 753,00 € / **4510003** - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLETE : 132,00 € TTC / **4510004** - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPERIEUR : dans la limite de 600,00 € / **4510005** - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE INFERIEUR : dans la limite de 600,00 € / **4520001** VPH, adjonction, système de conduite à double main courante pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV - 271,23 € / **4520003** - VPH, ADJONCTION, LEVIER DE BASCULEMENT - FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP ET FRMV

** 4550001 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV*

■ Standard

★ Pris en charge

○ Sans supplément

☐ Remboursement sur devis*

										Prix public en €		LPPR		
										HT	TTC	TTC		
Largeur d'assise														
D64035F	★	350 mm	D64040F	★	400 mm	D64045F	★	450 mm	D64050F	★	500 mm	2601,58	2753,00	2753,00

COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES

☐ Pour une commande rapide avec accessoire ne faxez que la page 1




Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
	 A  B  C  F24002  F21052  F21050  F24001			
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm A " Demi-lune" (Standard) Revêtement EasyCare	■	■	
D26574	Appui tête B " Appui nuque" revêtement EasyCare (À la place de l'appui-tête d'origine)	○	-	-
D26573	Appui tête C " Plan Large" revêtement EasyCare (À la place de l'appui-tête d'origine)	○	-	-
F23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large", Revêtement Mars	□	181	190,96
D41649	Revêtement de confort EasyCare pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire	□	116	122,38
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée (Tarif unitaire)			
	 F22185 ★ côté gauche F22186 ★ côté droit		110,86	116,96
	(Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard) LPPR 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €			
F64085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24" et 22") Attention option D22007 obligatoire pour les roues 22"	○	-	-
F21050	Table de thérapie standard renforcée (LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC) (Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges)	★	125,12	132,00 132,00
F24001	Table de thérapie, escamotable sur le côté (LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC) (NC pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges) . Fixation par molette sous les accoudoirs.	★	125,12	132,00 132,00
F24002	Table de thérapie, verrouillable (LPPR 4510003 - VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE - 132,00 € TTC) (Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges) . Fixation par molette sous les accoudoirs	★	125,12	132,00 132,00
F21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire (Sans supplément avec option table de thérapie F21050, F24001 ou F24002)	○	-	-


France : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Tous les prix sont des prix catalogue EURO hors TVA| Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de prix | **Page 1 sur 7**

Version: 2025-12

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR	
		HT	TTC	TTC	
CHÂSSIS					
					
F80913	F28972	F41074	D28001	D81740	
Standard	Hauteur de dossier 500 mm		■	■	
Standard	Poignées de poussées 300 mm		■	■	
Standard	Dispositifs anti-basculer escamotables		■	■	
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral		■	■	
F64000	Version CES PLUS (SHORT) petite profondeur d'assise et surbaissée : ■ Profondeur d'assise réglable de 375 mm à 450 mm ■ Roues arrière 22" (À démontage rapide) + roues avant 6" (hauteur sol/siège mini. = 440 mm)	○	-	-	
F80913	Augmentation de la largeur d'assise de 10 ou 20 mm/côté (par déport des fixations d'accoudoir). La paire		■	■	
F28972	Modules anti-basculer avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du l'équipement du Netti III), réglables et escamotables. La paire (En remplacement des anti-basculer d'origine) <i>(LPPR 4520003 - VPH, ADJ, LEVIER DE BASCULEMENT - FRMP - 25,00 € TTC)</i>	☆	23,70	25,00	25,00
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire		■	■	
D28001	Extension de châssis (Anti-basculer rallongées incluses). La paire	□	315	332,33	
F29474	Blocage de proclive (Évite la bascule d'assise vers l'avant)	○	-	-	
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm (Montage à effectuer par le prestataire)	□	160	168,80	
D21808	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire (À la place des poignées d'origine)	□	210	221,55	
D81740	Rampe de poussée réglable en hauteur et inclinaison. (À la place des poignées d'origine)	□	378	398,79	
D21075	Kit Auto - Recommandé pour les utilisateurs de plus de 1m85 lors du tansport en voiture inclus: <i>rallonge de dossier H600 mm + coussin de dossier adapté, tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) et noix de fixation en alu pour appui-tête.</i>	□	672	708,96	
ROUES AVANT					
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages		■	■	
F21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine)	○	-	-	
F21012	Roues avant 7" - 175 x 45 Gonflables (En remplacement des roues avant d'origine)	○	-	-	
F22003	Roues avant 5" -125 x 27 bandages (En remplacement des roues avant d'origine)	○	-	-	
ROUES ARRIERE					
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)		■	■	
F22006	Roues arrière 24" bandages larges à dessin crantés (Largeur 1" 3/8') PU Infill/Flexel	○	-	-	
F22008	Roues arrière 24" Gonflables (Largeur 1" 3/8')	○	-	-	
F22007	Fauteuil surbaissé : Kit avec roues arrière 22" x 1, roues avant 6" et anti-basculer plus courtes (En remplacement des roues arrière 24", des roues avant 7" et des anti-basculer d'origine)	○	-	-	
F22000	Kit roues arrière 24 x 1" et roues avant 7" à la place des roues 22" + 6" si option D64000 ci-dessus choisie (Version short + kit surbaissé)	○	-	-	
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues standard d'origine <i>(LPPR 4520001 271,23 € TTC)</i> D20832FS □ côté droit D20831FS □ côté gauche		256,31	271,23	271,23
F22002	Roues arrière 20 x 1" bandages (À démontage rapide), À la place des roues 24" d'origine	○	-	-	
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, (Non disponibles avec DMC) . La paire	□	152	160,36	
D22013	Grip de main courante avec revêtement silicone (Non disponibles avec DMC) . La paire	□	126	132,93	
F70316	Kit transit roues arrière 16", avec freins accompagnant, bandages (À la place des roues 24"x1)	○	-	-	
F70315	Kit transit roues arrière 12 1/2 " avec freins accompagnant, bandages. (À la place des roues 24"x1)	○	-	-	
DOSSIER : 4510004 forfait dans la limite de 600,00 €					
					
Netti UNO Back	Netti Smart	Netti Stabil	Netti SuperStabil	Netti Kyphotic	
Standard	Cousin de dossier Netti UNO Back -Mousse mono densité avec retours latéreaux profondeur 100 mm Revêtement EasyCare		■	■	
F21338	Coussin de dossier Netti SMART - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement EasyCare (En remplacement du coussin de dossier d'origine)	☆	347	366,09	

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
DOSSIER (SUITE)				
F21335	Coussin de dossier Netti STABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement EasyCare <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	☆	347	366,09
F21336	Coussin de dossier Netti SUPER STABIL - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement EasyCare <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	☆	347	366,09
F20630	Coussin de dossier Netti KYPHOTIC - Dossier évidé en revêtement 3D Nid d'abeille/Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une prof. de 170 mm (Dispo. uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et en hauteur 500 mm) <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	☆	347	366,09
F41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm <i>(Avec coussin de dossier adapté)</i> <i>(Non disponible avec Uno back et Kyphotic car ils n'existent pas en hauteur 600 mm)</i>	□	233	245,82
F21137	Toile de dossier souple avec 6 sangles réglables en tension	■		■
F21138	Toile de dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine <i>(Inclus avec cale tronc / Montage à effectuer par le prestataire)</i>	○	-	-
	Cale thoracique STABIL <i>(Tarif unitaire)</i> <i>Non compatible avec coussin Netti UNO Back et Netti Smart</i> F26844 ☆ côté droit F26831 ☆ côté gauche Rigidifie les retours latéraux en cas de chute latérale de tronc (Scoliose sévère) et permet leur réglage en ouverture LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €		110,86	116,96
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	□	158	166,69
	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières <i>(Tarif unitaire)</i> F27375 ☆ côté droit F27374 ☆ côté gauche LPPR : 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €		110,86	116,96
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale	□	133	140,32
	Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-basculés rallongées. <i>Option non approuvée pour le transport en voiture</i> □ D82411 80N □ D82412 120N □ D82413 160N Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques		1364	1439,02
SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI				
DOSSIER 4510004 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €				
				
F86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.</i> [A] (Inclus avec options harnais F86895, F86896, F86898, F86899 ou F20881)	○	-	-
F20881	Harnais rembourré. <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B]	☆	221,72	233,91
	Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex. [C]			
F89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	☆		
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	☆		
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆	221,72	233,91
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	☆		
	Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivotFit [D]			
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	☆		
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	☆		
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	☆	221,72	233,91
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	☆		
ASSISE : 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €				
				
Coussin d'assise Uno Seat	Coussin d'assise Netti Sit	Housse Netti Dry	Cales de bassin	
Standard	Revêtement assise, dossier, protège-genoux et appui-tête EasyCare	■	■	
Standard	Coussin d'assise Netti UNO SEAT - Mousse PU multi densité. Revêtement EasyCare	■	■	

Réf.	Désignation					Prix public en €		LPPR
						HT	TTC	TTC
ASSISE (SUITE)								
F21007	Coussin d'assise Netti SIT de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement EasyCare. <i>(En remplacement du coussin d'assise d'origine)</i>					☆	324	341,82
F22154	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 20 mm par côté. La paire					☆	44,72	47,18
D21048	Revêtement Netti DRY (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.					□	210	221,55
	Plot d'abduction LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €							
	F27493	☆	petit	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm		244,72	258,18
	F27494	☆	moyen	Largeur	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm			
	F27495	☆	large	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm			
F20830	Support d'adduction genoux et cuisses (montage côté droit ou gauche, amovible). Tarif unitaire LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €						80	84,40
	☆		1 pièce	☆	2 pièces			
SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI								
ASSISE 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €								
	X 2							
[A]				[B]	[C]			[D]
F86282	Kit d'articulation de ceinture. (Inclus avec les ceintures BodyPoint 2 et 4 pts) [A]					○	-	-
F20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée <i>(Fixations en triangle incluses)</i> . [B] <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i>					☆	120	126,60
	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint Evoflex [A] et [C] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>							
F86902	2 points, taille XS (200-280 mm)					☆		
F86891	2 points, taille M (230-380 mm)					☆	200	211,00
F86892	2 points, taille L (330-480 mm) - à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm					☆		
	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint [A] x2 et [D] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>							
F86889	4 points, taille XS (360 mm)					☆		
F86893	4 points, taille M (460 mm)					☆	200	211,00
F86894	4 points, taille L (620 mm)					☆		
F45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint <i>(Compatible uniquement avec modèle [C] et [D])</i>					○	-	-
ACCOUDOIRS								
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm						■	■
D23001	Verrouillage d'accoudoirs <i>(Montage à effectuer par le prestataire)</i>					□	84	88,62
D41650	Revêtement de confort EasyCare respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire <i>(Option D21077 obligatoire sinon choisir option D41649 sur page 1)</i>					□	137	144,54
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire) à la place des manchettes d'origine					□	126	132,93
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personne hémiplégique (unitaire) 					□	221	233,16
RELEVÉ-JAMBES								
								
Standard	F24005	D21041	F21044	F23014	Sangle mollet			
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement EasyCare. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm						■	■
F88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire					○	-	-
F24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm <i>(À la place des relève-jambes d'origine)</i>					○	-	-
D21041	Caisson de pieds rembourré <i>(monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur et en inclinaison)</i> Non approuvé pour transport en voiture					□	515	543,33

France : Meyra Netti | 11, Rue du Bois du Pont - Lot 2 - ZI Béthunes - 95310 Saint Ouen l'Aumône | info.ry@meyragroup.com | Tél. 04-50-27-37-63

DANEMARK : Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info.ry@meyragroup.com | Phone +45 87887300

Tous les prix sont des prix catalogue EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication d'une nouvelle liste de prix | **Page 4 sur 7**

Version: 2025-12

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR	
		HT	TTC	TTC	
RELEVÉ-JAMBES (SUITE)					
F21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche (<i>montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes d'origine</i>)	○	-	-	
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement EasyCare. La paire	□	186	196,23	
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire	□	63	66,47	
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire	□	262	276,41	
F23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la palette. La paire <i>LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €</i>	☆	44,72	47,18	
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M <i>LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €</i>	☆	80	84,40	
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L <i>LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €</i>	☆	80	84,40	
	Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). (<i>NC avec coussinets de confort pour palettes</i>) La paire <i>LPPR 4510005 - VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT dans la limite de 600,00 €</i>				
	☆	F44863 S (170 - 200 mm)	120	126,60	
	☆	F44864 M (190 - 230 mm)	120	126,60	
	☆	F44865 L (220 - 290 mm)	120	126,60	
	☆	F44904 XL (280 - 330 mm)	120	126,60	
APPUI-TÊTE					
    					
	A avec bandeau	D	E	F	D23015
F26576	Appui-tête D "confort". Revêtement EasyCare (<i>À la place de l'appui-tête d'origine</i>)	○	-	-	
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau. Revêt. EasyCare (<i>À la place de l'appui-tête d'origine</i>) <i>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</i>	□	179	188,85	
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	□	34	35,87	
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux ajustables (<i>À la place de l'appui-tête d'origine</i>)	□	326	343,93	
D27578	Appui-tête F avec appuis mandibulaires (<i>À la place de l'appui-tête d'origine</i>) <i>(Attention option non approuvée pour le transport en véhicule)</i>	□	326	343,93	
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. (<i>En remplacement de celui d'origine</i>)	□	252	265,86	
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	□	95	100,23	
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	□	95	100,23	
D21064	Tube horizontal + 50 mm (total 200 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur l'appui-tête. (<i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i>)	□	95	100,23	
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. <i>Disponible avec l'appui tête Savant (Option D45375).</i>	□	95	100,23	
D21065	Tube horizontal + 150 mm (total 300 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. (<i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i>)	□	95	100,23	
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête. (<i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i>)	□	105	110,78	
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	□	95	100,23	
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête	□	207	218,39	
  					
	[A]	[B]	[C]		
D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm (<i>Non approuvé pour le transport en voiture</i>)	□	846	892,53	
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm (<i>Non approuvé pour le transport en voiture</i>)	□	846	892,53	
F45373	[B] Extension support latéral (<i>Non compatible avec bandeau de tête</i>)	□	86	90,73	
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	□	95	100,23	
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement (<i>Non approuvé pour le transport en voiture</i>)	□	907	956,89	

Réf.	Désignation	Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
APPUI-TÊTE (SUITE)				
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	☐	907	956,89
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	☐	996	1050,78
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	☐	996	1050,78
ACCESSOIRES DIVERS				
D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée	☐	336	354,48
				
FXXXXX	Main courante : ALU ☒ PLASTIQUE ☐ ACIER ☐	-	-	
Support Eole « léger » pour Netti 4U – inclus D28001 Extension de châssis				
LPPR 4540001 - VPH, ADJ, SUPPORT D'OXYGENOTHERAPIE ET/OU DAPP DE VENTILATION ASSISTEE - 500,00 € TTC)				
F80080	 Largeur = Largeur d’assise - 405 mm Profondeur = 305 mm Hauteur rebord = 70 mm Charge maximal supportée = 6kg	★	473,93	500,00
Option non compatible avec roues transit 12 1/2" et 16" et non approuvé pour le transport en véhicule				
D21122	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour assise, dossier, appui tête et protège-genoux + options de confort éventuelles <i>(En remplacement des revêtements EasyCare d'origine)</i>	☐	189	199,40
Total :				

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à info.ry@meyragroup.com par fax au 04-50-60-51-80

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise standard :	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
Petite profondeur d'assise (Version CES Plus Short) En option :	375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm
Hauteur de dossier :	500 mm (600 mm en option)
Bascule d'assise :	de -5° à +20°
Inclinaison dossier :	de 90° à 135° en arrière
Largeur totale du fauteuil :	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 12" ou 16" équipées de freins accompagnant :	Largeur d'assise + 170 mm
Avec roues 20", 22" et 24" équipées de freins accompagnant (à démontage rapide)	Largeur d'assise + 195 mm
Longeur totale :	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
Hauteur d'assise :	1050 mm
Poids du fauteuil :	29 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs 15 kg châssis seul

Poids maxi. Utilisateur :	136 kg
Coloris du châssis :	Gris argenté

Revêtement :	Easy Care, revêtement antibactérien noir, lavable en machine et stérilisable, avec Logo "Netti"
Coussins d'assise et de dossier	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
Crash test :	ISO 7176-19 (136 kg)

Relève-jambes :

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège :

Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

