ORBIT 2 Special

2.618
Édition spéciale 90e anniversaire

HMV: 18.50.04.0209

SONDERMODELL
MEYRA
90 JAHRE EDITION
IN TRADITIONSBLAU



Poids d'utilisateur autorisé 120 kg

MEYRA QUALITY TESTED

ISO 7176-19

MEYRA GROUP

FORMULAIRE DE COMMANDE 1 de 3 — ORBIT 2 Special 2.618

○ COMMANDE ○ DEVIS ○ VERSION SPÉCIALE

Formulaire de commande rempli et envoyé par e-mail à : info@meyragroup.com **Service après-vente:** +49 571 93292 555

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires:

Notes / Remarques:

Quantité commandée::

MEYRA

HMV: 18.50.04.0209



Poids d'utilisateur autorisé 120 kg

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur https://www.meyra.fr/conditions-generales-de-vente. Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur https://fr.meyra.com/messverfahren.

Valable du 01.01.2026 – 31.12.2026. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kisss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations. Veuillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités.

DONNÉES UTILISATEURS


Prénom*:	
Nom*:	
Rue:	
CODE POSTAL:	
Ville*:	
Pays:	
Anniversaire*:	
Diagnostic 1:	
Diagnostic 2:	
Téléphone:	
Téléphone portable:	
E-mail:	
Numéro de commande:	
Caisse de maladie / organisme payeur:	
Commerce spécialisé Interlocuteur / Tél.:	
Spécialiste des soins MEYRA:	
Infos sur les autorisations à partir de la semaine calendaire:	

*Champs obligatoires !

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM):

Pour plus de précisions, voir les schémas figurant dans les informations ci-jointes !

1) Profondeur d'assise*:	
2) Largeur du siège*:	
3) Largeur de la poitrine:	
4) Profondeur de poitrine:	
5) Hauteur du coude:	
6) Hauteur sous les aisselles:	
7) Hauteur du dos:	
8) Hauteur de la tête:	
9) Longueur de l'avant-bras:	
10) Longueur du bas de la jambe*:	
Taille du corps*:	
Poids (kg)*:	



01 Profondeur d'assise
02 Largeur du siège
03 Largeur de la poitrine
04 Profondeur de poitrine
05 Hauteur du coude
06 Hauteur sous les aisselles
07 Hauteur du dos
08 Hauteur de la tête
09 Longueur de l'avant-bras
10 Longueur du bas de la jambe

En principe, toutes les dimensions de l'assise sont mesurées sans le coussin d'assise !

E-POWER

Caractéristiques techniques

Largeur d'assise en mm	430 / 480 / 530
Profondeur d'assise en mm	400 - 550
Hauteur d'assise avant en mm	460
Largeur déplié en mm	650
Hauteur d'obstacle max. en mm	60
Poids à vide pour le transport en kg	100 (sans batterie)
Vitesses de conduite en km/h	6
Puissance du moteur	2 x 180 W
Autonomie en km	jusqu'à 35
Montées / descentes autorisées	8,5° (15 %)
Angle de dossier électrique	80° - 140°
Angle d'assise électrique	0° - 30°
Repose-jambes à réglage électrique	110° - 180°
Réglage électrique centralisé de l'angle des repose-jambes	90° - 180°

Modèle de base

CODE	DÉSIGNATION
115	Châssis 6 km/h
2001	Largeur standard du cadre
892	Suspension réglée pour un poids d'utilisateur allant jusqu'à 100 kg
460	Roue motrice 14" pouces
2512	Hauteur du siège avant B, 460 mm
904	Roue motrice, pneus en PU anti-crevaison
908	Roue motrice, noire, résistante à l'abrasion
157	Volant 8" pouces
900	Volant, pneus en PU anti-crevaison
147	Roue arrière, pneu plein de 6" pouces, noir
48	Largeur d'assise 480 mm, réglable à 430/480/530 mm
4105	Profondeur d'assise 490 mm, réglable de 400 à 550 mm, en continu
7203	Coussin d'assise Netti Uno
608/736	Tubes ronds de 22 mm, sangle de réglage rembourrée, noire
921	Hauteur du dossier 520 mm
106	Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et en profondeur
101	Protège-vêtements pour accoudoir
974	Accoudoir rembourré (de série), à droite
975	Accoudoir rembourré (de série), à gauche
5159	Batterie sans entretien de 50 Ah (20 h)
732	Chargeur 8 A pour 50 Ah (20 h)
932	Éclairage LED à l'avant et à l'arrière conforme au StVZO
2838	Contrôle LINX
74	Montage du module de commande, à droite
4860	Pantographe escamotable, réglable en longueur et en hauteur
985	Programmation en série (par défaut)
833	Ceinture de sécurité
186	Couleur d'accent, magic blue

00 Options

☐	Option 1 avec 2 fonctions électriques
☐	Option 2 avec 3 fonctions électriques
☐	Option 3 avec 3 fonctions électriques

01 *Option 1 - avec 2 fonctions électriques (n° de série 9261800001035)*

CODE	DÉSIGNATION
682	Module de réglage équipé de 2 moteurs de réglage
2847	LiNX RM+LIGHTS+LTD SEAT (Rem 215)
293	Repose-pied, amovibles et pivotants
808	Palettes individuelles, relevables, réglables en angle
25	Réglage électrique de l'inclinaison du dossier, 80° - 140°
118	Inclinaison électrique de l'assise, réglable en continu, 0° - 30°
914/237	Appuie-tête multifonctionnel, revêtement en tissu noir

02 *Option 2 - avec 3 fonctions électriques (n° de série 9261800001036)*

CODE	DÉSIGNATION
678	Module de réglage équipé de 6 moteurs de réglage
2848	LiNX RM+LIGHTS+SEAT (Rem 216)
2086	Repose-jambes, amovibles, pivotants, réglables en hauteur électriquement
808	Palettes individuelles, relevables, réglables en angle
25	Réglage électrique de l'inclinaison du dossier, 80° - 140°
118	Inclinaison électrique de l'assise, réglable en continu, 0° - 30°
914/237	Appuie-tête multifonctionnel, revêtement en tissu noir

03 *Option 3 - avec 3 fonctions électriques (n° de série 9261800001037)*

CODE	DÉSIGNATION
678	Module de réglage équipé de 6 moteurs de réglage
2848	LiNX RM+LIGHTS+SEAT (Rem 216)
5104/5086/2945	Repose-jambes central électrique, réglage électrique de la longueur, avec coussin pour les mollets
5109	Palette standard pour potence centrale
25	Réglage électrique de l'inclinaison du dossier, 80° - 140°
118	Inclinaison électrique de l'assise, réglable en continu, 0° - 30°
914/237	Appuie-tête multifonctionnel, revêtement en tissu noir

Remarques:

☐ J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023).
https://www.meyra.com/gtc/

Date: | Ville: | Signature:

E-POWER